

MADE IN FRANCE



Крем

# CRÉME DERMIO ACTIVE RESTRUCTURANTE CONDUCTIVE

Инновационная лечебная косметика  
для усиления эффекта медицинских  
аппаратных технологий



DERMOIONIQ.RU  
8 800 234 83 80  
(бесплатный звонок по России)



DM CLASSE I

Европейская  
медицинская  
сертификация



# Крем CRÈME DERMO ACTIVE RESTRUCTURANTE CONDUCTIVE

**97,6%** ингредиентов  
натурального  
происхождения

**11** АКТИВНЫХ  
КОМПОНЕНТОВ



## Тип кожи:

Подходит для всех типов кожи

## Показания к применению:

Потеря тонуса и упругости кожи, наличие рубцов, покраснений и зуда. Программа-уход за возрастной и чувствительной кожей. Уникальное сочетание активных компонентов активизирует процессы регенерации глубоких слоев кожи в зоне воздействия (лицо, руки, декольте и другие участки тела), оказывает успокаивающее и защитное действие от внешних агрессивных факторов окружающей среды.

## Способ применения:

1) Регулярное применение. Дозировка – 2 раза в день в течение 4-х недель.

**Способствует глубокому восстановлению кожи.** На предварительно очищенную кожу нанести небольшое количество крема и равномерно распределить легкими круговыми движениями по массажным линиям до полного впитывания.

2) Совместно с сыворотками DERMOIONIQ. Дозировка – 1 раз в день.

**В соответствии с выбранным типом сыворотки осуществляет целенаправленное воздействие на проблему. Крем усиливает действие сыворотки.** 3 капли сыворотки и небольшое количество крема смешать непосредственно перед нанесением.

3) В комплексе с программами аппаратной косметологии (лазерная, радиочастотная, LED и ультразвуковая терапия). Дозировка – на усмотрение специалиста для удобства работы аппаратом. **Крем предназначен для повышения эффективности применения медицинских аппаратных технологий.**

- Нанесение крема осуществляется последовательно по зонам воздействия (~2-3 клика на зону).
- Консистенция крема способствует легкому движению насадки.
- Движения должны быть медленными, чтобы обеспечить оптимальное проникновение.
- По окончании процедуры остатки крема равномерно распределить легкими круговыми движениями по массажным линиям до полного впитывания.
- Если не требуется усиление лечебного действия аппаратной процедуры регенерирующим действием крема, возможно нанесение крема до полного впитывания, как ДО, так и ПОСЛЕ воздействия.
- При применении абразивных техник рекомендуется нанесение крема CRÈME DERMO ACTIVE RESTRUCTURANTE CONDUCTIVE (обязательно до полного впитывания!) только перед началом процедуры.

4) Локальное применение. Дозировка – точечное нанесение на места покраснения и зуда. **Эффективно для домашнего восстановления после косметологических и эстетических процедур, в том числе абразивных аппаратных техник (не наносить сразу после процедуры).**

## СОСТАВ:

AQUA (WATER)\* - CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE\* - SQUALANE\*/\*\* - MARIS AQUA (SEA WATER)\*/\*\* - OCTYLDODECANOL\*/\*\* - PUNICA GRANATUM (POMEGRANATE) SEED OIL\*/\*\* - PROPANEDIOL\*/\*\* - HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER - RIBES NIGRUM (BLACK CURRANT) SEED OIL\*/\*\* - HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL UNSAPONIFIABLES\*/\*\* - GLYCERIN\*/\*\* - COLLAGEEN\* - SORBITAN ISOSTEARATE\* - MELALEUCA QUINQUEFLOVA OIL\* - CARDIOSPERMUM HALICACABUM FLOWER/LEAF/VINE EXTRACT\*/\*\* - SOPHORA JAPONICA FLOWER EXTRACT\*/\*\* - PUNICA GRANATUM PERICARP EXTRACT\*/\*\* - ROSMARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT\* - HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL\* - GLYCERYL CAPRYLATE\*/\*\* - DEHYDROACETIC ACID - BIOSACCHARIDE GUM-1\*/\*\* - SODIUM LEVULINATE\*/\*\* - SODIUM ANISATE\*/\*\* - CITRIC ACID\* - TOCOPHEROL\*/\*\* - BENZYL ALCOHOL - LIMONENE\*.

## СВОЙСТВА ОСНОВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ:

### COLLAGÈNE D'EAU DOUCE\*

Запатентованный суперактивный регенерирующий ингредиент с мощной проникающей способностью во все слои кожи.

### ГРАНАТОВОЕ МАСЛО (ПУНИКАГАЙН)

Высокая антиоксидантная и антигенотоксическая активность, профилактика раковых заболеваний.

### МАСЛО СЕМЯН ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

Богатый источник омега-3 и омега-6 кислот. Поддерживает процессы естественного увлажнения – кожа мягкая и гладкая. Оказывает противовоспалительное действие и укрепляет кожный барьер.

### МОРСКАЯ РОДИКОВИЯ ВОДА

Уникальный состав минералов и микроэлементов природных вод Северной Британии, добытых с глубины более 22-х метров способствует активации внутриклеточной микроциркуляции, увлажнения и укрепления дермо-эпидермального контакта для возвращения естественной эластичности кожи.

\* ингредиенты натурального происхождения

\*\* ингредиенты, полученные из активных ингредиентов, сертифицированных ECOCERT / COSMOS

Вакуумный флакон  
100 ml

## ПРИМЕР КЕЙСА

Применение: ожог

Лечение: нанесение крема CRÈME DERMO ACTIVE RESTRUCTURANTE CONDUCTIVE утром и вечером

До



Спустя 5 дней лечения

