


СЕМЕЙСТВО КОРОНАРНЫХ БАЛЛОНОВ

АКСИОМА[®] АКСИОМА[®] NC



Надежно | Удобно | Без лишних затрат

«Рабочая лошадка» на каждый день
для стандартных клинических случаев

- Основные ходовые размеры
- Отличная проходимость
- Удобство использования даже после нескольких инфляций

BASIC LINE

БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип баллонного катетера	Rx (катетер быстрой замены)
Эффективная длина катетера	140 см
Материал баллона	Нейлон
Тип shaft	Гипотрубка
Диаметр дистальной части shaft	2,7 Fr
Диаметр проксимальной части shaft	1,9 Fr
Расчетное номинальное давление (NOM)	8 атм. (SC) / 12 атм. (NC)
Расчетное давление разрыва (RBP)	16 атм. (SC) / 20 атм. (NC)
Рентгенконтрастные маркеры	Наличие
Маркеры глубины	Наличие
Гидрофильное покрытие	Наличие
Диаметр совместимого проводника	макс. 0.014"
Диаметр совместимого катетера	мин. 5 Fr / 6 Fr (техника «kissing»)

Таблица размеров*

АКСИОМА®

Информация
для заказов на

2022

Год

ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ	ДЛИНА БАЛЛОНА, ММ			
	10	15	20	30
1.00	AS1010	AS1015	AS1020	AS1030
1.25	AS1210	AS1215	AS1220	AS1230
1.50	AS1510	AS1515	AS1520	AS1530
1.75	AS1710	AS1715	AS1720	AS1730
2.00	AS2010	AS2015	AS2020	AS2030
2.25	AS2210	AS2215	AS2220	AS2230
2.50	AS2510	AS2515	AS2520	AS2530
2.75	AS2710	AS2715	AS2720	AS2730
3.00	AS3010	AS3015	AS3020	AS3030
3.25	AS3210	AS3215	AS3220	AS3230
3.50	AS3510	AS3515	AS3520	AS3530
4.00	AS4010	AS4015	AS4020	AS4030
5.00		AS5015	AS5020	AS5030
6.00		AS6015	AS6020	AS6030

AS1210



Название продукта



Семикомплаентный баллон



Диаметр баллона



Длина баллона

АКСИОМА® NC

ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ	ДЛИНА БАЛЛОНА, ММ						
	8	9	12	15	20	25	30
2.00	AN2008	AN2009	AN2012	AN2015	AN2020	AN2025	AN2030
2.25	AN2208	AN2209	AN2212	AN2215			
2.50	AN2508	AN2509	AN2512	AN2515	AN2520	AN2525	AN2530
2.75	AN2708	AN2709	AN2712	AN2715	AN2720		
3.00	AN3008	AN3009	AN3012	AN3015	AN3020	AN3025	AN3030
3.25	AN3208	AN3209	AN3212	AN3215			
3.50	AN3508	AN3509	AN3512	AN3515	AN3520	AN3525	AN3530
3.75	AN3708	AN3709	AN3712	AN3715	AN3720		
4.00	AN4008	AN4009	AN4012	AN4015	AN4020		
4.50	AN4508	AN4509	AN4512	AN4515	AN4520		
5.00	AN5008	AN5009	AN5012	AN5015	AN5020		

AS2210



Название продукта



Семикомплаентный баллон



Диаметр баллона



Длина баллона

*Продукция производится по заказу, пожалуйста, уточняйте наличие на складе и сроки производства у менеджеров компании.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:
Группа компаний Даксмед (ООО «ГКД ЭКСПАНС»)

По вопросам закупок:
тел.: +7 (906) 065-32-92,
e-mail: i.timashov@daksmed.ru
www.daksmed.ru



630049, Россия, г. Новосибирск,
Красный проспект, д. 153Б, оф. 22
Тел.: +7 (383) 305-00-00,
e-mail: one@evipro.one,
www.evipro.one

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед использованием катетера баллонного следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению медицинского изделия. Катетер баллонный для эндоваскулярных вмешательств по ТУ 32.50.13 – 002 – 54390799 – 2017 должен использоваться только врачами, прошедшими специальное обучение по выполнению чрескожной транслюминальной ангиопластики и только в стационарах, оснащенных для выполнения неотложной открытой операции хирургическим способом, что является мерой предосторожности против серьезных осложнений, которые могут иметь характер угрозы для жизни.