

## **ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОРОНАРНЫЕ БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ**

ЭФФЕКТИВНО | НАДЕЖНО | УДОБНО

# ООО «НПК ЭВИПРО» — ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

## ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Соединение собственных разработок, инженерных решений и новых подходов с лучшими мировыми научными достижениями.



## ПРЕИМУЩЕСТВА:

### ✓ САМАЯ ШИРОКАЯ РАЗМЕРНАЯ ЛИНЕЙКА

Большой размерный ряд стандартных, специальных и премиальных баллонных катетеров доступных к заказу, позволяет полностью покрыть потребность профильного лечебного учреждения.

### ✓ НАЛАЖЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Несколько производственных площадок и склад готовой продукции в Москве.

### ✓ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Многоступенчатый контроль каждого баллонного катетера, включая обязательную микроскопию с сохранением изображений в производственной базе данных.

### ✓ КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА

Оптимизация производственно-технологических и логистических цепочек позволяет уменьшить себестоимость готовой продукции.

# КОРОНАРНЫЕ БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

## BASIC LINE

**АКСИОМА®**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

стр. 7

**АКСИОМА® NC**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 17



## PREMIUM LINE

**РАПИРА® СТО**


КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ДЛЯ ХРОНИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ)

стр. 29

**РАПИРА®**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

стр. 29



**РАПИРА® NC**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 31

## SPECIAL LINE

**РАПИРА® НР**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 35

**БЛЕЙД®**


КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДИКОМ

стр. 37

**БЛЕЙД® NC**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДИКОМ (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 39



# BASIC LINE


*На каждый день для стандартных  
клинических случаев*

**АКСИОМА<sup>®</sup>**  
КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

стр. 7

**АКСИОМА<sup>®</sup> NC**  
КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 17



**БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ШИРОКИЙ ВЫБОР  
РАЗМЕРОВ, ДОСТУПНЫХ К ЗАКАЗУ!**


- ✓ баллоны диаметром **до 7 мм**
- ✓ уникальная рабочая длина катетера **150 см**
- ✓ большой ассортимент длин баллонов **от 5 до 42 мм**

# АКСИОМА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр баллона	от 1.00 до 7.00 мм с шагом 0.25 мм
Длина баллона	от 5 до 42 мм с шагом 1 мм
Эффективная длина катетера	140; 141; 148; 150 см
Система доставки	Rx (монорельсовая)
Материал баллона	Pebax
Диаметр дистальной части shaft	0.85 мм / 2.55 Fr (Ø 1.00–2.25 мм); 0.89 мм / 2.67 Fr (Ø 2.50–7.00 мм).
Диаметр проксимальной части shaft	0.61 мм / 1.83 Fr
Расчетное номинальное давление (NOM)	6 атм.
Расчетное давление разрыва (RBP)	16 атм.
Рентгенконтрастные маркеры	Наличие
Маркеры глубины	Наличие
Гидрофильное покрытие	Наличие
Силиконовое покрытие	Наличие
Диаметр совместимого проводника	Макс. 0.014"
Диаметр совместимого катетера	Мин. 5 Fr / 6 Fr (техника "kissing")



# АКСИОМА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 140 см

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ											
	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75
5	AS1005	AS1205	AS1505	AS1705	AS2005	AS2205	AS2505	AS2705	AS3005	AS3205	AS3505	AS3705
6	AS1006	AS1206	AS1506	AS1706	AS2006	AS2206	AS2506	AS2706	AS3006	AS3206	AS3506	AS3706
7	AS1007	AS1207	AS1507	AS1707	AS2007	AS2207	AS2507	AS2707	AS3007	AS3207	AS3507	AS3707
8	AS1008	AS1208	AS1508	AS1708	AS2008	AS2208	AS2508	AS2708	AS3008	AS3208	AS3508	AS3708
9	AS1009	AS1209	AS1509	AS1709	AS2009	AS2209	AS2509	AS2709	AS3009	AS3209	AS3509	AS3709
10	AS1010	AS1210	AS1510	AS1710	AS2010	AS2210	AS2510	AS2710	AS3010	AS3210	AS3510	AS3710
11	AS1011	AS1211	AS1511	AS1711	AS2011	AS2211	AS2511	AS2711	AS3011	AS3211	AS3511	AS3711
12	AS1012	AS1212	AS1512	AS1712	AS2012	AS2212	AS2512	AS2712	AS3012	AS3212	AS3512	AS3712
13	AS1013	AS1213	AS1513	AS1713	AS2013	AS2213	AS2513	AS2713	AS3013	AS3213	AS3513	AS3713
14	AS1014	AS1214	AS1514	AS1714	AS2014	AS2214	AS2514	AS2714	AS3014	AS3214	AS3514	AS3714
15	AS1015	AS1215	AS1515	AS1715	AS2015	AS2215	AS2515	AS2715	AS3015	AS3215	AS3515	AS3715
16	AS1016	AS1216	AS1516	AS1716	AS2016	AS2216	AS2516	AS2716	AS3016	AS3216	AS3516	AS3716
17	AS1017	AS1217	AS1517	AS1717	AS2017	AS2217	AS2517	AS2717	AS3017	AS3217	AS3517	AS3717
18	AS1018	AS1218	AS1518	AS1718	AS2018	AS2218	AS2518	AS2718	AS3018	AS3218	AS3518	AS3718
19	AS1019	AS1219	AS1519	AS1719	AS2019	AS2219	AS2519	AS2719	AS3019	AS3219	AS3519	AS3719
20	AS1020	AS1220	AS1520	AS1720	AS2020	AS2220	AS2520	AS2720	AS3020	AS3220	AS3520	AS3720
21	AS1021	AS1221	AS1521	AS1721	AS2021	AS2221	AS2521	AS2721	AS3021	AS3221	AS3521	AS3721
22	AS1022	AS1222	AS1522	AS1722	AS2022	AS2222	AS2522	AS2722	AS3022	AS3222	AS3522	AS3722
23	AS1023	AS1223	AS1523	AS1723	AS2023	AS2223	AS2523	AS2723	AS3023	AS3223	AS3523	AS3723
24	AS1024	AS1224	AS1524	AS1724	AS2024	AS2224	AS2524	AS2724	AS3024	AS3224	AS3524	AS3724
25	AS1025	AS1225	AS1525	AS1725	AS2025	AS2225	AS2525	AS2725	AS3025	AS3225	AS3525	AS3725
26	AS1026	AS1226	AS1526	AS1726	AS2026	AS2226	AS2526	AS2726	AS3026	AS3226	AS3526	AS3726
27	AS1027	AS1227	AS1527	AS1727	AS2027	AS2227	AS2527	AS2727	AS3027	AS3227	AS3527	AS3727
28	AS1028	AS1228	AS1528	AS1728	AS2028	AS2228	AS2528	AS2728	AS3028	AS3228	AS3528	AS3728
29	AS1029	AS1229	AS1529	AS1729	AS2029	AS2229	AS2529	AS2729	AS3029	AS3229	AS3529	AS3729
30	AS1030	AS1230	AS1530	AS1730	AS2030	AS2230	AS2530	AS2730	AS3030	AS3230	AS3530	AS3730
31	AS1031	AS1231	AS1531	AS1731	AS2031	AS2231	AS2531	AS2731	AS3031	AS3231	AS3531	AS3731
32	AS1032	AS1232	AS1532	AS1732	AS2032	AS2232	AS2532	AS2732	AS3032	AS3232	AS3532	AS3732
33	AS1033	AS1233	AS1533	AS1733	AS2033	AS2233	AS2533	AS2733	AS3033	AS3233	AS3533	AS3733
34	AS1034	AS1234	AS1534	AS1734	AS2034	AS2234	AS2534	AS2734	AS3034	AS3234	AS3534	AS3734
35	AS1035	AS1235	AS1535	AS1735	AS2035	AS2235	AS2535	AS2735	AS3035	AS3235	AS3535	AS3735
36	AS1036	AS1236	AS1536	AS1736	AS2036	AS2236	AS2536	AS2736	AS3036	AS3236	AS3536	AS3736
37	AS1037	AS1237	AS1537	AS1737	AS2037	AS2237	AS2537	AS2737	AS3037	AS3237	AS3537	AS3737
38	AS1038	AS1238	AS1538	AS1738	AS2038	AS2238	AS2538	AS2738	AS3038	AS3238	AS3538	AS3738
39	AS1039	AS1239	AS1539	AS1739	AS2039	AS2239	AS2539	AS2739	AS3039	AS3239	AS3539	AS3739
40	AS1040	AS1240	AS1540	AS1740	AS2040	AS2240	AS2540	AS2740	AS3040	AS3240	AS3540	AS3740
41	AS1041	AS1241	AS1541	AS1741	AS2041	AS2241	AS2541	AS2741	AS3041	AS3241	AS3541	AS3741
42	AS1042	AS1242	AS1542	AS1742	AS2042	AS2242	AS2542	AS2742	AS3042	AS3242	AS3542	AS3742

AS1510 > **A** Название продукта **S** Семикомплектный баллон **15** Диаметр баллона **10** Длина баллона

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 140 см

# АКСИОМА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ												
4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
AS4005	AS4205	AS4505	AS4705	AS5005	AS5205	AS5505	AS5705	AS6005	AS6205	AS6505	AS6705	AS7005
AS4006	AS4206	AS4506	AS4706	AS5006	AS5206	AS5506	AS5706	AS6006	AS6206	AS6506	AS6706	AS7006
AS4007	AS4207	AS4507	AS4707	AS5007	AS5207	AS5507	AS5707	AS6007	AS6207	AS6507	AS6707	AS7007
AS4008	AS4208	AS4508	AS4708	AS5008	AS5208	AS5508	AS5708	AS6008	AS6208	AS6508	AS6708	AS7008
AS4009	AS4209	AS4509	AS4709	AS5009	AS5209	AS5509	AS5709	AS6009	AS6209	AS6509	AS6709	AS7009
AS4010	AS4210	AS4510	AS4710	AS5010	AS5210	AS5510	AS5710	AS6010	AS6210	AS6510	AS6710	AS7010
AS4011	AS4211	AS4511	AS4711	AS5011	AS5211	AS5511	AS5711	AS6011	AS6211	AS6511	AS6711	AS7011
AS4012	AS4212	AS4512	AS4712	AS5012	AS5212	AS5512	AS5712	AS6012	AS6212	AS6512	AS6712	AS7012
AS4013	AS4213	AS4513	AS4713	AS5013	AS5213	AS5513	AS5713	AS6013	AS6213	AS6513	AS6713	AS7013
AS4014	AS4214	AS4514	AS4714	AS5014	AS5214	AS5514	AS5714	AS6014	AS6214	AS6514	AS6714	AS7014
AS4015	AS4215	AS4515	AS4715	AS5015	AS5215	AS5515	AS5715	AS6015	AS6215	AS6515	AS6715	AS7015
AS4016	AS4216	AS4516	AS4716	AS5016	AS5216	AS5516	AS5716	AS6016	AS6216	AS6516	AS6716	AS7016
AS4017	AS4217	AS4517	AS4717	AS5017	AS5217	AS5517	AS5717	AS6017	AS6217	AS6517	AS6717	AS7017
AS4018	AS4218	AS4518	AS4718	AS5018	AS5218	AS5518	AS5718	AS6018	AS6218	AS6518	AS6718	AS7018
AS4019	AS4219	AS4519	AS4719	AS5019	AS5219	AS5519	AS5719	AS6019	AS6219	AS6519	AS6719	AS7019
AS4020	AS4220	AS4520	AS4720	AS5020	AS5220	AS5520	AS5720	AS6020	AS6220	AS6520	AS6720	AS7020
AS4021	AS4221	AS4521	AS4721	AS5021	AS5221	AS5521	AS5721	AS6021	AS6221	AS6521	AS6721	AS7021
AS4022	AS4222	AS4522	AS4722	AS5022	AS5222	AS5522	AS5722	AS6022	AS6222	AS6522	AS6722	AS7022
AS4023	AS4223	AS4523	AS4723	AS5023	AS5223	AS5523	AS5723	AS6023	AS6223	AS6523	AS6723	AS7023
AS4024	AS4224	AS4524	AS4724	AS5024	AS5224	AS5524	AS5724	AS6024	AS6224	AS6524	AS6724	AS7024
AS4025	AS4225	AS4525	AS4725	AS5025	AS5225	AS5525	AS5725	AS6025	AS6225	AS6525	AS6725	AS7025
AS4026	AS4226	AS4526	AS4726	AS5026	AS5226	AS5526	AS5726	AS6026	AS6226	AS6526	AS6726	AS7026
AS4027	AS4227	AS4527	AS4727	AS5027	AS5227	AS5527	AS5727	AS6027	AS6227	AS6527	AS6727	AS7027
AS4028	AS4228	AS4528	AS4728	AS5028	AS5228	AS5528	AS5728	AS6028	AS6228	AS6528	AS6728	AS7028
AS4029	AS4229	AS4529	AS4729	AS5029	AS5229	AS5529	AS5729	AS6029	AS6229	AS6529	AS6729	AS7029
AS4030	AS4230	AS4530	AS4730	AS5030	AS5230	AS5530	AS5730	AS6030	AS6230	AS6530	AS6730	AS7030
AS4031	AS4231	AS4531	AS4731	AS5031	AS5231	AS5531	AS5731	AS6031	AS6231	AS6531	AS6731	AS7031
AS4032	AS4232	AS4532	AS4732	AS5032	AS5232	AS5532	AS5732	AS6032	AS6232	AS6532	AS6732	AS7032
AS4033	AS4233	AS4533	AS4733	AS5033	AS5233	AS5533	AS5733	AS6033	AS6233	AS6533	AS6733	AS7033
AS4034	AS4234	AS4534	AS4734	AS5034	AS5234	AS5534	AS5734	AS6034	AS6234	AS6534	AS6734	AS7034
AS4035	AS4235	AS4535	AS4735	AS5035	AS5235	AS5535	AS5735	AS6035	AS6235	AS6535	AS6735	AS7035
AS4036	AS4236	AS4536	AS4736	AS5036	AS5236	AS5536	AS5736	AS6036	AS6236	AS6536	AS6736	AS7036
AS4037	AS4237	AS4537	AS4737	AS5037	AS5237	AS5537	AS5737	AS6037	AS6237	AS6537	AS6737	AS7037
AS4038	AS4238	AS4538	AS4738	AS5038	AS5238	AS5538	AS5738	AS6038	AS6238	AS6538	AS6738	AS7038
AS4039	AS4239	AS4539	AS4739	AS5039	AS5239	AS5539	AS5739	AS6039	AS6239	AS6539	AS6739	AS7039
AS4040	AS4240	AS4540	AS4740	AS5040	AS5240	AS5540	AS5740	AS6040	AS6240	AS6540	AS6740	AS7040
AS4041	AS4241	AS4541	AS4741	AS5041	AS5241	AS5541	AS5741	AS6041	AS6241	AS6541	AS6741	AS7041
AS4042	AS4242	AS4542	AS4742	AS5042	AS5242	AS5542	AS5742	AS6042	AS6242	AS6542	AS6742	AS7042

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций. Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.

# АКСИОМА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 141 см

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ											
	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75
5	AS1005-141	AS1205-141	AS1505-141	AS1705-141	AS2005-141	AS2205-141	AS2505-141	AS2705-141	AS3005-141	AS3205-141	AS3505-141	AS3705-141
6	AS1006-141	AS1206-141	AS1506-141	AS1706-141	AS2006-141	AS2206-141	AS2506-141	AS2706-141	AS3006-141	AS3206-141	AS3506-141	AS3706-141
7	AS1007-141	AS1207-141	AS1507-141	AS1707-141	AS2007-141	AS2207-141	AS2507-141	AS2707-141	AS3007-141	AS3207-141	AS3507-141	AS3707-141
8	AS1008-141	AS1208-141	AS1508-141	AS1708-141	AS2008-141	AS2208-141	AS2508-141	AS2708-141	AS3008-141	AS3208-141	AS3508-141	AS3708-141
9	AS1009-141	AS1209-141	AS1509-141	AS1709-141	AS2009-141	AS2209-141	AS2509-141	AS2709-141	AS3009-141	AS3209-141	AS3509-141	AS3709-141
10	AS1010-141	AS1210-141	AS1510-141	AS1710-141	AS2010-141	AS2210-141	AS2510-141	AS2710-141	AS3010-141	AS3210-141	AS3510-141	AS3710-141
11	AS1011-141	AS1211-141	AS1511-141	AS1711-141	AS2011-141	AS2211-141	AS2511-141	AS2711-141	AS3011-141	AS3211-141	AS3511-141	AS3711-141
12	AS1012-141	AS1212-141	AS1512-141	AS1712-141	AS2012-141	AS2212-141	AS2512-141	AS2712-141	AS3012-141	AS3212-141	AS3512-141	AS3712-141
13	AS1013-141	AS1213-141	AS1513-141	AS1713-141	AS2013-141	AS2213-141	AS2513-141	AS2713-141	AS3013-141	AS3213-141	AS3513-141	AS3713-141
14	AS1014-141	AS1214-141	AS1514-141	AS1714-141	AS2014-141	AS2214-141	AS2514-141	AS2714-141	AS3014-141	AS3214-141	AS3514-141	AS3714-141
15	AS1015-141	AS1215-141	AS1515-141	AS1715-141	AS2015-141	AS2215-141	AS2515-141	AS2715-141	AS3015-141	AS3215-141	AS3515-141	AS3715-141
16	AS1016-141	AS1216-141	AS1516-141	AS1716-141	AS2016-141	AS2216-141	AS2516-141	AS2716-141	AS3016-141	AS3216-141	AS3516-141	AS3716-141
17	AS1017-141	AS1217-141	AS1517-141	AS1717-141	AS2017-141	AS2217-141	AS2517-141	AS2717-141	AS3017-141	AS3217-141	AS3517-141	AS3717-141
18	AS1018-141	AS1218-141	AS1518-141	AS1718-141	AS2018-141	AS2218-141	AS2518-141	AS2718-141	AS3018-141	AS3218-141	AS3518-141	AS3718-141
19	AS1019-141	AS1219-141	AS1519-141	AS1719-141	AS2019-141	AS2219-141	AS2519-141	AS2719-141	AS3019-141	AS3219-141	AS3519-141	AS3719-141
20	AS1020-141	AS1220-141	AS1520-141	AS1720-141	AS2020-141	AS2220-141	AS2520-141	AS2720-141	AS3020-141	AS3220-141	AS3520-141	AS3720-141
21	AS1021-141	AS1221-141	AS1521-141	AS1721-141	AS2021-141	AS2221-141	AS2521-141	AS2721-141	AS3021-141	AS3221-141	AS3521-141	AS3721-141
22	AS1022-141	AS1222-141	AS1522-141	AS1722-141	AS2022-141	AS2222-141	AS2522-141	AS2722-141	AS3022-141	AS3222-141	AS3522-141	AS3722-141
23	AS1023-141	AS1223-141	AS1523-141	AS1723-141	AS2023-141	AS2223-141	AS2523-141	AS2723-141	AS3023-141	AS3223-141	AS3523-141	AS3723-141
24	AS1024-141	AS1224-141	AS1524-141	AS1724-141	AS2024-141	AS2224-141	AS2524-141	AS2724-141	AS3024-141	AS3224-141	AS3524-141	AS3724-141
25	AS1025-141	AS1225-141	AS1525-141	AS1725-141	AS2025-141	AS2225-141	AS2525-141	AS2725-141	AS3025-141	AS3225-141	AS3525-141	AS3725-141
26	AS1026-141	AS1226-141	AS1526-141	AS1726-141	AS2026-141	AS2226-141	AS2526-141	AS2726-141	AS3026-141	AS3226-141	AS3526-141	AS3726-141
27	AS1027-141	AS1227-141	AS1527-141	AS1727-141	AS2027-141	AS2227-141	AS2527-141	AS2727-141	AS3027-141	AS3227-141	AS3527-141	AS3727-141
28	AS1028-141	AS1228-141	AS1528-141	AS1728-141	AS2028-141	AS2228-141	AS2528-141	AS2728-141	AS3028-141	AS3228-141	AS3528-141	AS3728-141
29	AS1029-141	AS1229-141	AS1529-141	AS1729-141	AS2029-141	AS2229-141	AS2529-141	AS2729-141	AS3029-141	AS3229-141	AS3529-141	AS3729-141
30	AS1030-141	AS1230-141	AS1530-141	AS1730-141	AS2030-141	AS2230-141	AS2530-141	AS2730-141	AS3030-141	AS3230-141	AS3530-141	AS3730-141
31	AS1031-141	AS1231-141	AS1531-141	AS1731-141	AS2031-141	AS2231-141	AS2531-141	AS2731-141	AS3031-141	AS3231-141	AS3531-141	AS3731-141
32	AS1032-141	AS1232-141	AS1532-141	AS1732-141	AS2032-141	AS2232-141	AS2532-141	AS2732-141	AS3032-141	AS3232-141	AS3532-141	AS3732-141
33	AS1033-141	AS1233-141	AS1533-141	AS1733-141	AS2033-141	AS2233-141	AS2533-141	AS2733-141	AS3033-141	AS3233-141	AS3533-141	AS3733-141
34	AS1034-141	AS1234-141	AS1534-141	AS1734-141	AS2034-141	AS2234-141	AS2534-141	AS2734-141	AS3034-141	AS3234-141	AS3534-141	AS3734-141
35	AS1035-141	AS1235-141	AS1535-141	AS1735-141	AS2035-141	AS2235-141	AS2535-141	AS2735-141	AS3035-141	AS3235-141	AS3535-141	AS3735-141
36	AS1036-141	AS1236-141	AS1536-141	AS1736-141	AS2036-141	AS2236-141	AS2536-141	AS2736-141	AS3036-141	AS3236-141	AS3536-141	AS3736-141
37	AS1037-141	AS1237-141	AS1537-141	AS1737-141	AS2037-141	AS2237-141	AS2537-141	AS2737-141	AS3037-141	AS3237-141	AS3537-141	AS3737-141
38	AS1038-141	AS1238-141	AS1538-141	AS1738-141	AS2038-141	AS2238-141	AS2538-141	AS2738-141	AS3038-141	AS3238-141	AS3538-141	AS3738-141
39	AS1039-141	AS1239-141	AS1539-141	AS1739-141	AS2039-141	AS2239-141	AS2539-141	AS2739-141	AS3039-141	AS3239-141	AS3539-141	AS3739-141
40	AS1040-141	AS1240-141	AS1540-141	AS1740-141	AS2040-141	AS2240-141	AS2540-141	AS2740-141	AS3040-141	AS3240-141	AS3540-141	AS3740-141
41	AS1041-141	AS1241-141	AS1541-141	AS1741-141	AS2041-141	AS2241-141	AS2541-141	AS2741-141	AS3041-141	AS3241-141	AS3541-141	AS3741-141
42	AS1042-141	AS1242-141	AS1542-141	AS1742-141	AS2042-141	AS2242-141	AS2542-141	AS2742-141	AS3042-141	AS3242-141	AS3542-141	AS3742-141

AS1510-141 &gt;

A

Название  
продукта

S

Семикомплаентный  
баллон

15

Диаметр  
баллона

10

Длина  
баллона

141

Эффективная  
длина катетера

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 141 см

# АКСИОМА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ											
	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75
AS4005-141	AS4205-141	AS4505-141	AS4705-141	AS5005-141	AS5205-141	AS5505-141	AS5705-141	AS6005-141	AS6205-141	AS6505-141	AS6705-141	AS7005-141
AS4006-141	AS4206-141	AS4506-141	AS4706-141	AS5006-141	AS5206-141	AS5506-141	AS5706-141	AS6006-141	AS6206-141	AS6506-141	AS6706-141	AS7006-141
AS4007-141	AS4207-141	AS4507-141	AS4707-141	AS5007-141	AS5207-141	AS5507-141	AS5707-141	AS6007-141	AS6207-141	AS6507-141	AS6707-141	AS7007-141
AS4008-141	AS4208-141	AS4508-141	AS4708-141	AS5008-141	AS5208-141	AS5508-141	AS5708-141	AS6008-141	AS6208-141	AS6508-141	AS6708-141	AS7008-141
AS4009-141	AS4209-141	AS4509-141	AS4709-141	AS5009-141	AS5209-141	AS5509-141	AS5709-141	AS6009-141	AS6209-141	AS6509-141	AS6709-141	AS7009-141
AS4010-141	AS4210-141	AS4510-141	AS4710-141	AS5010-141	AS5210-141	AS5510-141	AS5710-141	AS6010-141	AS6210-141	AS6510-141	AS6710-141	AS7010-141
AS4011-141	AS4211-141	AS4511-141	AS4711-141	AS5011-141	AS5211-141	AS5511-141	AS5711-141	AS6011-141	AS6211-141	AS6511-141	AS6711-141	AS7011-141
AS4012-141	AS4212-141	AS4512-141	AS4712-141	AS5012-141	AS5212-141	AS5512-141	AS5712-141	AS6012-141	AS6212-141	AS6512-141	AS6712-141	AS7012-141
AS4013-141	AS4213-141	AS4513-141	AS4713-141	AS5013-141	AS5213-141	AS5513-141	AS5713-141	AS6013-141	AS6213-141	AS6513-141	AS6713-141	AS7013-141
AS4014-141	AS4214-141	AS4514-141	AS4714-141	AS5014-141	AS5214-141	AS5514-141	AS5714-141	AS6014-141	AS6214-141	AS6514-141	AS6714-141	AS7014-141
AS4015-141	AS4215-141	AS4515-141	AS4715-141	AS5015-141	AS5215-141	AS5515-141	AS5715-141	AS6015-141	AS6215-141	AS6515-141	AS6715-141	AS7015-141
AS4016-141	AS4216-141	AS4516-141	AS4716-141	AS5016-141	AS5216-141	AS5516-141	AS5716-141	AS6016-141	AS6216-141	AS6516-141	AS6716-141	AS7016-141
AS4017-141	AS4217-141	AS4517-141	AS4717-141	AS5017-141	AS5217-141	AS5517-141	AS5717-141	AS6017-141	AS6217-141	AS6517-141	AS6717-141	AS7017-141
AS4018-141	AS4218-141	AS4518-141	AS4718-141	AS5018-141	AS5218-141	AS5518-141	AS5718-141	AS6018-141	AS6218-141	AS6518-141	AS6718-141	AS7018-141
AS4019-141	AS4219-141	AS4519-141	AS4719-141	AS5019-141	AS5219-141	AS5519-141	AS5719-141	AS6019-141	AS6219-141	AS6519-141	AS6719-141	AS7019-141
AS4020-141	AS4220-141	AS4520-141	AS4720-141	AS5020-141	AS5220-141	AS5520-141	AS5720-141	AS6020-141	AS6220-141	AS6520-141	AS6720-141	AS7020-141
AS4021-141	AS4221-141	AS4521-141	AS4721-141	AS5021-141	AS5221-141	AS5521-141	AS5721-141	AS6021-141	AS6221-141	AS6521-141	AS6721-141	AS7021-141
AS4022-141	AS4222-141	AS4522-141	AS4722-141	AS5022-141	AS5222-141	AS5522-141	AS5722-141	AS6022-141	AS6222-141	AS6522-141	AS6722-141	AS7022-141
AS4023-141	AS4223-141	AS4523-141	AS4723-141	AS5023-141	AS5223-141	AS5523-141	AS5723-141	AS6023-141	AS6223-141	AS6523-141	AS6723-141	AS7023-141
AS4024-141	AS4224-141	AS4524-141	AS4724-141	AS5024-141	AS5224-141	AS5524-141	AS5724-141	AS6024-141	AS6224-141	AS6524-141	AS6724-141	AS7024-141
AS4025-141	AS4225-141	AS4525-141	AS4725-141	AS5025-141	AS5225-141	AS5525-141	AS5725-141	AS6025-141	AS6225-141	AS6525-141	AS6725-141	AS7025-141
AS4026-141	AS4226-141	AS4526-141	AS4726-141	AS5026-141	AS5226-141	AS5526-141	AS5726-141	AS6026-141	AS6226-141	AS6526-141	AS6726-141	AS7026-141
AS4027-141	AS4227-141	AS4527-141	AS4727-141	AS5027-141	AS5227-141	AS5527-141	AS572					

# АКСИОМА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 148 см

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ											
	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75
5	AS1005-148	AS1205-148	AS1505-148	AS1705-148	AS2005-148	AS2205-148	AS2505-148	AS2705-148	AS3005-148	AS3205-148	AS3505-148	AS3705-148
6	AS1006-148	AS1206-148	AS1506-148	AS1706-148	AS2006-148	AS2206-148	AS2506-148	AS2706-148	AS3006-148	AS3206-148	AS3506-148	AS3706-148
7	AS1007-148	AS1207-148	AS1507-148	AS1707-148	AS2007-148	AS2207-148	AS2507-148	AS2707-148	AS3007-148	AS3207-148	AS3507-148	AS3707-148
8	AS1008-148	AS1208-148	AS1508-148	AS1708-148	AS2008-148	AS2208-148	AS2508-148	AS2708-148	AS3008-148	AS3208-148	AS3508-148	AS3708-148
9	AS1009-148	AS1209-148	AS1509-148	AS1709-148	AS2009-148	AS2209-148	AS2509-148	AS2709-148	AS3009-148	AS3209-148	AS3509-148	AS3709-148
10	AS1010-148	AS1210-148	AS1510-148	AS1710-148	AS2010-148	AS2210-148	AS2510-148	AS2710-148	AS3010-148	AS3210-148	AS3510-148	AS3710-148
11	AS1011-148	AS1211-148	AS1511-148	AS1711-148	AS2011-148	AS2211-148	AS2511-148	AS2711-148	AS3011-148	AS3211-148	AS3511-148	AS3711-148
12	AS1012-148	AS1212-148	AS1512-148	AS1712-148	AS2012-148	AS2212-148	AS2512-148	AS2712-148	AS3012-148	AS3212-148	AS3512-148	AS3712-148
13	AS1013-148	AS1213-148	AS1513-148	AS1713-148	AS2013-148	AS2213-148	AS2513-148	AS2713-148	AS3013-148	AS3213-148	AS3513-148	AS3713-148
14	AS1014-148	AS1214-148	AS1514-148	AS1714-148	AS2014-148	AS2214-148	AS2514-148	AS2714-148	AS3014-148	AS3214-148	AS3514-148	AS3714-148
15	AS1015-148	AS1215-148	AS1515-148	AS1715-148	AS2015-148	AS2215-148	AS2515-148	AS2715-148	AS3015-148	AS3215-148	AS3515-148	AS3715-148
16	AS1016-148	AS1216-148	AS1516-148	AS1716-148	AS2016-148	AS2216-148	AS2516-148	AS2716-148	AS3016-148	AS3216-148	AS3516-148	AS3716-148
17	AS1017-148	AS1217-148	AS1517-148	AS1717-148	AS2017-148	AS2217-148	AS2517-148	AS2717-148	AS3017-148	AS3217-148	AS3517-148	AS3717-148
18	AS1018-148	AS1218-148	AS1518-148	AS1718-148	AS2018-148	AS2218-148	AS2518-148	AS2718-148	AS3018-148	AS3218-148	AS3518-148	AS3718-148
19	AS1019-148	AS1219-148	AS1519-148	AS1719-148	AS2019-148	AS2219-148	AS2519-148	AS2719-148	AS3019-148	AS3219-148	AS3519-148	AS3719-148
20	AS1020-148	AS1220-148	AS1520-148	AS1720-148	AS2020-148	AS2220-148	AS2520-148	AS2720-148	AS3020-148	AS3220-148	AS3520-148	AS3720-148
21	AS1021-148	AS1221-148	AS1521-148	AS1721-148	AS2021-148	AS2221-148	AS2521-148	AS2721-148	AS3021-148	AS3221-148	AS3521-148	AS3721-148
22	AS1022-148	AS1222-148	AS1522-148	AS1722-148	AS2022-148	AS2222-148	AS2522-148	AS2722-148	AS3022-148	AS3222-148	AS3522-148	AS3722-148
23	AS1023-148	AS1223-148	AS1523-148	AS1723-148	AS2023-148	AS2223-148	AS2523-148	AS2723-148	AS3023-148	AS3223-148	AS3523-148	AS3723-148
24	AS1024-148	AS1224-148	AS1524-148	AS1724-148	AS2024-148	AS2224-148	AS2524-148	AS2724-148	AS3024-148	AS3224-148	AS3524-148	AS3724-148
25	AS1025-148	AS1225-148	AS1525-148	AS1725-148	AS2025-148	AS2225-148	AS2525-148	AS2725-148	AS3025-148	AS3225-148	AS3525-148	AS3725-148
26	AS1026-148	AS1226-148	AS1526-148	AS1726-148	AS2026-148	AS2226-148	AS2526-148	AS2726-148	AS3026-148	AS3226-148	AS3526-148	AS3726-148
27	AS1027-148	AS1227-148	AS1527-148	AS1727-148	AS2027-148	AS2227-148	AS2527-148	AS2727-148	AS3027-148	AS3227-148	AS3527-148	AS3727-148
28	AS1028-148	AS1228-148	AS1528-148	AS1728-148	AS2028-148	AS2228-148	AS2528-148	AS2728-148	AS3028-148	AS3228-148	AS3528-148	AS3728-148
29	AS1029-148	AS1229-148	AS1529-148	AS1729-148	AS2029-148	AS2229-148	AS2529-148	AS2729-148	AS3029-148	AS3229-148	AS3529-148	AS3729-148
30	AS1030-148	AS1230-148	AS1530-148	AS1730-148	AS2030-148	AS2230-148	AS2530-148	AS2730-148	AS3030-148	AS3230-148	AS3530-148	AS3730-148
31	AS1031-148	AS1231-148	AS1531-148	AS1731-148	AS2031-148	AS2231-148	AS2531-148	AS2731-148	AS3031-148	AS3231-148	AS3531-148	AS3731-148
32	AS1032-148	AS1232-148	AS1532-148	AS1732-148	AS2032-148	AS2232-148	AS2532-148	AS2732-148	AS3032-148	AS3232-148	AS3532-148	AS3732-148
33	AS1033-148	AS1233-148	AS1533-148	AS1733-148	AS2033-148	AS2233-148	AS2533-148	AS2733-148	AS3033-148	AS3233-148	AS3533-148	AS3733-148
34	AS1034-148	AS1234-148	AS1534-148	AS1734-148	AS2034-148	AS2234-148	AS2534-148	AS2734-148	AS3034-148	AS3234-148	AS3534-148	AS3734-148
35	AS1035-148	AS1235-148	AS1535-148	AS1735-148	AS2035-148	AS2235-148	AS2535-148	AS2735-148	AS3035-148	AS3235-148	AS3535-148	AS3735-148
36	AS1036-148	AS1236-148	AS1536-148	AS1736-148	AS2036-148	AS2236-148	AS2536-148	AS2736-148	AS3036-148	AS3236-148	AS3536-148	AS3736-148
37	AS1037-148	AS1237-148	AS1537-148	AS1737-148	AS2037-148	AS2237-148	AS2537-148	AS2737-148	AS3037-148	AS3237-148	AS3537-148	AS3737-148
38	AS1038-148	AS1238-148	AS1538-148	AS1738-148	AS2038-148	AS2238-148	AS2538-148	AS2738-148	AS3038-148	AS3238-148	AS3538-148	AS3738-148
39	AS1039-148	AS1239-148	AS1539-148	AS1739-148	AS2039-148	AS2239-148	AS2539-148	AS2739-148	AS3039-148	AS3239-148	AS3539-148	AS3739-148
40	AS1040-148	AS1240-148	AS1540-148	AS1740-148	AS2040-148	AS2240-148	AS2540-148	AS2740-148	AS3040-148	AS3240-148	AS3540-148	AS3740-148
41	AS1041-148	AS1241-148	AS1541-148	AS1741-148	AS2041-148	AS2241-148	AS2541-148	AS2741-148	AS3041-148	AS3241-148	AS3541-148	AS3741-148
42	AS1042-148	AS1242-148	AS1542-148	AS1742-148	AS2042-148	AS2242-148	AS2542-148	AS2742-148	AS3042-148	AS3242-148	AS3542-148	AS3742-148

AS1510-148 &gt;

A

Название  
продукта

S

Семикомплаентный  
баллон

15

Диаметр  
баллона

10

Длина  
баллона

148

Эффективная  
длина катетера

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 148 см

# АКСИОМА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ											
	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75
AS4005-148	AS4205-148	AS4505-148	AS4705-148	AS5005-148	AS5205-148	AS5505-148	AS5705-148	AS6005-148	AS6205-148	AS6505-148	AS6705-148	AS7005-148
AS4006-148	AS4206-148	AS4506-148	AS4706-148	AS5006-148	AS5206-148	AS5506-148	AS5706-148	AS6006-148	AS6206-148	AS6506-148	AS6706-148	AS7006-148
AS4007-148	AS4207-148	AS4507-148	AS4707-148	AS5007-148	AS5207-148	AS5507-148	AS5707-148	AS6007-148	AS6207-148	AS6507-148	AS6707-148	AS7007-148
AS4008-148	AS4208-148	AS4508-148	AS4708-148	AS5008-148	AS5208-148	AS5508-148	AS5708-148	AS6008-148	AS6208-148	AS6508-148	AS6708-148	AS7008-148
AS4009-148	AS4209-148	AS4509-148	AS4709-148	AS5009-148	AS5209-148	AS5509-148	AS5709-148	AS6009-148	AS6209-148	AS6509-148	AS6709-148	AS7009-148
AS4010-148	AS4210-148	AS4510-148	AS4710-148	AS5010-148	AS5210-148	AS5510-148	AS5710-148	AS6010-148	AS6210-148	AS6510-148	AS6710-148	AS7010-148
AS4011-148	AS4211-148	AS4511-148	AS4711-148	AS5011-148	AS5211-148	AS5511-148	AS5711-148	AS6011-148	AS6211-148	AS6511-148	AS6711-148	AS7011-148
AS4012-148	AS4212-148	AS4512-148	AS4712-148	AS5012-148	AS5212-148	AS5512-148	AS5712-148	AS6012-148	AS6212-148	AS6512-148	AS6712-148	AS7012-148
AS4013-148	AS4213-148	AS4513-148	AS4713-148	AS5013-148	AS5213-148	AS5513-148	AS5713-148	AS6013-148	AS6213-148	AS6513-148	AS6713-148	AS7013-148
AS4014-148	AS4214-148	AS4514-148	AS4714-148	AS5014-148	AS5214-148	AS5514-148	AS5714-148	AS6014-148	AS6214-148	AS6514-148	AS6714-148	AS7014-148
AS4015-148	AS4215-148	AS4515-148	AS4715-148	AS5015-148	AS5215-148	AS5515-148	AS5715-148	AS6015-148	AS6215-148	AS6515-148	AS6715-148	AS7015-148
AS4016-148	AS4216-148	AS4516-148	AS4716-148	AS5016-148	AS5216-148	AS5516-148	AS5716-148	AS6016-148	AS6216-148	AS6516-148	AS6716-148	AS7016-148
AS4017-148	AS4217-148	AS4517-148	AS4717-148	AS5017-148	AS5217-148	AS5517-148	AS5717-148	AS6017-148	AS6217-148	AS6517-148	AS6717-148	AS7017-148
AS4018-148	AS4218-148	AS4518-148	AS4718-148	AS5018-148	AS5218-148	AS5518-148	AS5718-148	AS6018-148	AS6218-148	AS6518-148	AS6718-148	AS7018-148
AS4019-148	AS4219-148	AS4519-148	AS4719-148	AS5019-148	AS5219-148	AS5519-148	AS5719-148	AS6019-148	AS6219-148	AS6519-148	AS6719-148	AS7019-148
AS4020-148	AS4220-148	AS4520-148	AS4720-148	AS5020-148	AS5220-148	AS5520-148	AS5720-148	AS6020-148	AS6220-148	AS6520-148	AS6720-148	AS7020-148
AS4021-148	AS4221-148	AS4521-148	AS4721-148	AS5021-148	AS5221-148	AS5521-148	AS5721-148	AS6021-148	AS6221-148	AS6521-148	AS6721-148	AS7021-148
AS4022-148	AS4222-148	AS4522-148	AS4722-148	AS5022-148	AS5222-148	AS5522-148	AS5722-148	AS6022-148	AS6222-148	AS6522-148	AS6722-148	AS7022-148
AS4023-148	AS4223-148	AS4523-148	AS4723-148	AS5023-148	AS5223-148	AS5523-148	AS5723-148	AS6023-148	AS6223-148	AS6523-148	AS6723-148	AS7023-148
AS4024-148	AS4224-148	AS4524-148	AS4724-148	AS5024-148	AS5224-148	AS5524-148	AS5724-148	AS6024-148	AS6224-148	AS6524-148	AS6724-148	AS7024-148
AS4025-148	AS4225-148	AS4525-148	AS4725-148	AS5025-148	AS5225-148	AS5525-148	AS5725-148	AS6025-148	AS6225-148	AS6525-148	AS6725-148	AS7025-148
AS4026-148	AS4226-148	AS4526-148	AS4726-148	AS5026-148	AS5226-148	AS5526-148	AS5726-148	AS6026-148	AS6226-148	AS6526-148	AS6726-148	AS7026-148
AS4027-148	AS4227-148	AS4527-148	AS4727-148	AS5027-148	AS5227-148	AS5527-148	AS572					

# АКСИОМА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 150 см

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ											
	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75
5	AS1005-150	AS1205-150	AS1505-150	AS1705-150	AS2005-150	AS2205-150	AS2505-150	AS2705-150	AS3005-150	AS3205-150	AS3505-150	AS3705-150
6	AS1006-150	AS1206-150	AS1506-150	AS1706-150	AS2006-150	AS2206-150	AS2506-150	AS2706-150	AS3006-150	AS3206-150	AS3506-150	AS3706-150
7	AS1007-150	AS1207-150	AS1507-150	AS1707-150	AS2007-150	AS2207-150	AS2507-150	AS2707-150	AS3007-150	AS3207-150	AS3507-150	AS3707-150
8	AS1008-150	AS1208-150	AS1508-150	AS1708-150	AS2008-150	AS2208-150	AS2508-150	AS2708-150	AS3008-150	AS3208-150	AS3508-150	AS3708-150
9	AS1009-150	AS1209-150	AS1509-150	AS1709-150	AS2009-150	AS2209-150	AS2509-150	AS2709-148	AS3009-150	AS3209-150	AS3509-150	AS3709-150
10	AS1010-150	AS1210-150	AS1510-148	AS1710-150	AS2010-150	AS2210-150	AS2510-150	AS2710-150	AS3010-150	AS3210-150	AS3510-150	AS3710-150
11	AS1011-150	AS1211-150	AS1511-150	AS1711-150	AS2011-150	AS2211-150	AS2511-150	AS2711-150	AS3011-150	AS3211-150	AS3511-150	AS3711-150
12	AS1012-150	AS1212-150	AS1512-150	AS1712-150	AS2012-150	AS2212-150	AS2512-150	AS2712-150	AS3012-150	AS3212-150	AS3512-150	AS3712-150
13	AS1013-150	AS1213-150	AS1513-150	AS1713-150	AS2013-150	AS2213-150	AS2513-150	AS2713-150	AS3013-150	AS3213-150	AS3513-150	AS3713-150
14	AS1014-150	AS1214-150	AS1514-150	AS1714-150	AS2014-150	AS2214-150	AS2514-150	AS2714-150	AS3014-150	AS3214-150	AS3514-150	AS3714-150
15	AS1015-150	AS1215-150	AS1515-150	AS1715-150	AS2015-150	AS2215-150	AS2515-150	AS2715-150	AS3015-150	AS3215-150	AS3515-150	AS3715-150
16	AS1016-150	AS1216-150	AS1516-150	AS1716-150	AS2016-150	AS2216-150	AS2516-150	AS2716-150	AS3016-150	AS3216-150	AS3516-150	AS3716-150
17	AS1017-150	AS1217-150	AS1517-150	AS1717-150	AS2017-150	AS2217-150	AS2517-150	AS2717-150	AS3017-150	AS3217-150	AS3517-150	AS3717-150
18	AS1018-150	AS1218-150	AS1518-150	AS1718-150	AS2018-150	AS2218-150	AS2518-150	AS2718-150	AS3018-150	AS3218-150	AS3518-150	AS3718-150
19	AS1019-150	AS1219-150	AS1519-150	AS1719-150	AS2019-150	AS2219-150	AS2519-150	AS2719-150	AS3019-150	AS3219-150	AS3519-150	AS3719-150
20	AS1020-150	AS1220-150	AS1520-150	AS1720-148	AS2020-150	AS2220-150	AS2520-150	AS2720-150	AS3020-150	AS3220-150	AS3520-150	AS3720-150
21	AS1021-150	AS1221-150	AS1521-150	AS1721-150	AS2021-150	AS2221-150	AS2521-150	AS2721-148	AS3021-150	AS3221-150	AS3521-150	AS3721-150
22	AS1022-150	AS1222-150	AS1522-150	AS1722-150	AS2022-150	AS2222-150	AS2522-150	AS2722-150	AS3022-150	AS3222-150	AS3522-150	AS3722-150
23	AS1023-150	AS1223-150	AS1523-150	AS1723-150	AS2023-150	AS2223-150	AS2523-150	AS2723-150	AS3023-150	AS3223-150	AS3523-150	AS3723-150
24	AS1024-150	AS1224-150	AS1524-150	AS1724-150	AS2024-150	AS2224-150	AS2524-150	AS2724-150	AS3024-150	AS3224-150	AS3524-150	AS3724-150
25	AS1025-150	AS1225-150	AS1525-150	AS1725-150	AS2025-150	AS2225-150	AS2525-150	AS2725-150	AS3025-150	AS3225-150	AS3525-150	AS3725-150
26	AS1026-150	AS1226-150	AS1526-150	AS1726-150	AS2026-150	AS2226-150	AS2526-150	AS2726-150	AS3026-150	AS3226-150	AS3526-150	AS3726-150
27	AS1027-150	AS1227-150	AS1527-150	AS1727-150	AS2027-150	AS2227-150	AS2527-150	AS2727-150	AS3027-150	AS3227-150	AS3527-150	AS3727-150
28	AS1028-150	AS1228-150	AS1528-150	AS1728-150	AS2028-150	AS2228-150	AS2528-150	AS2728-150	AS3028-150	AS3228-150	AS3528-150	AS3728-150
29	AS1029-150	AS1229-150	AS1529-150	AS1729-150	AS2029-150	AS2229-150	AS2529-150	AS2729-150	AS3029-150	AS3229-150	AS3529-150	AS3729-150
30	AS1030-150	AS1230-150	AS1530-150	AS1730-150	AS2030-150	AS2230-150	AS2530-150	AS2730-150	AS3030-150	AS3230-150	AS3530-150	AS3730-150
31	AS1031-150	AS1231-148	AS1531-150	AS1731-150	AS2031-150	AS2231-150	AS2531-150	AS2731-148	AS3031-150	AS3231-150	AS3531-150	AS3731-150
32	AS1032-150	AS1232-150	AS1532-150	AS1732-150	AS2032-150	AS2232-150	AS2532-150	AS2732-150	AS3032-150	AS3232-150	AS3532-150	AS3732-150
33	AS1033-150	AS1233-150	AS1533-150	AS1733-150	AS2033-150	AS2233-150	AS2533-150	AS2733-150	AS3033-150	AS3233-150	AS3533-150	AS3733-150
34	AS1034-150	AS1234-150	AS1534-150	AS1734-150	AS2034-150	AS2234-150	AS2534-150	AS2734-150	AS3034-150	AS3234-150	AS3534-150	AS3734-150
35	AS1035-150	AS1235-150	AS1535-150	AS1735-150	AS2035-150	AS2235-150	AS2535-150	AS2735-150	AS3035-150	AS3235-150	AS3535-150	AS3735-150
36	AS1036-150	AS1236-150	AS1536-150	AS1736-150	AS2036-150	AS2236-150	AS2536-150	AS2736-150	AS3036-150	AS3236-150	AS3536-150	AS3736-150
37	AS1037-150	AS1237-150	AS1537-150	AS1737-150	AS2037-150	AS2237-150	AS2537-150	AS2737-150	AS3037-150	AS3237-150	AS3537-150	AS3737-150
38	AS1038-150	AS1238-150	AS1538-150	AS1738-150	AS2038-150	AS2238-150	AS2538-150	AS2738-150	AS3038-150	AS3238-150	AS3538-150	AS3738-150
39	AS1039-150	AS1239-150	AS1539-150	AS1739-150	AS2039-150	AS2239-150	AS2539-150	AS2739-148	AS3039-150	AS3239-150	AS3539-150	AS3739-150
40	AS1040-150	AS1240-150	AS1540-150	AS1740-150	AS2040-150	AS2240-150	AS2540-150	AS2740-150	AS3040-150	AS3240-150	AS3540-150	AS3740-150
41	AS1041-150	AS1241-150	AS1541-150	AS1741-150	AS2041-150	AS2241-150	AS2541-150	AS2741-150	AS3041-150	AS3241-150	AS3541-150	AS3741-150
42	AS1042-150	AS1242-150	AS1542-150	AS1742-150	AS2042-150	AS2242-150	AS2542-150	AS2742-150	AS3042-150	AS3242-150	AS3542-150	AS3742-150

AS1510-150 &gt;

A

Название  
продукта

S

Семикомплаентный  
баллон

15

Диаметр  
баллона

10

Длина  
баллона

150

Эффективная  
длина катетера

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 150 см

# АКСИОМА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ												
4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
AS4005-150	AS4205-150	AS4505-150	AS4705-150	AS5005-150	AS5205-150	AS5505-150	AS5705-150	AS6005-150	AS6205-150	AS6505-150	AS6705-150	AS7005-150
AS4006-150	AS4206-150	AS4506-150	AS4706-150	AS5006-150	AS5206-150	AS5506-150	AS5706-150	AS6006-150	AS6206-150	AS6506-150	AS6706-150	AS7006-150
AS4007-150	AS4207-150	AS4507-150	AS4707-150	AS5007-150	AS5207-150	AS5507-150	AS5707-150	AS6007-150	AS6207-150	AS6507-150	AS6707-150	AS7007-150
AS4008-150	AS4208-150	AS4508-150	AS4708-150	AS5008-150	AS5208-150	AS5508-150	AS5708-150	AS6008-150	AS6208-150	AS6508-150	AS6708-150	AS7008-150
AS4009-150	AS4209-150	AS4509-150	AS4709-150	AS5009-150	AS5209-150	AS5509-150	AS5709-150	AS6009-150	AS6209-150	AS6509-150	AS6709-150	AS7009-150
AS4010-150	AS4210-150	AS4510-150	AS4710-150	AS5010-150	AS5210-150	AS5510-150	AS5710-150	AS6010-150	AS6210-150	AS6510-150	AS6710-150	AS7010-150
AS4011-150	AS4211-150	AS4511-150	AS4711-150	AS5011-150	AS5211-150	AS5511-150	AS5711-150	AS6011-150	AS6211-150	AS6511-150	AS6711-150	AS7011-150
AS4012-150	AS4212-150	AS4512-150	AS4712-150	AS5012-150	AS5212-150	AS5512-150	AS5712-150	AS6012-150	AS6212-150	AS6512-150	AS6712-150	AS7012-150
AS4013-150	AS4213-150	AS4513-150	AS4713-150	AS5013-150	AS5213-150	AS5513-150	AS5713-150	AS6013-150	AS6213-150	AS6513-150	AS6713-150	AS7013-150
AS4014-150	AS4214-150	AS4514-150	AS4714-150	AS5014-150	AS5214-150	AS5514-150	AS5714-150	AS6014-150	AS6214-150	AS6514-150	AS6714-150	AS7014-150
AS4015-150	AS4215-150	AS4515-150	AS4715-150	AS5015-150	AS5215-150	AS5515-150	AS5715-150	AS6015-150	AS6215-150	AS6515-150	AS6715-150	AS7015-150
AS4016-150	AS4216-150	AS4516-150	AS4716-150	AS5016-150	AS5216-150	AS5516-150	AS5716-150	AS6016-150	AS6216-150	AS6516-150	AS6716-150	AS7016-150
AS4017-150	AS4217-150	AS4517-150	AS4717-150	AS5017-150	AS5217-150	AS5517-150	AS5717-150	AS6017-150	AS6217-150	AS6517-150	AS6717-150	AS7017-150
AS4018-150	AS4218-150	AS4518-150	AS4718-150	AS5018-150	AS5218-150	AS5518-150	AS5718-150	AS6018-150	AS6218-150	AS6518-150	AS6718-150	AS7018-150
AS4019-150	AS4219-150	AS4519-150	AS4719-150	AS5019-150	AS5219-150	AS5519-150	AS5719-150	AS6019-150	AS6219-150	AS6519-150	AS6719-150	AS7019-150
AS4020-150	AS4220-150	AS4520-150	AS4720-150	AS5020-150	AS5220-150	AS5520-150	AS5720-150	AS6020-150	AS6220-150	AS6520-150	AS6720-150	AS7020-150
AS4021-150	AS4221-150	AS4521-150	AS4721-150	AS5021-150	AS5221-150	AS5521-150	AS5721-150	AS6021-150	AS6221-150	AS6521-150	AS6721-150	AS7021-150
AS4022-150	AS4222-150	AS4522-150	AS4722-150	AS5022-150	AS5222-150	AS5522-150	AS5722-150	AS6022-150	AS6222-150	AS6522-150	AS6722-150	AS7022-150
AS4023-150	AS4223-150	AS4523-150	AS4723-150	AS5023-150	AS5223-150	AS5523-150	AS5723-150	AS6023-150	AS6223-150	AS6523-150	AS6723-150	AS7023-150
AS4024-150	AS4224-150	AS4524-150	AS4724-150	AS5024-150	AS5224-150	AS5524-150	AS5724-150	AS6024-150	AS6224-150	AS6524-150	AS6724-150	AS7024-150
AS4025-150	AS4225-150	AS4525-150	AS4725-150	AS5025-150	AS5225-150	AS5525-150	AS5725-150	AS6025-150	AS6225-150	AS6525-150	AS6725-150	AS7025-150
AS4026-150	AS4226-150	AS4526-150	AS4726-150	AS5026-150	AS5226-150	AS5526-150	AS5726-150	AS6026-150	AS6226-150	AS6526-150	AS6726-150	AS7026-150
AS4027-150	AS4227-150	AS4527-150	AS4727-150	AS5027-150	AS5227-150	AS5527-150	AS5727-150	AS6027-1				




# АКСИОМА<sup>®</sup> NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр баллона	от 1.25 до 7.00 мм с шагом 0.25 мм
Длина баллона	от 5 до 40 мм с шагом 1 мм
Эффективная длина катетера	140; 141; 148; 150 см
Система доставки	Rx (монорельсовая)
Материал баллона	Nylon
Диаметр дистальной части шфта	0.85 мм / 2.55 Fr (Ø 1.25 мм); 0.89 мм / 2.67 Fr (Ø 1.50-7.00 мм).
Диаметр проксимальной части шфта	0.61 мм / 1.83 Fr (Ø 1.25-1.75 мм). 0.67 мм / 2.01 Fr (Ø 2.00-7.00 мм).
Расчетное номинальное давление (NOM)	12 атм.
Расчетное давление разрыва (RBP)	22 атм.
Рентгенконтрастные маркеры	Наличие
Маркеры глубины	Наличие
Гидрофильное покрытие	Наличие
Силиконовое покрытие	Наличие
Диаметр совместимого проводника	Макс. 0.014"
Диаметр совместимого катетера	Мин. 5 Fr / 6 Fr (техника "kissing")



# АКСИОМА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 140 см

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ										
	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75
5	AN1205	AN1505	AN1705	AN2005	AN2205	AN2505	AN2705	AN3005	AN3205	AN3505	AN3705
6	AN1206	AN1506	AN1706	AN2006	AN2206	AN2506	AN2706	AN3006	AN3206	AN3506	AN3706
7	AN1207	AN1507	AN1707	AN2007	AN2207	AN2507	AN2707	AN3007	AN3207	AN3507	AN3707
8	AN1208	AN1508	AN1708	AN2008	AN2208	AN2508	AN2708	AN3008	AN3208	AN3508	AN3708
9	AN1209	AN1509	AN1709	AN2009	AN2209	AN2509	AN2709	AN3009	AN3209	AN3509	AN3709
10	AN1210	AN1510	AN1710	AN2010	AN2210	AN2510	AN2710	AN3010	AN3210	AN3510	AN3710
11	AN1211	AN1511	AN1711	AN2011	AN2211	AN2511	AN2711	AN3011	AN3211	AN3511	AN3711
12	AN1212	AN1512	AN1712	AN2012	AN2212	AN2512	AN2712	AN3012	AN3212	AN3512	AN3712
13	AN1213	AN1513	AN1713	AN2013	AN2213	AN2513	AN2713	AN3013	AN3213	AN3513	AN3713
14	AN1214	AN1514	AN1714	AN2014	AN2214	AN2514	AN2714	AN3014	AN3214	AN3514	AN3714
15	AN1215	AN1515	AN1715	AN2015	AN2215	AN2515	AN2715	AN3015	AN3215	AN3515	AN3715
16	AN1216	AN1516	AN1716	AN2016	AN2216	AN2516	AN2716	AN3016	AN3216	AN3516	AN3716
17	AN1217	AN1517	AN1717	AN2017	AN2217	AN2517	AN2717	AN3017	AN3217	AN3517	AN3717
18	AN1218	AN1518	AN1718	AN2018	AN2218	AN2518	AN2718	AN3018	AN3218	AN3518	AN3718
19	AN1219	AN1519	AN1719	AN2019	AN2219	AN2519	AN2719	AN3019	AN3219	AN3519	AN3719
20	AN1220	AN1520	AN1720	AN2020	AN2220	AN2520	AN2720	AN3020	AN3220	AN3520	AN3720
21	AN1221	AN1521	AN1721	AN2021	AN2221	AN2521	AN2721	AN3021	AN3221	AN3521	AN3721
22	AN1222	AN1522	AN1722	AN2022	AN2222	AN2522	AN2722	AN3022	AN3222	AN3522	AN3722
23	AN1223	AN1523	AN1723	AN2023	AN2223	AN2523	AN2723	AN3023	AN3223	AN3523	AN3723
24	AN1224	AN1524	AN1724	AN2024	AN2224	AN2524	AN2724	AN3024	AN3224	AN3524	AN3724
25	AN1225	AN1525	AN1725	AN2025	AN2225	AN2525	AN2725	AN3025	AN3225	AN3525	AN3725
26	AN1226	AN1526	AN1726	AN2026	AN2226	AN2526	AN2726	AN3026	AN3226	AN3526	AN3726
27	AN1227	AN1527	AN1727	AN2027	AN2227	AN2527	AN2727	AN3027	AN3227	AN3527	AN3727
28	AN1228	AN1528	AN1728	AN2028	AN2228	AN2528	AN2728	AN3028	AN3228	AN3528	AN3728
29	AN1229	AN1529	AN1729	AN2029	AN2229	AN2529	AN2729	AN3029	AN3229	AN3529	AN3729
30	AN1230	AN1530	AN1730	AN2030	AN2230	AN2530	AN2730	AN3030	AN3230	AN3530	AN3730
31	AN1231	AN1531	AN1731	AN2031	AN2231	AN2531	AN2731	AN3031	AN3231	AN3531	AN3731
32	AN1232	AN1532	AN1732	AN2032	AN2232	AN2532	AN2732	AN3032	AN3232	AN3532	AN3732
33	AN1233	AN1533	AN1733	AN2033	AN2233	AN2533	AN2733	AN3033	AN3233	AN3533	AN3733
34	AN1234	AN1534	AN1734	AN2034	AN2234	AN2534	AN2734	AN3034	AN3234	AN3534	AN3734
35	AN1235	AN1535	AN1735	AN2035	AN2235	AN2535	AN2735	AN3035	AN3235	AN3535	AN3735
36	AN1236	AN1536	AN1736	AN2036	AN2236	AN2536	AN2736	AN3036	AN3236	AN3536	AN3736
37	AN1237	AN1537	AN1737	AN2037	AN2237	AN2537	AN2737	AN3037	AN3237	AN3537	AN3737
38	AN1238	AN1538	AN1738	AN2038	AN2238	AN2538	AN2738	AN3038	AN3238	AN3538	AN3738
39	AN1239	AN1539	AN1739	AN2039	AN2239	AN2539	AN2739	AN3039	AN3239	AN3539	AN3739
40	AN1240	AN1540	AN1740	AN2040	AN2240	AN2540	AN2740	AN3040	AN3240	AN3540	AN3740

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 140 см

# АКСИОМА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ												
4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
AN4005	AN4205	AN4505	AN4705	AN5005	AN5205	AN5505	AN5705	AN6005	AN6205	AN6505	AN6705	AN7005
AN4006	AN4206	AN4506	AN4706	AN5006	AN5206	AN5506	AN5706	AN6006	AN6206	AN6506	AN6706	AN7006
AN4007	AN4207	AN4507	AN4707	AN5007	AN5207	AN5507	AN5707	AN6007	AN6207	AN6507	AN6707	AN7007
AN4008	AN4208	AN4508	AN4708	AN5008	AN5208	AN5508	AN5708	AN6008	AN6208	AN6508	AN6708	AN7008
AN4009	AN4209	AN4509	AN4709	AN5009	AN5209	AN5509	AN5709	AN6009	AN6209	AN6509	AN6709	AN7009
AN4010	AN4210	AN4510	AN4710	AN5010	AN5210	AN5510	AN5710	AN6010	AN6210	AN6510	AN6710	AN7010
AN4011	AN4211	AN4511	AN4711	AN5011	AN5211	AN5511	AN5711	AN6011	AN6211	AN6511	AN6711	AN7011
AN4012	AN4212	AN4512	AN4712	AN5012	AN5212	AN5512	AN5712	AN6012	AN6212	AN6512	AN6712	AN7012
AN4013	AN4213	AN4513	AN4713	AN5013	AN5213	AN5513	AN5713	AN6013	AN6213	AN6513	AN6713	AN7013
AN4014	AN4214	AN4514	AN4714	AN5014	AN5214	AN5514	AN5714	AN6014	AN6214	AN6514	AN6714	AN7014
AN4015	AN4215	AN4515	AN4715	AN5015	AN5215	AN5515	AN5715	AN6015	AN6215	AN6515	AN6715	AN7015
AN4016	AN4216	AN4516	AN4716	AN5016	AN5216	AN5516	AN5716	AN6016	AN6216	AN6516	AN6716	AN7016
AN4017	AN4217	AN4517	AN4717	AN5017	AN5217	AN5517	AN5717	AN6017	AN6217	AN6517	AN6717	AN7017
AN4018	AN4218	AN4518	AN4718	AN5018	AN5218	AN5518	AN5718	AN6018	AN6218	AN6518	AN6718	AN7018
AN4019	AN4219	AN4519	AN4719	AN5019	AN5219	AN5519	AN5719	AN6019	AN6219	AN6519	AN6719	AN7019
AN4020	AN4220	AN4520	AN4720	AN5020	AN5220	AN5520	AN5720	AN6020	AN6220	AN6520	AN6720	AN7020
AN4021	AN4221	AN4521	AN4721	AN5021	AN5221	AN5521	AN5721	AN6021	AN6221	AN6521	AN6721	AN7021
AN4022	AN4222	AN4522	AN4722	AN5022	AN5222	AN5522	AN5722	AN6022	AN6222	AN6522	AN6722	AN7022
AN4023	AN4223	AN4523	AN4723	AN5023	AN5223	AN5523	AN5723	AN6023	AN6223	AN6523	AN6723	AN7023
AN4024	AN4224	AN4524	AN4724	AN5024	AN5224	AN5524	AN5724	AN6024	AN6224	AN6524	AN6724	AN7024
AN4025	AN4225	AN4525	AN4725	AN5025	AN5225	AN5525	AN5725	AN6025	AN6225	AN6525	AN6725	AN7025
AN4026	AN4226	AN4526	AN4726	AN5026	AN5226	AN5526	AN5726	AN6026	AN6226	AN6526	AN6726	AN7026
AN4027	AN4227	AN4527	AN4727	AN5027	AN5227	AN5527	AN5727	AN6027	AN6227	AN6527	AN6727	AN7027
AN4028	AN4228	AN4528	AN4728	AN5028	AN5228	AN5528	AN5728	AN6028	AN6228	AN6528	AN6728	AN7028
AN4029	AN4229	AN4529	AN4729	AN5029	AN5229	AN5529	AN5729	AN6029	AN6229	AN6529	AN6729	AN7029
AN4030	AN4230	AN4530	AN4730	AN5030	AN5230	AN5530	AN5730	AN6030	AN6230	AN6530	AN6730	AN7030
AN4031	AN4231	AN4531	AN4731	AN5031	AN5231	AN5531	AN5731	AN6031	AN6231	AN6531	AN6731	AN7031
AN4032	AN4232	AN4532	AN4732	AN5032	AN5232	AN5532	AN5732	AN6032	AN6232	AN6532	AN6732	AN7032
AN4033	AN4233	AN4533	AN4733	AN5033	AN5233	AN5533	AN5733	AN6033	AN6233	AN6533	AN6733	AN7033
AN4034	AN4234	AN4534	AN4734	AN5034	AN5234	AN5534	AN5734	AN6034	AN6234	AN6534	AN6734	AN7034
AN4035	AN4235	AN4535	AN4735	AN5035	AN5235	AN5535	AN5735	AN6035	AN6235	AN6535	AN6735	AN7035
AN4036	AN4236	AN4536	AN4736	AN5036	AN5236	AN5536	AN5736	AN6036	AN6236	AN6536	AN6736	AN7036
AN4037	AN4237	AN4537	AN4737	AN5037	AN5237	AN5537	AN5737	AN6037	AN6237	AN6537	AN6737	AN7037
AN4038	AN4238	AN4538	AN4738	AN5038	AN5238	AN5538	AN5738	AN6038	AN6238	AN6538	AN6738	AN7038
AN4039	AN4239	AN4539	AN4739	AN5039	AN5239	AN5539	AN5739	AN6039	AN6239	AN6539	AN6739	AN7039
AN4040	AN4240	AN4540	AN4740	AN5040	AN5240	AN5540	AN5740	AN6040	AN6240	AN6540	AN6740	AN7040

# АКСИОМА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 141 см

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ										
	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75
5	AN1205-141	AN1505-141	AN1705-141	AN2005-141	AN2205-141	AN2505-141	AN2705-141	AN3005-141	AN3205-141	AN3505-141	AN3705-141
6	AN1206-141	AN1506-141	AN1706-141	AN2006-141	AN2206-141	AN2506-141	AN2706-141	AN3006-141	AN3206-141	AN3506-141	AN3706-141
7	AN1207-141	AN1507-141	AN1707-141	AN2007-141	AN2207-141	AN2507-141	AN2707-141	AN3007-141	AN3207-141	AN3507-141	AN3707-141
8	AN1208-141	AN1508-141	AN1708-141	AN2008-141	AN2208-141	AN2508-141	AN2708-141	AN3008-141	AN3208-141	AN3508-141	AN3708-141
9	AN1209-141	AN1509-141	AN1709-141	AN2009-141	AN2209-141	AN2509-141	AN2709-141	AN3009-141	AN3209-141	AN3509-141	AN3709-141
10	AN1210-141	AN1510-141	AN1710-141	AN2010-141	AN2210-141	AN2510-141	AN2710-141	AN3010-141	AN3210-141	AN3510-141	AN3710-141
11	AN1211-141	AN1511-141	AN1711-141	AN2011-141	AN2211-141	AN2511-141	AN2711-141	AN3011-141	AN3211-141	AN3511-141	AN3711-141
12	AN1212-141	AN1512-141	AN1712-141	AN2012-141	AN2212-141	AN2512-141	AN2712-141	AN3012-141	AN3212-141	AN3512-141	AN3712-141
13	AN1213-141	AN1513-141	AN1713-141	AN2013-141	AN2213-141	AN2513-141	AN2713-141	AN3013-141	AN3213-141	AN3513-141	AN3713-141
14	AN1214-141	AN1514-141	AN1714-141	AN2014-141	AN2214-141	AN2514-141	AN2714-141	AN3014-141	AN3214-141	AN3514-141	AN3714-141
15	AN1215-141	AN1515-141	AN1715-141	AN2015-141	AN2215-141	AN2515-141	AN2715-141	AN3015-141	AN3215-141	AN3515-141	AN3715-141
16	AN1216-141	AN1516-141	AN1716-141	AN2016-141	AN2216-141	AN2516-141	AN2716-141	AN3016-141	AN3216-141	AN3516-141	AN3716-141
17	AN1217-141	AN1517-141	AN1717-141	AN2017-141	AN2217-141	AN2517-141	AN2717-141	AN3017-141	AN3217-141	AN3517-141	AN3717-141
18	AN1218-141	AN1518-141	AN1718-141	AN2018-141	AN2218-141	AN2518-141	AN2718-141	AN3018-141	AN3218-141	AN3518-141	AN3718-141
19	AN1219-141	AN1519-141	AN1719-141	AN2019-141	AN2219-141	AN2519-141	AN2719-141	AN3019-141	AN3219-141	AN3519-141	AN3719-141
20	AN1220-141	AN1520-141	AN1720-141	AN2020-141	AN2220-141	AN2520-141	AN2720-141	AN3020-141	AN3220-141	AN3520-141	AN3720-141
21	AN1221-141	AN1521-141	AN1721-141	AN2021-141	AN2221-141	AN2521-141	AN2721-141	AN3021-141	AN3221-141	AN3521-141	AN3721-141
22	AN1222-141	AN1522-141	AN1722-141	AN2022-141	AN2222-141	AN2522-141	AN2722-141	AN3022-141	AN3222-141	AN3522-141	AN3722-141
23	AN1223-141	AN1523-141	AN1723-141	AN2023-141	AN2223-141	AN2523-141	AN2723-141	AN3023-141	AN3223-141	AN3523-141	AN3723-141
24	AN1224-141	AN1524-141	AN1724-141	AN2024-141	AN2224-141	AN2524-141	AN2724-141	AN3024-141	AN3224-141	AN3524-141	AN3724-141
25	AN1225-141	AN1525-141	AN1725-141	AN2025-141	AN2225-141	AN2525-141	AN2725-141	AN3025-141	AN3225-141	AN3525-141	AN3725-141
26	AN1226-141	AN1526-141	AN1726-141	AN2026-141	AN2226-141	AN2526-141	AN2726-141	AN3026-141	AN3226-141	AN3526-141	AN3726-141
27	AN1227-141	AN1527-141	AN1727-141	AN2027-141	AN2227-141	AN2527-141	AN2727-141	AN3027-141	AN3227-141	AN3527-141	AN3727-141
28	AN1228-141	AN1528-141	AN1728-141	AN2028-141	AN2228-141	AN2528-141	AN2728-141	AN3028-141	AN3228-141	AN3528-141	AN3728-141
29	AN1229-141	AN1529-141	AN1729-141	AN2029-141	AN2229-141	AN2529-141	AN2729-141	AN3029-141	AN3229-141	AN3529-141	AN3729-141
30	AN1230-141	AN1530-141	AN1730-141	AN2030-141	AN2230-141	AN2530-141	AN2730-141	AN3030-141	AN3230-141	AN3530-141	AN3730-141
31	AN1231-141	AN1531-141	AN1731-141	AN2031-141	AN2231-141	AN2531-141	AN2731-141	AN3031-141	AN3231-141	AN3531-141	AN3731-141
32	AN1232-141	AN1532-141	AN1732-141	AN2032-141	AN2232-141	AN2532-141	AN2732-141	AN3032-141	AN3232-141	AN3532-141	AN3732-141
33	AN1233-141	AN1533-141	AN1733-141	AN2033-141	AN2233-141	AN2533-141	AN2733-141	AN3033-141	AN3233-141	AN3533-141	AN3733-141
34	AN1234-141	AN1534-141	AN1734-141	AN2034-141	AN2234-141	AN2534-141	AN2734-141	AN3034-141	AN3234-141	AN3534-141	AN3734-141
35	AN1235-141	AN1535-141	AN1735-141	AN2035-141	AN2235-141	AN2535-141	AN2735-141	AN3035-141	AN3235-141	AN3535-141	AN3735-141
36	AN1236-141	AN1536-141	AN1736-141	AN2036-141	AN2236-141	AN2536-141	AN2736-141	AN3036-141	AN3236-141	AN3536-141	AN3736-141
37	AN1237-141	AN1537-141	AN1737-141	AN2037-141	AN2237-141	AN2537-141	AN2737-141	AN3037-141	AN3237-141	AN3537-141	AN3737-141
38	AN1238-141	AN1538-141	AN1738-141	AN2038-141	AN2238-141	AN2538-141	AN2738-141	AN3038-141	AN3238-141	AN3538-141	AN3738-141
39	AN1239-141	AN1539-141	AN1739-141	AN2039-141	AN2239-141	AN2539-141	AN2739-141	AN3039-141	AN3239-141	AN3539-141	AN3739-141
40	AN1240-141	AN1540-141	AN1740-141	AN2040-141	AN2240-141	AN2540-141	AN2740-141	AN3040-141	AN3240-141	AN3540-141	AN3740-141

AN1510-141 >

A

Название  
продукта

N

Некомплаентный  
баллон

15

Диаметр  
баллона

10

Длина  
баллона

141

Эффективная  
длина катетера

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 141 см

# АКСИОМА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ											
	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75
AN4005-141	AN4205-141	AN4505-141	AN4705-141	AN5005-141	AN5205-141	AN5505-141	AN5705-141	AN6005-141	AN6205-141	AN6505-141	AN6705-141	AN7005-141
AN4006-141	AN4206-141	AN4506-141	AN4706-141	AN5006-141	AN5206-141	AN5506-141	AN5706-141	AN6006-141	AN6206-141	AN6506-141	AN6706-141	AN7006-141
AN4007-141	AN4207-141	AN4507-141	AN4707-141	AN5007-141	AN5207-141	AN5507-141	AN5707-141	AN6007-141	AN6207-141	AN6507-141	AN6707-141	AN7007-141
AN4008-141	AN4208-141	AN4508-141	AN4708-141	AN5008-141	AN5208-141	AN5508-141	AN5708-141	AN6008-141	AN6208-141	AN6508-141	AN6708-141	AN7008-141
AN4009-141	AN4209-141	AN4509-141	AN4709-141	AN5009-141	AN5209-141	AN5509-141	AN5709-141	AN6009-141	AN6209-141	AN6509-141	AN6709-141	AN7009-141
AN4010-141	AN4210-141	AN4510-141	AN4710-141	AN5010-141	AN5210-141	AN5510-141	AN5710-141	AN6010-141	AN6210-141	AN6510-141	AN6710-141	AN7010-141
AN4011-141	AN4211-141	AN4511-141	AN4711-141	AN5011-141	AN5211-141	AN5511-141	AN5711-141	AN6011-141	AN6211-141	AN6511-141	AN6711-141	AN7011-141
AN4012-141	AN4212-141	AN4512-141	AN4712-141	AN5012-141	AN5212-141	AN5512-141	AN5712-141	AN6012-141	AN6212-141	AN6512-141	AN6712-141	AN7012-141
AN4013-141	AN4213-141	AN4513-141	AN4713-141	AN5013-141	AN5213-141	AN5513-141	AN5713-141	AN6013-141	AN6213-141	AN6513-141	AN6713-141	AN7013-141
AN4014-141	AN4214-141	AN4514-141	AN4714-141	AN5014-141	AN5214-141	AN5514-141	AN5714-141	AN6014-141	AN6214-141	AN6514-141	AN6714-141	AN7014-141
AN4015-141	AN4215-141	AN4515-141	AN4715-141	AN5015-141	AN5215-141	AN5515-141	AN5715-141	AN6015-141	AN6215-141	AN6515-141	AN6715-141	AN7015-141
AN4016-141	AN4216-141	AN4516-141	AN4716-141	AN5016-141	AN5216-141	AN5516-141	AN5716-141	AN6016-141	AN6216-141	AN6516-141	AN6716-141	AN7016-141
AN4017-141	AN4217-141	AN4517-141	AN4717-141	AN5017-141	AN5217-141	AN5517-141	AN5717-141	AN6017-141	AN6217-141	AN6517-141	AN6717-141	AN7017-141
AN4018-141	AN4218-141	AN4518-141	AN4718-141	AN5018-141	AN5218-141	AN5518-141	AN5718-141	AN6018-141	AN6218-141	AN6518-141	AN6718-141	AN7018-141
AN4019-141	AN4219-141	AN4519-141	AN4719-141	AN5019-141	AN5219-141	AN5519-141	AN5719-141	AN6019-141	AN6219-141	AN6519-141	AN6719-141	AN7019-141
AN4020-141	AN4220-141	AN4520-141	AN4720-141	AN5020-141	AN5220-141	AN5520-141	AN5720-141	AN6020-141	AN6220-141	AN6520-141	AN6720-141	AN7020-141
AN4021-141	AN4221-141	AN4521-141	AN4721-141	AN5021-141	AN5221-141	AN5521-141	AN5721-141	AN6021-141	AN6221-141	AN6521-141	AN6721-141	AN7021-141
AN4022-141	AN4222-141	AN4522-141	AN4722-141	AN5022-141	AN5222-141	AN5522-141	AN5722-141	AN6022-141	AN6222-141	AN6522-141	AN6722-141	AN7022-141
AN4023-141	AN4223-141	AN4523-141	AN4723-141	AN5023-141	AN5223-141	AN5523-141	AN5723-141	AN6023-141	AN6223-141	AN6523-141	AN6723-141	AN7023-141
AN4024-141	AN4224-141	AN4524-141	AN4724-141	AN5024-141	AN5224-141	AN5524-141	AN5724-141	AN6024-141	AN6224-141	AN6524-141	AN6724-141	AN7024-141
AN4025-141	AN4225-141	AN4525-141	AN4725-141	AN5025-141	AN5225-141	AN5525-141	AN5725-141	AN6025-141	AN6225-141	AN6525-141	AN6725-141	AN7025-141
AN4026-141	AN4226-141	AN4526-141	AN4726-141	AN5026-141	AN5226-141	AN5526-141	AN5726-141	AN6026-141	AN6226-141	AN6526-141	AN6726-141	AN7026-141
AN4027-141	AN4227-141	AN4527-141	AN4727-141	AN5027-141	AN5227-141	AN5527-141	AN5727-141	AN6027-141	AN6227-141	AN6527-141	AN6727-141	AN7027-141
AN4028-141	AN4228-141	AN4528-141	AN4728-141	AN5028-141	AN5228-141	AN5528-141	AN5728-141	AN6028-141	AN6228-141	AN6528-141	AN6728-141	AN7028-141
AN4029-141	AN4229-141	AN4529-141	AN4729-141	AN5029-141	AN5229-141	AN5529-141	AN5729-141	AN6029-141	AN6229-141	AN6529-141	AN6729-141	AN7029-141
AN4030-141	AN4230-141	AN4530-141	AN4730-141	AN5030-141	AN5230-141	AN5530-141	AN5730-141	AN6030-141	AN6230-141	AN6530-141	AN6730-141	AN7030-141
AN4031-141	AN4231-141	AN4531-141	AN4731-141	AN5031-141	AN5231-141	AN5531-141						

# АКСИОМА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 148 см

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ										
	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75
5	AN1205-148	AN1505-148	AN1705-148	AN2005-148	AN2205-148	AN2505-148	AN2705-148	AN3005-148	AN3205-148	AN3505-148	AN3705-148
6	AN1206-148	AN1506-148	AN1706-148	AN2006-148	AN2206-148	AN2506-148	AN2706-148	AN3006-148	AN3206-148	AN3506-148	AN3706-148
7	AN1207-148	AN1507-148	AN1707-148	AN2007-148	AN2207-148	AN2507-148	AN2707-148	AN3007-148	AN3207-148	AN3507-148	AN3707-148
8	AN1208-148	AN1508-148	AN1708-148	AN2008-148	AN2208-148	AN2508-148	AN2708-148	AN3008-148	AN3208-148	AN3508-148	AN3708-148
9	AN1209-148	AN1509-148	AN1709-148	AN2009-148	AN2209-148	AN2509-148	AN2709-148	AN3009-148	AN3209-148	AN3509-148	AN3709-148
10	AN1210-148	AN1510-148	AN1710-148	AN2010-148	AN2210-148	AN2510-148	AN2710-148	AN3010-148	AN3210-148	AN3510-148	AN3710-148
11	AN1211-148	AN1511-148	AN1711-148	AN2011-148	AN2211-148	AN2511-148	AN2711-148	AN3011-148	AN3211-148	AN3511-148	AN3711-148
12	AN1212-148	AN1512-148	AN1712-148	AN2012-148	AN2212-148	AN2512-148	AN2712-148	AN3012-148	AN3212-148	AN3512-148	AN3712-148
13	AN1213-148	AN1513-148	AN1713-148	AN2013-148	AN2213-148	AN2513-148	AN2713-148	AN3013-148	AN3213-148	AN3513-148	AN3713-148
14	AN1214-148	AN1514-148	AN1714-148	AN2014-148	AN2214-148	AN2514-148	AN2714-148	AN3014-148	AN3214-148	AN3514-148	AN3714-148
15	AN1215-148	AN1515-148	AN1715-148	AN2015-148	AN2215-148	AN2515-148	AN2715-148	AN3015-148	AN3215-148	AN3515-148	AN3715-148
16	AN1216-148	AN1516-148	AN1716-148	AN2016-148	AN2216-148	AN2516-148	AN2716-148	AN3016-148	AN3216-148	AN3516-148	AN3716-148
17	AN1217-148	AN1517-148	AN1717-148	AN2017-148	AN2217-148	AN2517-148	AN2717-148	AN3017-148	AN3217-148	AN3517-148	AN3717-148
18	AN1218-148	AN1518-148	AN1718-148	AN2018-148	AN2218-148	AN2518-148	AN2718-148	AN3018-148	AN3218-148	AN3518-148	AN3718-148
19	AN1219-148	AN1519-148	AN1719-148	AN2019-148	AN2219-148	AN2519-148	AN2719-148	AN3019-148	AN3219-148	AN3519-148	AN3719-148
20	AN1220-148	AN1520-148	AN1720-148	AN2020-148	AN2220-148	AN2520-148	AN2720-148	AN3020-148	AN3220-148	AN3520-148	AN3720-148
21	AN1221-148	AN1521-148	AN1721-148	AN2021-148	AN2221-148	AN2521-148	AN2721-148	AN3021-148	AN3221-148	AN3521-148	AN3721-148
22	AN1222-148	AN1522-148	AN1722-148	AN2022-148	AN2222-148	AN2522-148	AN2722-148	AN3022-148	AN3222-148	AN3522-148	AN3722-148
23	AN1223-148	AN1523-148	AN1723-148	AN2023-148	AN2223-148	AN2523-148	AN2723-148	AN3023-148	AN3223-148	AN3523-148	AN3723-148
24	AN1224-148	AN1524-148	AN1724-148	AN2024-148	AN2224-148	AN2524-148	AN2724-148	AN3024-148	AN3224-148	AN3524-148	AN3724-148
25	AN1225-148	AN1525-148	AN1725-148	AN2025-148	AN2225-148	AN2525-148	AN2725-148	AN3025-148	AN3225-148	AN3525-148	AN3725-148
26	AN1226-148	AN1526-148	AN1726-148	AN2026-148	AN2226-148	AN2526-148	AN2726-148	AN3026-148	AN3226-148	AN3526-148	AN3726-148
27	AN1227-148	AN1527-148	AN1727-148	AN2027-148	AN2227-148	AN2527-148	AN2727-148	AN3027-148	AN3227-148	AN3527-148	AN3727-148
28	AN1228-148	AN1528-148	AN1728-148	AN2028-148	AN2228-148	AN2528-148	AN2728-148	AN3028-148	AN3228-148	AN3528-148	AN3728-148
29	AN1229-148	AN1529-148	AN1729-148	AN2029-148	AN2229-148	AN2529-148	AN2729-148	AN3029-148	AN3229-148	AN3529-148	AN3729-148
30	AN1230-148	AN1530-148	AN1730-148	AN2030-148	AN2230-148	AN2530-148	AN2730-148	AN3030-148	AN3230-148	AN3530-148	AN3730-148
31	AN1231-148	AN1531-148	AN1731-148	AN2031-148	AN2231-148	AN2531-148	AN2731-148	AN3031-148	AN3231-148	AN3531-148	AN3731-148
32	AN1232-148	AN1532-148	AN1732-148	AN2032-148	AN2232-148	AN2532-148	AN2732-148	AN3032-148	AN3232-148	AN3532-148	AN3732-148
33	AN1233-148	AN1533-148	AN1733-148	AN2033-148	AN2233-148	AN2533-148	AN2733-148	AN3033-148	AN3233-148	AN3533-148	AN3733-148
34	AN1234-148	AN1534-148	AN1734-148	AN2034-148	AN2234-148	AN2534-148	AN2734-148	AN3034-148	AN3234-148	AN3534-148	AN3734-148
35	AN1235-148	AN1535-148	AN1735-148	AN2035-148	AN2235-148	AN2535-148	AN2735-148	AN3035-148	AN3235-148	AN3535-148	AN3735-148
36	AN1236-148	AN1536-148	AN1736-148	AN2036-148	AN2236-148	AN2536-148	AN2736-148	AN3036-148	AN3236-148	AN3536-148	AN3736-148
37	AN1237-148	AN1537-148	AN1737-148	AN2037-148	AN2237-148	AN2537-148	AN2737-148	AN3037-148	AN3237-148	AN3537-148	AN3737-148
38	AN1238-148	AN1538-148	AN1738-148	AN2038-148	AN2238-148	AN2538-148	AN2738-148	AN3038-148	AN3238-148	AN3538-148	AN3738-148
39	AN1239-148	AN1539-148	AN1739-148	AN2039-148	AN2239-148	AN2539-148	AN2739-148	AN3039-148	AN3239-148	AN3539-148	AN3739-148
40	AN1240-148	AN1540-148	AN1740-148	AN2040-148	AN2240-148	AN2540-148	AN2740-148	AN3040-148	AN3240-148	AN3540-148	AN3740-148

AN1510-148 >

**A**

Название  
продукта

**N**

Некомплаентный  
баллон

**15**

Диаметр  
баллона

**10**

Длина  
баллона

**148**

Эффективная  
длина катетера

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 148 см

# АКСИОМА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ											
	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75
AN4005-148	AN4205-148	AN4505-148	AN4705-148	AN5005-148	AN5205-148	AN5505-148	AN5705-148	AN6005-148	AN6205-148	AN6505-148	AN6705-148	AN7005-148
AN4006-148	AN4206-148	AN4506-148	AN4706-148	AN5006-148	AN5206-148	AN5506-148	AN5706-148	AN6006-148	AN6206-148	AN6506-148	AN6706-148	AN7006-148
AN4007-148	AN4207-148	AN4507-148	AN4707-148	AN5007-148	AN5207-148	AN5507-148	AN5707-148	AN6007-148	AN6207-148	AN6507-148	AN6707-148	AN7007-148
AN4008-148	AN4208-148	AN4508-148	AN4708-148	AN5008-148	AN5208-148	AN5508-148	AN5708-148	AN6008-148	AN6208-148	AN6508-148	AN6708-148	AN7008-148
AN4009-148	AN4209-148	AN4509-148	AN4709-148	AN5009-148	AN5209-148	AN5509-148	AN5709-148	AN6009-148	AN6209-148	AN6509-148	AN6709-148	AN7009-148
AN4010-148	AN4210-148	AN4510-148	AN4710-148	AN5010-148	AN5210-148	AN5510-148	AN5710-148	AN6010-148	AN6210-148	AN6510-148	AN6710-148	AN7010-148
AN4011-148	AN4211-148	AN4511-148	AN4711-148	AN5011-148	AN5211-148	AN5511-148	AN5711-148	AN6011-148	AN6211-148	AN6511-148	AN6711-148	AN7011-148
AN4012-148	AN4212-148	AN4512-148	AN4712-148	AN5012-148	AN5212-148	AN5512-148	AN5712-148	AN6012-148	AN6212-148	AN6512-148	AN6712-148	AN7012-148
AN4013-148	AN4213-148	AN4513-148	AN4713-148	AN5013-148	AN5213-148	AN5513-148	AN5713-148	AN6013-148	AN6213-148	AN6513-148	AN6713-148	AN7013-148
AN4014-148	AN4214-148	AN4514-148	AN4714-148	AN5014-148	AN5214-148	AN5514-148	AN5714-148	AN6014-148	AN6214-148	AN6514-148	AN6714-148	AN7014-148
AN4015-148	AN4215-148	AN4515-148	AN4715-148	AN5015-148	AN5215-148	AN5515-148	AN5715-148	AN6015-148	AN6215-148	AN6515-148	AN6715-148	AN7015-148
AN4016-148	AN4216-148	AN4516-148	AN4716-148	AN5016-148	AN5216-148	AN5516-148	AN5716-148	AN6016-148	AN6216-148	AN6516-148	AN6716-148	AN7016-148
AN4017-148	AN4217-148	AN4517-148	AN4717-148	AN5017-148	AN5217-148	AN5517-148	AN5717-148	AN6017-148	AN6217-148	AN6517-148	AN6717-148	AN7017-148
AN4018-148	AN4218-148	AN4518-148	AN4718-148	AN5018-148	AN5218-148	AN5518-148	AN5718-148	AN6018-148	AN6218-148	AN6518-148	AN6718-148	AN7018-148
AN4019-148	AN4219-148	AN4519-148	AN4719-148	AN5019-148	AN5219-148	AN5519-148	AN5719-148	AN6019-148	AN6219-148	AN6519-148	AN6719-148	AN7019-148
AN4020-148	AN4220-148	AN4520-148	AN4720-148	AN5020-148	AN5220-148	AN5520-148	AN5720-148	AN6020-148	AN6220-148	AN6520-148	AN6720-148	AN7020-148
AN4021-148	AN4221-148	AN4521-148	AN4721-148	AN5021-148	AN5221-148	AN5521-148	AN5721-148	AN6021-148	AN6221-148	AN6521-148	AN6721-148	AN7021-148
AN4022-148	AN4222-148	AN4522-148	AN4722-148	AN5022-148	AN5222-148	AN5522-148	AN5722-148	AN6022-148	AN6222-148	AN6522-148	AN6722-148	AN7022-148
AN4023-148	AN4223-148	AN4523-148	AN4723-148	AN5023-148	AN5223-148	AN5523-148	AN5723-148	AN6023-148	AN6223-148	AN6523-148	AN6723-148	AN7023-148
AN4024-148	AN4224-148	AN4524-148	AN4724-148	AN5024-148	AN5224-148	AN5524-148	AN5724-148	AN6024-148	AN6224-148	AN6524-148	AN6724-148	AN7024-148
AN4025-148	AN4225-148	AN4525-148	AN4725-148	AN5025-148	AN5225-148	AN5525-148	AN5725-148	AN6025-148	AN6225-148	AN6525-148	AN6725-148	AN7025-148
AN4026-148	AN4226-148	AN4526-148	AN4726-148	AN5026-148	AN5226-148	AN5526-148	AN5726-148	AN6026-148	AN6226-148	AN6526-148	AN6726-148	AN7026-148
AN4027-148	AN4227-148	AN4527-148	AN4727-148	AN5027-148	AN5227-148	AN5527-148	AN5727-148	AN6027-148	AN6227-148	AN6527-148	AN6727-148	AN7027-148
AN4028-148	AN4228-148	AN4528-148	AN4728-148	AN5028-148	AN5228-148	AN5528-148	AN5728-148	AN6028-148	AN6228-148	AN6528-148	AN6728-148	AN7028-148
AN4029-148	AN4229-148	AN4529-148	AN4729-148	AN5029-148	AN5229-148	AN5529-148	AN5729-148	AN6029-148	AN6229-148	AN6529-148	AN6729-148	AN7029-148
AN4030-148	AN4230-148	AN4530-148	AN4730-148	AN5030-148	AN5230-148	AN5530-148	AN5730-148	AN6030-148	AN6230-148	AN6530-148	AN6730-148	AN7030-148
AN4031-148	AN4231-148	AN4531-148	AN4731-148	AN5031-148	AN52							

# АКСИОМА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 150 см

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ										
	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75
5	AN1205-150	AN1505-150	AN1705-150	AN2005-150	AN2205-150	AN2505-150	AN2705-150	AN3005-150	AN3205-150	AN3505-150	AN3705-150
6	AN1206-150	AN1506-150	AN1706-150	AN2006-150	AN2206-150	AN2506-150	AN2706-150	AN3006-150	AN3206-150	AN3506-150	AN3706-150
7	AN1207-150	AN1507-150	AN1707-150	AN2007-150	AN2207-150	AN2507-150	AN2707-150	AN3007-150	AN3207-150	AN3507-150	AN3707-150
8	AN1208-150	AN1508-150	AN1708-150	AN2008-150	AN2208-150	AN2508-150	AN2708-150	AN3008-150	AN3208-150	AN3508-150	AN3708-150
9	AN1209-150	AN1509-150	AN1709-150	AN2009-150	AN2209-150	AN2509-150	AN2709-148	AN3009-150	AN3209-150	AN3509-150	AN3709-150
10	AN1210-150	AN1510-148	AN1710-150	AN2010-150	AN2210-150	AN2510-150	AN2710-150	AN3010-150	AN3210-150	AN3510-150	AN3710-150
11	AN1211-150	AN1511-150	AN1711-150	AN2011-150	AN2211-150	AN2511-150	AN2711-150	AN3011-150	AN3211-150	AN3511-150	AN3711-150
12	AN1212-150	AN1512-150	AN1712-150	AN2012-150	AN2212-150	AN2512-150	AN2712-150	AN3012-150	AN3212-150	AN3512-150	AN3712-150
13	AN1213-150	AN1513-150	AN1713-150	AN2013-150	AN2213-150	AN2513-150	AN2713-150	AN3013-150	AN3213-150	AN3513-150	AN3713-150
14	AN1214-150	AN1514-150	AN1714-150	AN2014-150	AN2214-150	AN2514-150	AN2714-150	AN3014-150	AN3214-150	AN3514-150	AN3714-150
15	AN1215-150	AN1515-150	AN1715-150	AN2015-150	AN2215-150	AN2515-150	AN2715-150	AN3015-150	AN3215-150	AN3515-150	AN3715-150
16	AN1216-150	AN1516-150	AN1716-150	AN2016-150	AN2216-150	AN2516-150	AN2716-150	AN3016-150	AN3216-150	AN3516-150	AN3716-150
17	AN1217-150	AN1517-150	AN1717-150	AN2017-150	AN2217-150	AN2517-150	AN2717-150	AN3017-150	AN3217-150	AN3517-150	AN3717-150
18	AN1218-150	AN1518-150	AN1718-150	AN2018-150	AN2218-150	AN2518-150	AN2718-150	AN3018-150	AN3218-150	AN3518-150	AN3718-150
19	AN1219-150	AN1519-150	AN1719-150	AN2019-150	AN2219-150	AN2519-150	AN2719-150	AN3019-150	AN3219-150	AN3519-150	AN3719-150
20	AN1220-150	AN1520-150	AN1720-148	AN2020-150	AN2220-150	AN2520-150	AN2720-150	AN3020-150	AN3220-150	AN3520-150	AN3720-150
21	AN1221-150	AN1521-150	AN1721-150	AN2021-150	AN2221-150	AN2521-150	AN2721-148	AN3021-150	AN3221-150	AN3521-150	AN3721-150
22	AN1222-150	AN1522-150	AN1722-150	AN2022-150	AN2222-150	AN2522-150	AN2722-150	AN3022-150	AN3222-150	AN3522-150	AN3722-150
23	AN1223-150	AN1523-150	AN1723-150	AN2023-150	AN2223-150	AN2523-150	AN2723-150	AN3023-150	AN3223-150	AN3523-150	AN3723-150
24	AN1224-150	AN1524-150	AN1724-150	AN2024-150	AN2224-150	AN2524-150	AN2724-150	AN3024-150	AN3224-150	AN3524-150	AN3724-150
25	AN1225-150	AN1525-150	AN1725-150	AN2025-150	AN2225-150	AN2525-150	AN2725-150	AN3025-150	AN3225-150	AN3525-150	AN3725-150
26	AN1226-150	AN1526-150	AN1726-150	AN2026-150	AN2226-150	AN2526-150	AN2726-150	AN3026-150	AN3226-150	AN3526-150	AN3726-150
27	AN1227-150	AN1527-150	AN1727-150	AN2027-150	AN2227-150	AN2527-150	AN2727-150	AN3027-150	AN3227-150	AN3527-150	AN3727-150
28	AN1228-150	AN1528-150	AN1728-150	AN2028-150	AN2228-150	AN2528-150	AN2728-150	AN3028-150	AN3228-150	AN3528-150	AN3728-150
29	AN1229-150	AN1529-150	AN1729-150	AN2029-150	AN2229-150	AN2529-150	AN2729-150	AN3029-150	AN3229-150	AN3529-150	AN3729-150
30	AN1230-150	AN1530-150	AN1730-150	AN2030-150	AN2230-150	AN2530-150	AN2730-150	AN3030-150	AN3230-150	AN3530-150	AN3730-150
31	AN1231-148	AN1531-150	AN1731-150	AN2031-150	AN2231-150	AN2531-150	AN2731-148	AN3031-150	AN3231-150	AN3531-150	AN3731-150
32	AN1232-150	AN1532-150	AN1732-150	AN2032-150	AN2232-150	AN2532-150	AN2732-150	AN3032-150	AN3232-150	AN3532-150	AN3732-150
33	AN1233-150	AN1533-150	AN1733-150	AN2033-150	AN2233-150	AN2533-150	AN2733-150	AN3033-150	AN3233-150	AN3533-150	AN3733-150
34	AN1234-150	AN1534-150	AN1734-150	AN2034-150	AN2234-150	AN2534-150	AN2734-150	AN3034-150	AN3234-150	AN3534-150	AN3734-150
35	AN1235-150	AN1535-150	AN1735-150	AN2035-150	AN2235-150	AN2535-150	AN2735-150	AN3035-150	AN3235-150	AN3535-150	AN3735-150
36	AN1236-150	AN1536-150	AN1736-150	AN2036-150	AN2236-150	AN2536-150	AN2736-150	AN3036-150	AN3236-150	AN3536-150	AN3736-150
37	AN1237-150	AN1537-150	AN1737-150	AN2037-150	AN2237-150	AN2537-150	AN2737-150	AN3037-150	AN3237-150	AN3537-150	AN3737-150
38	AN1238-150	AN1538-150	AN1738-150	AN2038-150	AN2238-150	AN2538-150	AN2738-150	AN3038-150	AN3238-150	AN3538-150	AN3738-150
39	AN1239-150	AN1539-150	AN1739-150	AN2039-150	AN2239-150	AN2539-150	AN2739-148	AN3039-150	AN3239-150	AN3539-150	AN3739-150
40	AN1240-150	AN1540-150	AN1740-150	AN2040-150	AN2240-150	AN2540-150	AN2740-150	AN3040-150	AN3240-150	AN3540-150	AN3740-150

AN1510-150 >

A

Название  
продукта

N

Некомплаентный  
баллон

15

Диаметр  
баллона

10

Длина  
баллона

150

Эффективная  
длина катетера

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 150 см

# АКСИОМА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ											
	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75
AN4005-150	AN4205-150	AN4505-150	AN4705-150	AN5005-150	AN5205-150	AN5505-150	AN5705-150	AN6005-150	AN6205-150	AN6505-150	AN6705-150	AN7005-150
AN4006-150	AN4206-150	AN4506-150	AN4706-150	AN5006-150	AN5206-150	AN5506-150	AN5706-150	AN6006-150	AN6206-150	AN6506-150	AN6706-150	AN7006-150
AN4007-150	AN4207-150	AN4507-150	AN4707-150	AN5007-150	AN5207-150	AN5507-150	AN5707-150	AN6007-150	AN6207-150	AN6507-150	AN6707-150	AN7007-150
AN4008-150	AN4208-150	AN4508-150	AN4708-150	AN5008-150	AN5208-150	AN5508-150	AN5708-150	AN6008-150	AN6208-150	AN6508-150	AN6708-150	AN7008-150
AN4009-150	AN4209-150	AN4509-150	AN4709-150	AN5009-150	AN5209-150	AN5509-150	AN5709-150	AN6009-150	AN6209-150	AN6509-150	AN6709-150	AN7009-150
AN4010-150	AN4210-150	AN4510-150	AN4710-150	AN5010-150	AN5210-150	AN5510-150	AN5710-150	AN6010-150	AN6210-150	AN6510-150	AN6710-150	AN7010-150
AN4011-150	AN4211-150	AN4511-150	AN4711-150	AN5011-150	AN5211-150	AN5511-150	AN5711-150	AN6011-150	AN6211-150	AN6511-150	AN6711-150	AN7011-150
AN4012-150	AN4212-150	AN4512-150	AN4712-150	AN5012-150	AN5212-150	AN5512-150	AN5712-150	AN6012-150	AN6212-150	AN6512-150	AN6712-150	AN7012-150
AN4013-150	AN4213-150	AN4513-150	AN4713-150	AN5013-150	AN5213-150	AN5513-150	AN5713-150	AN6013-150	AN6213-150	AN6513-150	AN6713-150	AN7013-150
AN4014-150	AN4214-150	AN4514-150	AN4714-150	AN5014-150	AN5214-150	AN5514-150	AN5714-150	AN6014-150	AN6214-150	AN6514-150	AN6714-150	AN7014-150
AN4015-150	AN4215-150	AN4515-150	AN4715-150	AN5015-150	AN5215-150	AN5515-150	AN5715-150	AN6015-150	AN6215-150	AN6515-150	AN6715-150	AN7015-150
AN4016-150	AN4216-150	AN4516-150	AN4716-150	AN5016-150	AN5216-150	AN5516-150	AN5716-150	AN6016-150	AN6216-150	AN6516-150	AN6716-150	AN7016-150
AN4017-150	AN4217-150	AN4517-150	AN4717-150	AN5017-150	AN5217-150	AN5517-150	AN5717-150	AN6017-150	AN6217-150	AN6517-150	AN6717-150	AN7017-150
AN4018-150	AN4218-150	AN4518-150	AN4718-150	AN5018-150	AN5218-150	AN5518-150	AN5718-150	AN6018-150	AN6218-150	AN6518-150	AN6718-150	AN7018-150
AN4019-150	AN4219-150	AN4519-150	AN4719-150	AN5019-150	AN5219-150	AN5519-150	AN5719-150	AN6019-150	AN6219-150	AN6519-150	AN6719-150	AN7019-150
AN4020-150	AN4220-150	AN4520-150	AN4720-150	AN5020-150	AN5220-150	AN5520-150	AN5720-150	AN6020-150	AN6220-150	AN6520-150	AN6720-150	AN7020-150
AN4021-150	AN4221-150	AN4521-150	AN4721-150	AN5021-150	AN5221-150	AN5521-150	AN5721-150	AN6021-150	AN6221-150	AN6521-150	AN6721-150	AN7021-150
AN4022-150	AN4222-150	AN4522-150	AN4722-150	AN5022-150	AN5222-150	AN5522-150	AN5722-150	AN6022-150	AN6222-150	AN6522-150	AN6722-150	AN7022-150
AN4023-150	AN4223-150	AN4523-150	AN4723-150	AN5023-150	AN5223-150	AN5523-150	AN5723-150	AN6023-150	AN6223-150	AN6523-150	AN6723-150	AN7023-150
AN4024-150	AN4224-150	AN4524-150	AN4724-150	AN5024-150	AN5224-150	AN5524-150	AN5724-150	AN6024-150	AN6224-150	AN6524-150	AN6724-150	AN7024-150
AN4025-150	AN4225-150	AN4525-150	AN4725-150	AN5025-150	AN5225-150	AN5525-150	AN5725-150	AN6025-150	AN6225-150	AN6525-150	AN6725-150	AN7025-150
AN4026-150	AN4226-150	AN4526-150	AN4726-150	AN5026-150	AN5226-150	AN5526-150	AN5726-150	AN6026-150	AN6226-150	AN6526-150	AN6726-150	AN7026-150
AN4027-150	AN4227-150	AN4527-150	AN4727-150	AN5027-150	AN5227-150	AN5527-150	AN5727-150	AN6027-150	AN6227-150	AN6527-150	AN6727-150	AN7027-150
AN4028-150	AN4228-150	AN4528-150	AN4728-150	AN5028-150	AN5228-150	AN5528-150	AN5728-150	AN6028-150	AN6228-150	AN6528-150	AN6728-150	AN7028-150
AN4029-150	AN4229-150	AN4529-150	AN4729-150	AN5029-150	AN5229-150	AN5529-150	AN5729-150	AN6029-150	AN6229-150	AN6529-150	AN6729-150	AN7029-150
AN4030-150	AN4230-150	AN4530-150	AN4730-150	AN5030-150	AN5230-150	AN5530-150	AN5730-150	AN6030-150	AN6230-150	AN6530-150	AN6730-150	AN7030-150
AN4031-150	AN4231-150	AN4531-150	AN4731-150	AN5031-150	AN5231-150	AN5531-150						

# PREMIUM LINE

*Уверенный выбор в любой ситуации*



## РАПИРА<sup>®</sup> СТО

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ДЛЯ ХРОНИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ)

стр. 29

## РАПИРА<sup>®</sup>


КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

стр. 29

## РАПИРА<sup>®</sup> НС

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 31



## ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЛУЧШИХ ХАРАКТЕРИСТИК


- ✓ сверхнизкий профиль входа в стеноз и атравматичный кончик
- ✓ эффективный кроссинг-профиль баллона в своем классе
- ✓ гибкая дистальная часть и оптимально сбалансированная гипотрубка
- ✓ «бесшовные» соединения и усовершенствованное гидрофильное покрытие

**РАПИРА® СТО**КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(для хронических окклюзий)**РАПИРА®**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

*Суперпроходимость  
для наиболее  
сложных случаев!***ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диаметр баллона	0.70; 1.00; 1.25 до 4.00 мм с шагом 0.25 мм
Длина баллона	от 5 до 30 мм с шагом 1 мм
Эффективная длина катетера	140 см
Система доставки	Rx (монорельсовая)
Материал баллона	Pebax
Диаметр дистальной части shaft	0.85 мм / 2.55 Fr (Ø 0.70-2.25 мм); 0.89 мм / 2.67 Fr (Ø 2.50-4.00 мм).
Диаметр проксимальной части shaft	0.62 мм / 1.86 Fr (Ø 0.70-1.25 мм); 0.66 мм / 1.98 Fr (Ø 1.50-4.00 мм).
Расчетное номинальное давление (NOM)	6 атм.
Расчетное давление разрыва (RBP)	16 атм.
Тип укладки баллона	2-х лепестковая (Ø 0.70-1.00 мм); 3-х лепестковая (Ø 1.25-4.00 мм).
Длина кончика баллона	1.5 мм (Ø 0.70-1.75 мм); 2.0 мм (Ø 2.00-3.00 мм); 2.5 мм (Ø 3.25-4.00 мм).
Профиль кончика баллона	0.41 мм / 0.016"
Кроссинг-профиль баллона	0.47 мм / 0.0186" (Ø 0.70 мм); 0.53 мм / 0.0210" (Ø 3.00 мм).
Рентгенконтрастные маркеры	Наличие
Маркеры глубины	Наличие
Гидрофильное покрытие	Наличие
Силиконовое покрытие	Наличие
Диаметр совместимого проводника	Макс. 0.014"
Диаметр совместимого катетера	Мин. 5 Fr / 6 Fr (техника "kissing")



РАПИРА® СТО

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ДЛЯ ХРОНИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ)

РАПИРА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА


ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ													
	0.70	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
5	RS0705	RS1005	RS1205	RS1505	RS1705	RS2005	RS2205	RS2505	RS2705	RS3005	RS3205	RS3505	RS3705	RS4005
6	RS0706	RS1006	RS1206	RS1506	RS1706	RS2006	RS2206	RS2506	RS2706	RS3006	RS3206	RS3506	RS3706	RS4006
7	RS0707	RS1007	RS1207	RS1507	RS1707	RS2007	RS2207	RS2507	RS2707	RS3007	RS3207	RS3507	RS3707	RS4007
8	RS0708	RS1008	RS1208	RS1508	RS1708	RS2008	RS2208	RS2508	RS2708	RS3008	RS3208	RS3508	RS3708	RS4008
9	RS0709	RS1009	RS1209	RS1509	RS1709	RS2009	RS2209	RS2509	RS2709	RS3009	RS3209	RS3509	RS3709	RS4009
10	RS0710	RS1010	RS1210	RS1510	RS1710	RS2010	RS2210	RS2510	RS2710	RS3010	RS3210	RS3510	RS3710	RS4010
11	RS0711	RS1011	RS1211	RS1511	RS1711	RS2011	RS2211	RS2511	RS2711	RS3011	RS3211	RS3511	RS3711	RS4011
12	RS0712	RS1012	RS1212	RS1512	RS1712	RS2012	RS2212	RS2512	RS2712	RS3012	RS3212	RS3512	RS3712	RS4012
13	RS0713	RS1013	RS1213	RS1513	RS1713	RS2013	RS2213	RS2513	RS2713	RS3013	RS3213	RS3513	RS3713	RS4013
14	RS0714	RS1014	RS1214	RS1514	RS1714	RS2014	RS2214	RS2514	RS2714	RS3014	RS3214	RS3514	RS3714	RS4014
15	RS0715	RS1015	RS1215	RS1515	RS1715	RS2015	RS2215	RS2515	RS2715	RS3015	RS3215	RS3515	RS3715	RS4015
16	RS0716	RS1016	RS1216	RS1516	RS1716	RS2016	RS2216	RS2516	RS2716	RS3016	RS3216	RS3516	RS3716	RS4016
17	RS0717	RS1017	RS1217	RS1517	RS1717	RS2017	RS2217	RS2517	RS2717	RS3017	RS3217	RS3517	RS3717	RS4017
18	RS0718	RS1018	RS1218	RS1518	RS1718	RS2018	RS2218	RS2518	RS2718	RS3018	RS3218	RS3518	RS3718	RS4018
19	RS0719	RS1019	RS1219	RS1519	RS1719	RS2019	RS2219	RS2519	RS2719	RS3019	RS3219	RS3519	RS3719	RS4019
20	RS0720	RS1020	RS1220	RS1520	RS1720	RS2020	RS2220	RS2520	RS2720	RS3020	RS3220	RS3520	RS3720	RS4020
21	RS0721	RS1021	RS1221	RS1521	RS1721	RS2021	RS2221	RS2521	RS2721	RS3021	RS3221	RS3521	RS3721	RS4021
22	RS0722	RS1022	RS1222	RS1522	RS1722	RS2022	RS2222	RS2522	RS2722	RS3022	RS3222	RS3522	RS3722	RS4022
23	RS0723	RS1023	RS1223	RS1523	RS1723	RS2023	RS2223	RS2523	RS2723	RS3023	RS3223	RS3523	RS3723	RS4023
24	RS0724	RS1024	RS1224	RS1524	RS1724	RS2024	RS2224	RS2524	RS2724	RS3024	RS3224	RS3524	RS3724	RS4024
25	RS0725	RS1025	RS1225	RS1525	RS1725	RS2025	RS2225	RS2525	RS2725	RS3025	RS3225	RS3525	RS3725	RS4025
26	RS0726	RS1026	RS1226	RS1526	RS1726	RS2026	RS2226	RS2526	RS2726	RS3026	RS3226	RS3526	RS3726	RS4026
27	RS0727	RS1027	RS1227	RS1527	RS1727	RS2027	RS2227	RS2527	RS2727	RS3027	RS3227	RS3527	RS3727	RS4027
28	RS0728	RS1028	RS1228	RS1528	RS1728	RS2028	RS2228	RS2528	RS2728	RS3028	RS3228	RS3528	RS3728	RS4028
29	RS0729	RS1029	RS1229	RS1529	RS1729	RS2029	RS2229	RS2529	RS2729	RS3029	RS3229	RS3529	RS3729	RS4029
30	RS0730	RS1030	RS1230	RS1530	RS1730	RS2030	RS2230	RS2530	RS2730	RS3030	RS3230	RS3530	RS3730	RS4030

РАПИРА® NS

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)RBP  
22 атм.Высокое давление  
и проходимость!

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр баллона	от 1.50 до 5.00 мм с шагом 0.25 мм
Длина баллона	от 5 до 30 мм с шагом 1 мм
Эффективная длина катетера	140 см
Система доставки	Rx (монорельсовая)
Материал баллона	Nylon
Диаметр дистальной части shaft	0.85 мм / 2.55 Fr
Диаметр проксимальной части shaft	0.66 мм / 1.98 Fr
Расчетное номинальное давление (NOM)	12 атм.
Расчетное давление разрыва (RBP)	22 атм.
Тип укладки баллона	3-х лепестковая
Длина кончика баллона	1.5 мм (Ø 1.50-1.75 мм); 2.0 мм (Ø 2.00-3.00 мм); 2.5 мм (Ø 3.25-5.00 мм).
Профиль кончика баллона	0.41 мм / 0.016"
Кроссинг-профиль баллона	0.64 мм / 0.0250" (Ø 3.00 мм)
Рентгенконтрастные маркеры	Наличие
Маркеры глубины	Наличие
Гидрофильное покрытие	Наличие
Силиконовое покрытие	Наличие
Диаметр совместимого проводника	Макс. 0.014"
Диаметр совместимого катетера	Мин. 5 Fr / 6 Fr (техника "kissing")



RS1510 &gt; R Название продукта S Семикомплаентный баллон 15 Диаметр баллона 10 Длина баллона

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций. Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.



# РАПИРА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ														
	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
5	RN1505	RN1705	RN2005	RN2205	RN2505	RN2705	RN3005	RN3205	RN3505	RN3705	RN4005	RN4205	RN4505	RN4705	RN5005
6	RN1506	RN1706	RN2006	RN2206	RN2506	RN2706	RN3006	RN3206	RN3506	RN3706	RN4006	RN4206	RN4506	RN4706	RN5006
7	RN1507	RN1707	RN2007	RN2207	RN2507	RN2707	RN3007	RN3207	RN3507	RN3707	RN4007	RN4207	RN4507	RN4707	RN5007
8	RN1508	RN1708	RN2008	RN2208	RN2508	RN2708	RN3008	RN3208	RN3508	RN3708	RN4008	RN4208	RN4508	RN4708	RN5008
9	RN1509	RN1709	RN2009	RN2209	RN2509	RN2709	RN3009	RN3209	RN3509	RN3709	RN4009	RN4209	RN4509	RN4709	RN5009
10	RN1510	RN1710	RN2010	RN2210	RN2510	RN2710	RN3010	RN3210	RN3510	RN3710	RN4010	RN4210	RN4510	RN4710	RN5010
11	RN1511	RN1711	RN2011	RN2211	RN2511	RN2711	RN3011	RN3211	RN3511	RN3711	RN4011	RN4211	RN4511	RN4711	RN5011
12	RN1512	RN1712	RN2012	RN2212	RN2512	RN2712	RN3012	RN3212	RN3512	RN3712	RN4012	RN4212	RN4512	RN4712	RN5012
13	RN1513	RN1713	RN2013	RN2213	RN2513	RN2713	RN3013	RN3213	RN3513	RN3713	RN4013	RN4213	RN4513	RN4713	RN5013
14	RN1514	RN1714	RN2014	RN2214	RN2514	RN2714	RN3014	RN3214	RN3514	RN3714	RN4014	RN4214	RN4514	RN4714	RN5014
15	RN1515	RN1715	RN2015	RN2215	RN2515	RN2715	RN3015	RN3215	RN3515	RN3715	RN4015	RN4215	RN4515	RN4715	RN5015
16	RN1516	RN1716	RN2016	RN2216	RN2516	RN2716	RN3016	RN3216	RN3516	RN3716	RN4016	RN4216	RN4516	RN4716	RN5016
17	RN1517	RN1717	RN2017	RN2217	RN2517	RN2717	RN3017	RN3217	RN3517	RN3717	RN4017	RN4217	RN4517	RN4717	RN5017
18	RN1518	RN1718	RN2018	RN2218	RN2518	RN2718	RN3018	RN3218	RN3518	RN3718	RN4018	RN4218	RN4518	RN4718	RN5018
19	RN1519	RN1719	RN2019	RN2219	RN2519	RN2719	RN3019	RN3219	RN3519	RN3719	RN4019	RN4219	RN4519	RN4719	RN5019
20	RN1520	RN1720	RN2020	RN2220	RN2520	RN2720	RN3020	RN3220	RN3520	RN3720	RN4020	RN4220	RN4520	RN4720	RN5020
21	RN1521	RN1721	RN2021	RN2221	RN2521	RN2721	RN3021	RN3221	RN3521	RN3721	RN4021	RN4221	RN4521	RN4721	RN5021
22	RN1522	RN1722	RN2022	RN2222	RN2522	RN2722	RN3022	RN3222	RN3522	RN3722	RN4022	RN4222	RN4522	RN4722	RN5022
23	RN1523	RN1723	RN2023	RN2223	RN2523	RN2723	RN3023	RN3223	RN3523	RN3723	RN4023	RN4223	RN4523	RN4723	RN5023
24	RN1524	RN1724	RN2024	RN2224	RN2524	RN2724	RN3024	RN3224	RN3524	RN3724	RN4024	RN4224	RN4524	RN4724	RN5024
25	RN1525	RN1725	RN2025	RN2225	RN2525	RN2725	RN3025	RN3225	RN3525	RN3725	RN4025	RN4225	RN4525	RN4725	RN5025
26	RN1526	RN1726	RN2026	RN2226	RN2526	RN2726	RN3026	RN3226	RN3526	RN3726	RN4026	RN4226	RN4526	RN4726	RN5026
27	RN1527	RN1727	RN2027	RN2227	RN2527	RN2727	RN3027	RN3227	RN3527	RN3727	RN4027	RN4227	RN4527	RN4727	RN5027
28	RN1528	RN1728	RN2028	RN2228	RN2528	RN2728	RN3028	RN3228	RN3528	RN3728	RN4028	RN4228	RN4528	RN4728	RN5028
29	RN1529	RN1729	RN2029	RN2229	RN2529	RN2729	RN3029	RN3229	RN3529	RN3729	RN4029	RN4229	RN4529	RN4729	RN5029
30	RN1530	RN1730	RN2030	RN2230	RN2530	RN2730	RN3030	RN3230	RN3530	RN3730	RN4030	RN4230	RN4530	RN4730	RN5030

# SPECIAL LINE

Надёжное решение  
для сложных случаев

## РАПИРА® HP

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 35

## БЛЕЙД®


КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДНИКОМ

стр. 37

## БЛЕЙД® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДНИКОМ (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 39



**ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕКАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ,  
КОГДА СТАНДАРТНЫЕ БАЛЛОНЫ  
БЕССИЛЬНЫ**

✓ возможность подбора оптимального  
инструментария под конкретное поражение

RN1510 > **R** Название продукта **N** Некомплаентный баллон **15** Диаметр баллона **10** Длина баллона

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций.  
Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.

# РАПИРА® HR


КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

**ABP  
45 атм.**

Ультравысокое давление  
в удобной стандартной  
конструкции R<sub>x</sub> баллона

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр баллона	0.70 мм; от 1.00 до 4.50 мм с шагом 0.25 мм
Длина баллона	от 5 до 30 мм с шагом 1 мм
Эффективная длина катетера	140 см
Система доставки	R <sub>x</sub> (монорельсовая)
Материал баллона	Nylon
Диаметр дистальной части шфта	0.85 мм / 2.55 Fr (Ø 0.70-3.00 мм); 0.86 мм / 2.58 Fr (Ø 3.25-4.50 мм).
Диаметр проксимальной части шфта	0.66 мм / 1.98 Fr
Расчетное номинальное давление (NOM)	12 атм.
Расчетное давление разрыва (RBP)	30 атм. (Ø 0.70-4.00 мм); 26 атм. (Ø 4.25-4.50 мм).
Среднее расчетное давление разрыва (ABP)	45 атм
Тип укладки баллона	2-х лепестковая (Ø 0.70-1.00 мм); 3-х лепестковая (Ø 1.25-4.50 мм).
Длина кончика баллона	1.5 мм (Ø 0.70-1.75 мм); 2.0 мм (Ø 2.00-3.00 мм); 2.5 мм (Ø 3.25-4.50 мм).
Профиль кончика баллона	0.41 мм / 0.016"
Рентгенконтрастные маркеры	Наличие
Маркеры глубины	Наличие
Гидрофильное покрытие	Наличие
Силиконовое покрытие	Наличие
Диаметр совместимого проводника	Макс. 0.014"
Диаметр совместимого катетера	Мин. 5 Fr / 6 Fr (техника "kissing")



# РАПИРА® НР

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ															
	0.70	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50
5	RH0705	RH1005	RH1205	RH1505	RH1705	RH2005	RH2205	RH2505	RH2705	RH3005	RH3205	RH3505	RH3705	RH4005	RH4205	RH4505
6	RH0706	RH1006	RH1206	RH1506	RH1706	RH2006	RH2206	RH2506	RH2706	RH3006	RH3206	RH3506	RH3706	RH4006	RH4206	RH4506
7	RH0707	RH1007	RH1207	RH1507	RH1707	RH2007	RH2207	RH2507	RH2707	RH3007	RH3207	RH3507	RH3707	RH4007	RH4207	RH4507
8	RH0708	RH1008	RH1208	RH1508	RH1708	RH2008	RH2208	RH2508	RH2708	RH3008	RH3208	RH3508	RH3708	RH4008	RH4208	RH4508
9	RH0709	RH1009	RH1209	RH1509	RH1709	RH2009	RH2209	RH2509	RH2709	RH3009	RH3209	RH3509	RH3709	RH4009	RH4209	RH4509
10	RH0710	RH1010	RH1210	RH1510	RH1710	RH2010	RH2210	RH2510	RH2710	RH3010	RH3210	RH3510	RH3710	RH4010	RH4210	RH4510
11	RH0711	RH1011	RH1211	RH1511	RH1711	RH2011	RH2211	RH2511	RH2711	RH3011	RH3211	RH3511	RH3711	RH4011	RH4211	RH4511
12	RH0712	RH1012	RH1212	RH1512	RH1712	RH2012	RH2212	RH2512	RH2712	RH3012	RH3212	RH3512	RH3712	RH4012	RH4212	RH4512
13	RH0713	RH1013	RH1213	RH1513	RH1713	RH2013	RH2213	RH2513	RH2713	RH3013	RH3213	RH3513	RH3713	RH4013	RH4213	RH4513
14	RH0714	RH1014	RH1214	RH1514	RH1714	RH2014	RH2214	RH2514	RH2714	RH3014	RH3214	RH3514	RH3714	RH4014	RH4214	RH4514
15	RH0715	RH1015	RH1215	RH1515	RH1715	RH2015	RH2215	RH2515	RH2715	RH3015	RH3215	RH3515	RH3715	RH4015	RH4215	RH4515
16	RH0716	RH1016	RH1216	RH1516	RH1716	RH2016	RH2216	RH2516	RH2716	RH3016	RH3216	RH3516	RH3716	RH4016	RH4216	RH4516
17	RH0717	RH1017	RH1217	RH1517	RH1717	RH2017	RH2217	RH2517	RH2717	RH3017	RH3217	RH3517	RH3717	RH4017	RH4217	RH4517
18	RH0718	RH1018	RH1218	RH1518	RH1718	RH2018	RH2218	RH2518	RH2718	RH3018	RH3218	RH3518	RH3718	RH4018	RH4218	RH4518
19	RH0719	RH1019	RH1219	RH1519	RH1719	RH2019	RH2219	RH2519	RH2719	RH3019	RH3219	RH3519	RH3719	RH4019	RH4219	RH4519
20	RH0720	RH1020	RH1220	RH1520	RH1720	RH2020	RH2220	RH2520	RH2720	RH3020	RH3220	RH3520	RH3720	RH4020	RH4220	RH4520
21	RH0721	RH1021	RH1221	RH1521	RH1721	RH2021	RH2221	RH2521	RH2721	RH3021	RH3221	RH3521	RH3721	RH4021	RH4221	RH4521
22	RH0722	RH1022	RH1222	RH1522	RH1722	RH2022	RH2222	RH2522	RH2722	RH3022	RH3222	RH3522	RH3722	RH4022	RH4222	RH4522
23	RH0723	RH1023	RH1223	RH1523	RH1723	RH2023	RH2223	RH2523	RH2723	RH3023	RH3223	RH3523	RH3723	RH4023	RH4223	RH4523
24	RH0724	RH1024	RH1224	RH1524	RH1724	RH2024	RH2224	RH2524	RH2724	RH3024	RH3224	RH3524	RH3724	RH4024	RH4224	RH4524
25	RH0725	RH1025	RH1225	RH1525	RH1725	RH2025	RH2225	RH2525	RH2725	RH3025	RH3225	RH3525	RH3725	RH4025	RH4225	RH4525
26	RH0726	RH1026	RH1226	RH1526	RH1726	RH2026	RH2226	RH2526	RH2726	RH3026	RH3226	RH3526	RH3726	RH4026	RH4226	RH4526
27	RH0727	RH1027	RH1227	RH1527	RH1727	RH2027	RH2227	RH2527	RH2727	RH3027	RH3227	RH3527	RH3727	RH4027	RH4227	RH4527
28	RH0728	RH1028	RH1228	RH1528	RH1728	RH2028	RH2228	RH2528	RH2728	RH3028	RH3228	RH3528	RH3728	RH4028	RH4228	RH4528
29	RH0729	RH1029	RH1229	RH1529	RH1729	RH2029	RH2229	RH2529	RH2729	RH3029	RH3229	RH3529	RH3729	RH4029	RH4229	RH4529
30	RH0730	RH1030	RH1230	RH1530	RH1730	RH2030	RH2230	RH2530	RH2730	RH3030	RH3230	RH3530	RH3730	RH4030	RH4230	RH4530


# БЛЕЙД®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДНИКОМ

Безопасность процедуры,  
контроль и СИЛА воздействия

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр баллона	от 1.50 до 4.00 мм с шагом 0.25 мм
Длина баллона	от 5 до 30 мм с шагом 1 мм
Эффективная длина катетера	140 см
Система доставки	Rx (монорельсовая)
Материал баллона	Pebax
Материал усиливающего проводника	NiTi
Диаметр усиливающего проводника	0.011"
Диаметр дистальной части shaft	0.96 мм / 2.88 Fr
Диаметр проксимальной части shaft	0.62 мм / 1.86 Fr
Расчетное номинальное давление (NOM)	6 атм.
Расчетное давление разрыва (RBP)	16 атм.
Тип укладки баллона	3-х лепестковая
Длина кончика баллона	10.0 мм
Профиль кончика баллона	0.55 мм / 0.0215"
Кроссинг-профиль баллона	0.72 мм / 0.0285" (Ø 1.50 мм); 0.80 мм / 0.0315" (Ø 3.00 мм).
Рентгенконтрастные маркеры	Наличие
Маркеры глубины	Наличие
Гидрофильное покрытие	Наличие
Силиконовое покрытие	Наличие
Диаметр совместимого проводника	Макс. 0.014"
Диаметр совместимого катетера	Мин. 5 Fr



RH1510 > R Название продукта H Некомплаентный баллон ультравысокого давления 15 Диаметр баллона 10 Длина баллона

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций. Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.

**БЛЕЙД®**  
КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДНИКОМ

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ										
	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
5	BS1505	BS1705	BS2005	BS2205	BS2505	BS2705	BS3005	BS3205	BS3505	BS3705	BS4005
6	BS1506	BS1706	BS2006	BS2206	BS2506	BS2706	BS3006	BS3206	BS3506	BS3706	BS4006
7	BS1507	BS1707	BS2007	BS2207	BS2507	BS2707	BS3007	BS3207	BS3507	BS3707	BS4007
8	BS1508	BS1708	BS2008	BS2208	BS2508	BS2708	BS3008	BS3208	BS3508	BS3708	BS4008
9	BS1509	BS1709	BS2009	BS2209	BS2509	BS2709	BS3009	BS3209	BS3509	BS3709	BS4009
10	BS1510	BS1710	BS2010	BS2210	BS2510	BS2710	BS3010	BS3210	BS3510	BS3710	BS4010
11	BS1511	BS1711	BS2011	BS2211	BS2511	BS2711	BS3011	BS3211	BS3511	BS3711	BS4011
12	BS1512	BS1712	BS2012	BS2212	BS2512	BS2712	BS3012	BS3212	BS3512	BS3712	BS4012
13	BS1513	BS1713	BS2013	BS2213	BS2513	BS2713	BS3013	BS3213	BS3513	BS3713	BS4013
14	BS1514	BS1714	BS2014	BS2214	BS2514	BS2714	BS3014	BS3214	BS3514	BS3714	BS4014
15	BS1515	BS1715	BS2015	BS2215	BS2515	BS2715	BS3015	BS3215	BS3515	BS3715	BS4015
16	BS1516	BS1716	BS2016	BS2216	BS2516	BS2716	BS3016	BS3216	BS3516	BS3716	BS4016
17	BS1517	BS1717	BS2017	BS2217	BS2517	BS2717	BS3017	BS3217	BS3517	BS3717	BS4017
18	BS1518	BS1718	BS2018	BS2218	BS2518	BS2718	BS3018	BS3218	BS3518	BS3718	BS4018
19	BS1519	BS1719	BS2019	BS2219	BS2519	BS2719	BS3019	BS3219	BS3519	BS3719	BS4019
20	BS1520	BS1720	BS2020	BS2220	BS2520	BS2720	BS3020	BS3220	BS3520	BS3720	BS4020
21	BS1521	BS1721	BS2021	BS2221	BS2521	BS2721	BS3021	BS3221	BS3521	BS3721	BS4021
22	BS1522	BS1722	BS2022	BS2222	BS2522	BS2722	BS3022	BS3222	BS3522	BS3722	BS4022
23	BS1523	BS1723	BS2023	BS2223	BS2523	BS2723	BS3023	BS3223	BS3523	BS3723	BS4023
24	BS1524	BS1724	BS2024	BS2224	BS2524	BS2724	BS3024	BS3224	BS3524	BS3724	BS4024
25	BS1525	BS1725	BS2025	BS2225	BS2525	BS2725	BS3025	BS3225	BS3525	BS3725	BS4025
26	BS1526	BS1726	BS2026	BS2226	BS2526	BS2726	BS3026	BS3226	BS3526	BS3726	BS4026
27	BS1527	BS1727	BS2027	BS2227	BS2527	BS2727	BS3027	BS3227	BS3527	BS3727	BS4027
28	BS1528	BS1728	BS2028	BS2228	BS2528	BS2728	BS3028	BS3228	BS3528	BS3728	BS4028
29	BS1529	BS1729	BS2029	BS2229	BS2529	BS2729	BS3029	BS3229	BS3529	BS3729	BS4029
30	BS1530	BS1730	BS2030	BS2230	BS2530	BS2730	BS3030	BS3230	BS3530	BS3730	BS4030

**БЛЕЙД® NS**


КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДНИКОМ (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

Ø 1.50  
ММ

NS скоринг баллон  
с самым маленьким  
диаметром в мире

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр баллона	от 1.50 до 5.00 мм с шагом 0.25 мм
Длина баллона	от 5 до 30 мм с шагом 1 мм
Эффективная длина катетера	140 см
Система доставки	Rx (монорельсовая)
Материал баллона	Pebax
Материал усиливающего проводника	NiTi
Диаметр усиливающего проводника	0.011"
Диаметр дистальной части shaft	0.96 мм / 2.88 Fr
Диаметр проксимальной части shaft	0.62 мм / 1.86 Fr
Расчетное номинальное давление (NOM)	12 атм.
Расчетное давление разрыва (RBP)	22 атм.
Тип укладки баллона	3-х лепестковая
Длина кончика баллона	10.0 мм
Профиль кончика баллона	0.55 мм / 0.0215"
Кроссинг-профиль баллона	0.81 мм / 0.0320" (Ø 2.00 мм); 0.86 мм / 0.0340" (Ø 3.00 мм).
Рентгенконтрастные маркеры	Наличие
Маркеры глубины	Наличие
Гидрофильное покрытие	Наличие
Силиконовое покрытие	Наличие
Диаметр совместимого проводника	Макс. 0.014"
Диаметр совместимого катетера	Мин. 5 Fr



BS1510 > **B** Название продукта **S** Семикомплаентный баллон **15** Диаметр баллона **10** Длина баллона

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций. Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.

# БЛЕЙД® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДНИКОМ (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ДЛИНА, ММ	ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ														
	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
5	BN1505	BN1705	BN2005	BN2205	BN2505	BN2705	BN3005	BN3205	BN3505	BN3705	BN4005	BN4205	BN4505	BN4705	BN5005
6	BN1506	BN1706	BN2006	BN2206	BN2506	BN2706	BN3006	BN3206	BN3506	BN3706	BN4006	BN4206	BN4506	BN4706	BN5006
7	BN1507	BN1707	BN2007	BN2207	BN2507	BN2707	BN3007	BN3207	BN3507	BN3707	BN4007	BN4207	BN4507	BN4707	BN5007
8	BN1508	BN1708	BN2008	BN2208	BN2508	BN2708	BN3008	BN3208	BN3508	BN3708	BN4008	BN4208	BN4508	BN4708	BN5008
9	BN1509	BN1709	BN2009	BN2209	BN2509	BN2709	BN3009	BN3209	BN3509	BN3709	BN4009	BN4209	BN4509	BN4709	BN5009
10	BN1510	BN1710	BN2010	BN2210	BN2510	BN2710	BN3010	BN3210	BN3510	BN3710	BN4010	BN4210	BN4510	BN4710	BN5010
11	BN1511	BN1711	BN2011	BN2211	BN2511	BN2711	BN3011	BN3211	BN3511	BN3711	BN4011	BN4211	BN4511	BN4711	BN5011
12	BN1512	BN1712	BN2012	BN2212	BN2512	BN2712	BN3012	BN3212	BN3512	BN3712	BN4012	BN4212	BN4512	BN4712	BN5012
13	BN1513	BN1713	BN2013	BN2213	BN2513	BN2713	BN3013	BN3213	BN3513	BN3713	BN4013	BN4213	BN4513	BN4713	BN5013
14	BN1514	BN1714	BN2014	BN2214	BN2514	BN2714	BN3014	BN3214	BN3514	BN3714	BN4014	BN4214	BN4514	BN4714	BN5014
15	BN1515	BN1715	BN2015	BN2215	BN2515	BN2715	BN3015	BN3215	BN3515	BN3715	BN4015	BN4215	BN4515	BN4715	BN5015
16	BN1516	BN1716	BN2016	BN2216	BN2516	BN2716	BN3016	BN3216	BN3516	BN3716	BN4016	BN4216	BN4516	BN4716	BN5016
17	BN1517	BN1717	BN2017	BN2217	BN2517	BN2717	BN3017	BN3217	BN3517	BN3717	BN4017	BN4217	BN4517	BN4717	BN5017
18	BN1518	BN1718	BN2018	BN2218	BN2518	BN2718	BN3018	BN3218	BN3518	BN3718	BN4018	BN4218	BN4518	BN4718	BN5018
19	BN1519	BN1719	BN2019	BN2219	BN2519	BN2719	BN3019	BN3219	BN3519	BN3719	BN4019	BN4219	BN4519	BN4719	BN5019
20	BN1520	BN1720	BN2020	BN2220	BN2520	BN2720	BN3020	BN3220	BN3520	BN3720	BN4020	BN4220	BN4520	BN4720	BN5020
21	BN1521	BN1721	BN2021	BN2221	BN2521	BN2721	BN3021	BN3221	BN3521	BN3721	BN4021	BN4221	BN4521	BN4721	BN5021
22	BN1522	BN1722	BN2022	BN2222	BN2522	BN2722	BN3022	BN3222	BN3522	BN3722	BN4022	BN4222	BN4522	BN4722	BN5022
23	BN1523	BN1723	BN2023	BN2223	BN2523	BN2723	BN3023	BN3223	BN3523	BN3723	BN4023	BN4223	BN4523	BN4723	BN5023
24	BN1524	BN1724	BN2024	BN2224	BN2524	BN2724	BN3024	BN3224	BN3524	BN3724	BN4024	BN4224	BN4524	BN4724	BN5024
25	BN1525	BN1725	BN2025	BN2225	BN2525	BN2725	BN3025	BN3225	BN3525	BN3725	BN4025	BN4225	BN4525	BN4725	BN5025
26	BN1526	BN1726	BN2026	BN2226	BN2526	BN2726	BN3026	BN3226	BN3526	BN3726	BN4026	BN4226	BN4526	BN4726	BN5026
27	BN1527	BN1727	BN2027	BN2227	BN2527	BN2727	BN3027	BN3227	BN3527	BN3727	BN4027	BN4227	BN4527	BN4727	BN5027
28	BN1528	BN1728	BN2028	BN2228	BN2528	BN2728	BN3028	BN3228	BN3528	BN3728	BN4028	BN4228	BN4528	BN4728	BN5028
29	BN1529	BN1729	BN2029	BN2229	BN2529	BN2729	BN3029	BN3229	BN3529	BN3729	BN4029	BN4229	BN4529	BN4729	BN5029
30	BN1530	BN1730	BN2030	BN2230	BN2530	BN2730	BN3030	BN3230	BN3530	BN3730	BN4030	BN4230	BN4530	BN4730	BN5030

BN1510 > **B** Название продукта **N** Некомплаентный баллон **15** Диаметр баллона **10** Длина баллона

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций.  
Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.



**ООО «НПК ЭВИПРО»**

630049, Россия, г. Новосибирск,  
Красный проспект, д.153Б, оф. 22.  
Тел.: +7 (383) 305-00-00,  
e-mail: [one@evipro.one](mailto:one@evipro.one),  
[www.evipro.one](http://www.evipro.one)