




## ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОРОНАРНЫЕ БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

ЭФФЕКТИВНО | НАДЕЖНО | УДОБНО

# ООО «НПК ЭВИПРО» — ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

## ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

*Соединение собственных разработок, инженерных решений и новых подходов с лучшими мировыми научными достижениями.*



## ПРЕИМУЩЕСТВА:

### ✓ САМАЯ ШИРОКАЯ РАЗМЕРНАЯ ЛИНЕЙКА

Большой размерный ряд стандартных, специальных и премиальных баллонных катетеров доступных к заказу, позволяет полностью покрыть потребность профильного лечебного учреждения.

### ✓ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Многоступенчатый контроль каждого баллонного катетера, включая обязательную микроскопию с сохранением изображений в производственной базе данных.

### ✓ НАЛАЖЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Несколько производственных площадок и склад готовой продукции в Москве.

### ✓ КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА

Оптимизация производственно-технологических и логистических цепочек позволяет уменьшить себестоимость готовой продукции.

# КОРОНАРНЫЕ БАЛЛОННЫЕ КАТЕТЕРЫ

## BASIC LINE

**АКСИОМА®**


КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

стр. 7

**АКСИОМА® NC**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 17



## PREMIUM LINE

**РАПИРА® СТО**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ДЛЯ ХРОНИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ)

стр. 29

**РАПИРА®**


КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

стр. 29

**РАПИРА® NC**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 31



## SPECIAL LINE

**РАПИРА® HP**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(УЛЬТРАВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 35

**БЛЕЙД®**


КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДНИКОМ

стр. 37

**БЛЕЙД® NC**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДНИКОМ (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 39





# BASIC LINE

*На каждый день для стандартных  
клинических случаев*

**АКСИОМА<sup>®</sup>**


КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

стр. 7

**АКСИОМА<sup>®</sup> NC**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 17



**БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ШИРОКИЙ ВЫБОР  
РАЗМЕРОВ, ДОСТУПНЫХ К ЗАКАЗУ!**

- ✓ баллоны диаметром **до 7мм**
- ✓ уникальная рабочая длина катетера **150 см**
- ✓ большой ассортимент длин баллонов  
**от 5 до 42 мм**




# АКСИОМА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр баллона                      | от 1.00 до 7.00 мм с шагом 0.25 мм                                         |
| Длина баллона                        | от 5 до 42 мм с шагом 1 мм                                                 |
| Эффективная длина катетера           | 140; 141; 148; 150 см                                                      |
| Система доставки                     | Rx (монорельсовая)                                                         |
| Материал баллона                     | Pebax                                                                      |
| Диаметр дистальной части shaft       | 0.85 мм / 2.55 Fr (Ø 1.00–2.25 мм);<br>0.89 мм / 2.67 Fr (Ø 2.50–7.00 мм). |
| Диаметр проксимальной части shaft    | 0.61 мм / 1.83 Fr                                                          |
| Расчетное номинальное давление (NOM) | 6 атм.                                                                     |
| Расчетное давление разрыва (RBP)     | 16 атм.                                                                    |
| Рентгенконтрастные маркеры           | Наличие                                                                    |
| Маркеры глубины                      | Наличие                                                                    |
| Гидрофильное покрытие                | Наличие                                                                    |
| Силиконовое покрытие                 | Наличие                                                                    |
| Диаметр совместимого проводника      | Макс. 0.014"                                                               |
| Диаметр совместимого катетера        | Мин. 5 Fr / 6 Fr (техника "kissing")                                       |



# АКСИОМА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 140 см

| ДЛИНА,<br>ММ | ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              | 1.00                | 1.25   | 1.50   | 1.75   | 2.00   | 2.25   | 2.50   | 2.75   | 3.00   | 3.25   | 3.50   | 3.75   |
| 5            | AS1005              | AS1205 | AS1505 | AS1705 | AS2005 | AS2205 | AS2505 | AS2705 | AS3005 | AS3205 | AS3505 | AS3705 |
| 6            | AS1006              | AS1206 | AS1506 | AS1706 | AS2006 | AS2206 | AS2506 | AS2706 | AS3006 | AS3206 | AS3506 | AS3706 |
| 7            | AS1007              | AS1207 | AS1507 | AS1707 | AS2007 | AS2207 | AS2507 | AS2707 | AS3007 | AS3207 | AS3507 | AS3707 |
| 8            | AS1008              | AS1208 | AS1508 | AS1708 | AS2008 | AS2208 | AS2508 | AS2708 | AS3008 | AS3208 | AS3508 | AS3708 |
| 9            | AS1009              | AS1209 | AS1509 | AS1709 | AS2009 | AS2209 | AS2509 | AS2709 | AS3009 | AS3209 | AS3509 | AS3709 |
| 10           | AS1010              | AS1210 | AS1510 | AS1710 | AS2010 | AS2210 | AS2510 | AS2710 | AS3010 | AS3210 | AS3510 | AS3710 |
| 11           | AS1011              | AS1211 | AS1511 | AS1711 | AS2011 | AS2211 | AS2511 | AS2711 | AS3011 | AS3211 | AS3511 | AS3711 |
| 12           | AS1012              | AS1212 | AS1512 | AS1712 | AS2012 | AS2212 | AS2512 | AS2712 | AS3012 | AS3212 | AS3512 | AS3712 |
| 13           | AS1013              | AS1213 | AS1513 | AS1713 | AS2013 | AS2213 | AS2513 | AS2713 | AS3013 | AS3213 | AS3513 | AS3713 |
| 14           | AS1014              | AS1214 | AS1514 | AS1714 | AS2014 | AS2214 | AS2514 | AS2714 | AS3014 | AS3214 | AS3514 | AS3714 |
| 15           | AS1015              | AS1215 | AS1515 | AS1715 | AS2015 | AS2215 | AS2515 | AS2715 | AS3015 | AS3215 | AS3515 | AS3715 |
| 16           | AS1016              | AS1216 | AS1516 | AS1716 | AS2016 | AS2216 | AS2516 | AS2716 | AS3016 | AS3216 | AS3516 | AS3716 |
| 17           | AS1017              | AS1217 | AS1517 | AS1717 | AS2017 | AS2217 | AS2517 | AS2717 | AS3017 | AS3217 | AS3517 | AS3717 |
| 18           | AS1018              | AS1218 | AS1518 | AS1718 | AS2018 | AS2218 | AS2518 | AS2718 | AS3018 | AS3218 | AS3518 | AS3718 |
| 19           | AS1019              | AS1219 | AS1519 | AS1719 | AS2019 | AS2219 | AS2519 | AS2719 | AS3019 | AS3219 | AS3519 | AS3719 |
| 20           | AS1020              | AS1220 | AS1520 | AS1720 | AS2020 | AS2220 | AS2520 | AS2720 | AS3020 | AS3220 | AS3520 | AS3720 |
| 21           | AS1021              | AS1221 | AS1521 | AS1721 | AS2021 | AS2221 | AS2521 | AS2721 | AS3021 | AS3221 | AS3521 | AS3721 |
| 22           | AS1022              | AS1222 | AS1522 | AS1722 | AS2022 | AS2222 | AS2522 | AS2722 | AS3022 | AS3222 | AS3522 | AS3722 |
| 23           | AS1023              | AS1223 | AS1523 | AS1723 | AS2023 | AS2223 | AS2523 | AS2723 | AS3023 | AS3223 | AS3523 | AS3723 |
| 24           | AS1024              | AS1224 | AS1524 | AS1724 | AS2024 | AS2224 | AS2524 | AS2724 | AS3024 | AS3224 | AS3524 | AS3724 |
| 25           | AS1025              | AS1225 | AS1525 | AS1725 | AS2025 | AS2225 | AS2525 | AS2725 | AS3025 | AS3225 | AS3525 | AS3725 |
| 26           | AS1026              | AS1226 | AS1526 | AS1726 | AS2026 | AS2226 | AS2526 | AS2726 | AS3026 | AS3226 | AS3526 | AS3726 |
| 27           | AS1027              | AS1227 | AS1527 | AS1727 | AS2027 | AS2227 | AS2527 | AS2727 | AS3027 | AS3227 | AS3527 | AS3727 |
| 28           | AS1028              | AS1228 | AS1528 | AS1728 | AS2028 | AS2228 | AS2528 | AS2728 | AS3028 | AS3228 | AS3528 | AS3728 |
| 29           | AS1029              | AS1229 | AS1529 | AS1729 | AS2029 | AS2229 | AS2529 | AS2729 | AS3029 | AS3229 | AS3529 | AS3729 |
| 30           | AS1030              | AS1230 | AS1530 | AS1730 | AS2030 | AS2230 | AS2530 | AS2730 | AS3030 | AS3230 | AS3530 | AS3730 |
| 31           | AS1031              | AS1231 | AS1531 | AS1731 | AS2031 | AS2231 | AS2531 | AS2731 | AS3031 | AS3231 | AS3531 | AS3731 |
| 32           | AS1032              | AS1232 | AS1532 | AS1732 | AS2032 | AS2232 | AS2532 | AS2732 | AS3032 | AS3232 | AS3532 | AS3732 |
| 33           | AS1033              | AS1233 | AS1533 | AS1733 | AS2033 | AS2233 | AS2533 | AS2733 | AS3033 | AS3233 | AS3533 | AS3733 |
| 34           | AS1034              | AS1234 | AS1534 | AS1734 | AS2034 | AS2234 | AS2534 | AS2734 | AS3034 | AS3234 | AS3534 | AS3734 |
| 35           | AS1035              | AS1235 | AS1535 | AS1735 | AS2035 | AS2235 | AS2535 | AS2735 | AS3035 | AS3235 | AS3535 | AS3735 |
| 36           | AS1036              | AS1236 | AS1536 | AS1736 | AS2036 | AS2236 | AS2536 | AS2736 | AS3036 | AS3236 | AS3536 | AS3736 |
| 37           | AS1037              | AS1237 | AS1537 | AS1737 | AS2037 | AS2237 | AS2537 | AS2737 | AS3037 | AS3237 | AS3537 | AS3737 |
| 38           | AS1038              | AS1238 | AS1538 | AS1738 | AS2038 | AS2238 | AS2538 | AS2738 | AS3038 | AS3238 | AS3538 | AS3738 |
| 39           | AS1039              | AS1239 | AS1539 | AS1739 | AS2039 | AS2239 | AS2539 | AS2739 | AS3039 | AS3239 | AS3539 | AS3739 |
| 40           | AS1040              | AS1240 | AS1540 | AS1740 | AS2040 | AS2240 | AS2540 | AS2740 | AS3040 | AS3240 | AS3540 | AS3740 |
| 41           | AS1041              | AS1241 | AS1541 | AS1741 | AS2041 | AS2241 | AS2541 | AS2741 | AS3041 | AS3241 | AS3541 | AS3741 |
| 42           | AS1042              | AS1242 | AS1542 | AS1742 | AS2042 | AS2242 | AS2542 | AS2742 | AS3042 | AS3242 | AS3542 | AS3742 |

AS1510 &gt;

Название  
продуктаСемикомплаентный  
баллонДиаметр  
баллонаДлина  
баллона

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

*Эффективная длина катетера 140 см*
**АКСИОМА®**  
 КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

| ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4.00                | 4.25   | 4.50   | 4.75   | 5.00   | 5.25   | 5.50   | 5.75   | 6.00   | 6.25   | 6.50   | 6.75   | 7.00   |
| AS4005              | AS4205 | AS4505 | AS4705 | AS5005 | AS5205 | AS5505 | AS5705 | AS6005 | AS6205 | AS6505 | AS6705 | AS7005 |
| AS4006              | AS4206 | AS4506 | AS4706 | AS5006 | AS5206 | AS5506 | AS5706 | AS6006 | AS6206 | AS6506 | AS6706 | AS7006 |
| AS4007              | AS4207 | AS4507 | AS4707 | AS5007 | AS5207 | AS5507 | AS5707 | AS6007 | AS6207 | AS6507 | AS6707 | AS7007 |
| AS4008              | AS4208 | AS4508 | AS4708 | AS5008 | AS5208 | AS5508 | AS5708 | AS6008 | AS6208 | AS6508 | AS6708 | AS7008 |
| AS4009              | AS4209 | AS4509 | AS4709 | AS5009 | AS5209 | AS5509 | AS5709 | AS6009 | AS6209 | AS6509 | AS6709 | AS7009 |
| AS4010              | AS4210 | AS4510 | AS4710 | AS5010 | AS5210 | AS5510 | AS5710 | AS6010 | AS6210 | AS6510 | AS6710 | AS7010 |
| AS4011              | AS4211 | AS4511 | AS4711 | AS5011 | AS5211 | AS5511 | AS5711 | AS6011 | AS6211 | AS6511 | AS6711 | AS7011 |
| AS4012              | AS4212 | AS4512 | AS4712 | AS5012 | AS5212 | AS5512 | AS5712 | AS6012 | AS6212 | AS6512 | AS6712 | AS7012 |
| AS4013              | AS4213 | AS4513 | AS4713 | AS5013 | AS5213 | AS5513 | AS5713 | AS6013 | AS6213 | AS6513 | AS6713 | AS7013 |
| AS4014              | AS4214 | AS4514 | AS4714 | AS5014 | AS5214 | AS5514 | AS5714 | AS6014 | AS6214 | AS6514 | AS6714 | AS7014 |
| AS4015              | AS4215 | AS4515 | AS4715 | AS5015 | AS5215 | AS5515 | AS5715 | AS6015 | AS6215 | AS6515 | AS6715 | AS7015 |
| AS4016              | AS4216 | AS4516 | AS4716 | AS5016 | AS5216 | AS5516 | AS5716 | AS6016 | AS6216 | AS6516 | AS6716 | AS7016 |
| AS4017              | AS4217 | AS4517 | AS4717 | AS5017 | AS5217 | AS5517 | AS5717 | AS6017 | AS6217 | AS6517 | AS6717 | AS7017 |
| AS4018              | AS4218 | AS4518 | AS4718 | AS5018 | AS5218 | AS5518 | AS5718 | AS6018 | AS6218 | AS6518 | AS6718 | AS7018 |
| AS4019              | AS4219 | AS4519 | AS4719 | AS5019 | AS5219 | AS5519 | AS5719 | AS6019 | AS6219 | AS6519 | AS6719 | AS7019 |
| AS4020              | AS4220 | AS4520 | AS4720 | AS5020 | AS5220 | AS5520 | AS5720 | AS6020 | AS6220 | AS6520 | AS6720 | AS7020 |
| AS4021              | AS4221 | AS4521 | AS4721 | AS5021 | AS5221 | AS5521 | AS5721 | AS6021 | AS6221 | AS6521 | AS6721 | AS7021 |
| AS4022              | AS4222 | AS4522 | AS4722 | AS5022 | AS5222 | AS5522 | AS5722 | AS6022 | AS6222 | AS6522 | AS6722 | AS7022 |
| AS4023              | AS4223 | AS4523 | AS4723 | AS5023 | AS5223 | AS5523 | AS5723 | AS6023 | AS6223 | AS6523 | AS6723 | AS7023 |
| AS4024              | AS4224 | AS4524 | AS4724 | AS5024 | AS5224 | AS5524 | AS5724 | AS6024 | AS6224 | AS6524 | AS6724 | AS7024 |
| AS4025              | AS4225 | AS4525 | AS4725 | AS5025 | AS5225 | AS5525 | AS5725 | AS6025 | AS6225 | AS6525 | AS6725 | AS7025 |
| AS4026              | AS4226 | AS4526 | AS4726 | AS5026 | AS5226 | AS5526 | AS5726 | AS6026 | AS6226 | AS6526 | AS6726 | AS7026 |
| AS4027              | AS4227 | AS4527 | AS4727 | AS5027 | AS5227 | AS5527 | AS5727 | AS6027 | AS6227 | AS6527 | AS6727 | AS7027 |
| AS4028              | AS4228 | AS4528 | AS4728 | AS5028 | AS5228 | AS5528 | AS5728 | AS6028 | AS6228 | AS6528 | AS6728 | AS7028 |
| AS4029              | AS4229 | AS4529 | AS4729 | AS5029 | AS5229 | AS5529 | AS5729 | AS6029 | AS6229 | AS6529 | AS6729 | AS7029 |
| AS4030              | AS4230 | AS4530 | AS4730 | AS5030 | AS5230 | AS5530 | AS5730 | AS6030 | AS6230 | AS6530 | AS6730 | AS7030 |
| AS4031              | AS4231 | AS4531 | AS4731 | AS5031 | AS5231 | AS5531 | AS5731 | AS6031 | AS6231 | AS6531 | AS6731 | AS7031 |
| AS4032              | AS4232 | AS4532 | AS4732 | AS5032 | AS5232 | AS5532 | AS5732 | AS6032 | AS6232 | AS6532 | AS6732 | AS7032 |
| AS4033              | AS4233 | AS4533 | AS4733 | AS5033 | AS5233 | AS5533 | AS5733 | AS6033 | AS6233 | AS6533 | AS6733 | AS7033 |
| AS4034              | AS4234 | AS4534 | AS4734 | AS5034 | AS5234 | AS5534 | AS5734 | AS6034 | AS6234 | AS6534 | AS6734 | AS7034 |
| AS4035              | AS4235 | AS4535 | AS4735 | AS5035 | AS5235 | AS5535 | AS5735 | AS6035 | AS6235 | AS6535 | AS6735 | AS7035 |
| AS4036              | AS4236 | AS4536 | AS4736 | AS5036 | AS5236 | AS5536 | AS5736 | AS6036 | AS6236 | AS6536 | AS6736 | AS7036 |
| AS4037              | AS4237 | AS4537 | AS4737 | AS5037 | AS5237 | AS5537 | AS5737 | AS6037 | AS6237 | AS6537 | AS6737 | AS7037 |
| AS4038              | AS4238 | AS4538 | AS4738 | AS5038 | AS5238 | AS5538 | AS5738 | AS6038 | AS6238 | AS6538 | AS6738 | AS7038 |
| AS4039              | AS4239 | AS4539 | AS4739 | AS5039 | AS5239 | AS5539 | AS5739 | AS6039 | AS6239 | AS6539 | AS6739 | AS7039 |
| AS4040              | AS4240 | AS4540 | AS4740 | AS5040 | AS5240 | AS5540 | AS5740 | AS6040 | AS6240 | AS6540 | AS6740 | AS7040 |
| AS4041              | AS4241 | AS4541 | AS4741 | AS5041 | AS5241 | AS5541 | AS5741 | AS6041 | AS6241 | AS6541 | AS6741 | AS7041 |
| AS4042              | AS4242 | AS4542 | AS4742 | AS5042 | AS5242 | AS5542 | AS5742 | AS6042 | AS6242 | AS6542 | AS6742 | AS7042 |

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций.  
 Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.

# АКСИОМА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 141 см

| ДЛИНА,<br>ММ | ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              | 1.00                | 1.25       | 1.50       | 1.75       | 2.00       | 2.25       | 2.50       | 2.75       | 3.00       | 3.25       | 3.50       | 3.75       |
| 5            | AS1005-141          | AS1205-141 | AS1505-141 | AS1705-141 | AS2005-141 | AS2205-141 | AS2505-141 | AS2705-141 | AS3005-141 | AS3205-141 | AS3505-141 | AS3705-141 |
| 6            | AS1006-141          | AS1206-141 | AS1506-141 | AS1706-141 | AS2006-141 | AS2206-141 | AS2506-141 | AS2706-141 | AS3006-141 | AS3206-141 | AS3506-141 | AS3706-141 |
| 7            | AS1007-141          | AS1207-141 | AS1507-141 | AS1707-141 | AS2007-141 | AS2207-141 | AS2507-141 | AS2707-141 | AS3007-141 | AS3207-141 | AS3507-141 | AS3707-141 |
| 8            | AS1008-141          | AS1208-141 | AS1508-141 | AS1708-141 | AS2008-141 | AS2208-141 | AS2508-141 | AS2708-141 | AS3008-141 | AS3208-141 | AS3508-141 | AS3708-141 |
| 9            | AS1009-141          | AS1209-141 | AS1509-141 | AS1709-141 | AS2009-141 | AS2209-141 | AS2509-141 | AS2709-141 | AS3009-141 | AS3209-141 | AS3509-141 | AS3709-141 |
| 10           | AS1010-141          | AS1210-141 | AS1510-141 | AS1710-141 | AS2010-141 | AS2210-141 | AS2510-141 | AS2710-141 | AS3010-141 | AS3210-141 | AS3510-141 | AS3710-141 |
| 11           | AS1011-141          | AS1211-141 | AS1511-141 | AS1711-141 | AS2011-141 | AS2211-141 | AS2511-141 | AS2711-141 | AS3011-141 | AS3211-141 | AS3511-141 | AS3711-141 |
| 12           | AS1012-141          | AS1212-141 | AS1512-141 | AS1712-141 | AS2012-141 | AS2212-141 | AS2512-141 | AS2712-141 | AS3012-141 | AS3212-141 | AS3512-141 | AS3712-141 |
| 13           | AS1013-141          | AS1213-141 | AS1513-141 | AS1713-141 | AS2013-141 | AS2213-141 | AS2513-141 | AS2713-141 | AS3013-141 | AS3213-141 | AS3513-141 | AS3713-141 |
| 14           | AS1014-141          | AS1214-141 | AS1514-141 | AS1714-141 | AS2014-141 | AS2214-141 | AS2514-141 | AS2714-141 | AS3014-141 | AS3214-141 | AS3514-141 | AS3714-141 |
| 15           | AS1015-141          | AS1215-141 | AS1515-141 | AS1715-141 | AS2015-141 | AS2215-141 | AS2515-141 | AS2715-141 | AS3015-141 | AS3215-141 | AS3515-141 | AS3715-141 |
| 16           | AS1016-141          | AS1216-141 | AS1516-141 | AS1716-141 | AS2016-141 | AS2216-141 | AS2516-141 | AS2716-141 | AS3016-141 | AS3216-141 | AS3516-141 | AS3716-141 |
| 17           | AS1017-141          | AS1217-141 | AS1517-141 | AS1717-141 | AS2017-141 | AS2217-141 | AS2517-141 | AS2717-141 | AS3017-141 | AS3217-141 | AS3517-141 | AS3717-141 |
| 18           | AS1018-141          | AS1218-141 | AS1518-141 | AS1718-141 | AS2018-141 | AS2218-141 | AS2518-141 | AS2718-141 | AS3018-141 | AS3218-141 | AS3518-141 | AS3718-141 |
| 19           | AS1019-141          | AS1219-141 | AS1519-141 | AS1719-141 | AS2019-141 | AS2219-141 | AS2519-141 | AS2719-141 | AS3019-141 | AS3219-141 | AS3519-141 | AS3719-141 |
| 20           | AS1020-141          | AS1220-141 | AS1520-141 | AS1720-141 | AS2020-141 | AS2220-141 | AS2520-141 | AS2720-141 | AS3020-141 | AS3220-141 | AS3520-141 | AS3720-141 |
| 21           | AS1021-141          | AS1221-141 | AS1521-141 | AS1721-141 | AS2021-141 | AS2221-141 | AS2521-141 | AS2721-141 | AS3021-141 | AS3221-141 | AS3521-141 | AS3721-141 |
| 22           | AS1022-141          | AS1222-141 | AS1522-141 | AS1722-141 | AS2022-141 | AS2222-141 | AS2522-141 | AS2722-141 | AS3022-141 | AS3222-141 | AS3522-141 | AS3722-141 |
| 23           | AS1023-141          | AS1223-141 | AS1523-141 | AS1723-141 | AS2023-141 | AS2223-141 | AS2523-141 | AS2723-141 | AS3023-141 | AS3223-141 | AS3523-141 | AS3723-141 |
| 24           | AS1024-141          | AS1224-141 | AS1524-141 | AS1724-141 | AS2024-141 | AS2224-141 | AS2524-141 | AS2724-141 | AS3024-141 | AS3224-141 | AS3524-141 | AS3724-141 |
| 25           | AS1025-141          | AS1225-141 | AS1525-141 | AS1725-141 | AS2025-141 | AS2225-141 | AS2525-141 | AS2725-141 | AS3025-141 | AS3225-141 | AS3525-141 | AS3725-141 |
| 26           | AS1026-141          | AS1226-141 | AS1526-141 | AS1726-141 | AS2026-141 | AS2226-141 | AS2526-141 | AS2726-141 | AS3026-141 | AS3226-141 | AS3526-141 | AS3726-141 |
| 27           | AS1027-141          | AS1227-141 | AS1527-141 | AS1727-141 | AS2027-141 | AS2227-141 | AS2527-141 | AS2727-141 | AS3027-141 | AS3227-141 | AS3527-141 | AS3727-141 |
| 28           | AS1028-141          | AS1228-141 | AS1528-141 | AS1728-141 | AS2028-141 | AS2228-141 | AS2528-141 | AS2728-141 | AS3028-141 | AS3228-141 | AS3528-141 | AS3728-141 |
| 29           | AS1029-141          | AS1229-141 | AS1529-141 | AS1729-141 | AS2029-141 | AS2229-141 | AS2529-141 | AS2729-141 | AS3029-141 | AS3229-141 | AS3529-141 | AS3729-141 |
| 30           | AS1030-141          | AS1230-141 | AS1530-141 | AS1730-141 | AS2030-141 | AS2230-141 | AS2530-141 | AS2730-141 | AS3030-141 | AS3230-141 | AS3530-141 | AS3730-141 |
| 31           | AS1031-141          | AS1231-141 | AS1531-141 | AS1731-141 | AS2031-141 | AS2231-141 | AS2531-141 | AS2731-141 | AS3031-141 | AS3231-141 | AS3531-141 | AS3731-141 |
| 32           | AS1032-141          | AS1232-141 | AS1532-141 | AS1732-141 | AS2032-141 | AS2232-141 | AS2532-141 | AS2732-141 | AS3032-141 | AS3232-141 | AS3532-141 | AS3732-141 |
| 33           | AS1033-141          | AS1233-141 | AS1533-141 | AS1733-141 | AS2033-141 | AS2233-141 | AS2533-141 | AS2733-141 | AS3033-141 | AS3233-141 | AS3533-141 | AS3733-141 |
| 34           | AS1034-141          | AS1234-141 | AS1534-141 | AS1734-141 | AS2034-141 | AS2234-141 | AS2534-141 | AS2734-141 | AS3034-141 | AS3234-141 | AS3534-141 | AS3734-141 |
| 35           | AS1035-141          | AS1235-141 | AS1535-141 | AS1735-141 | AS2035-141 | AS2235-141 | AS2535-141 | AS2735-141 | AS3035-141 | AS3235-141 | AS3535-141 | AS3735-141 |
| 36           | AS1036-141          | AS1236-141 | AS1536-141 | AS1736-141 | AS2036-141 | AS2236-141 | AS2536-141 | AS2736-141 | AS3036-141 | AS3236-141 | AS3536-141 | AS3736-141 |
| 37           | AS1037-141          | AS1237-141 | AS1537-141 | AS1737-141 | AS2037-141 | AS2237-141 | AS2537-141 | AS2737-141 | AS3037-141 | AS3237-141 | AS3537-141 | AS3737-141 |
| 38           | AS1038-141          | AS1238-141 | AS1538-141 | AS1738-141 | AS2038-141 | AS2238-141 | AS2538-141 | AS2738-141 | AS3038-141 | AS3238-141 | AS3538-141 | AS3738-141 |
| 39           | AS1039-141          | AS1239-141 | AS1539-141 | AS1739-141 | AS2039-141 | AS2239-141 | AS2539-141 | AS2739-141 | AS3039-141 | AS3239-141 | AS3539-141 | AS3739-141 |
| 40           | AS1040-141          | AS1240-141 | AS1540-141 | AS1740-141 | AS2040-141 | AS2240-141 | AS2540-141 | AS2740-141 | AS3040-141 | AS3240-141 | AS3540-141 | AS3740-141 |
| 41           | AS1041-141          | AS1241-141 | AS1541-141 | AS1741-141 | AS2041-141 | AS2241-141 | AS2541-141 | AS2741-141 | AS3041-141 | AS3241-141 | AS3541-141 | AS3741-141 |
| 42           | AS1042-141          | AS1242-141 | AS1542-141 | AS1742-141 | AS2042-141 | AS2242-141 | AS2542-141 | AS2742-141 | AS3042-141 | AS3242-141 | AS3542-141 | AS3742-141 |

AS1510-141 >

**A** Название  
продукта

**S** Семикомплаентный  
баллон

**15** Диаметр  
баллона

**10** Длина  
баллона

**141** Эффективная  
длина катетера

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

*Эффективная длина катетера 141 см***АКСИОМА®**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

| ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.00                | 4.25       | 4.50       | 4.75       | 5.00       | 5.25       | 5.50       | 5.75       | 6.00       | 6.25       | 6.50       | 6.75       | 7.00       |
| AS4005-141          | AS4205-141 | AS4505-141 | AS4705-141 | AS5005-141 | AS5205-141 | AS5505-141 | AS5705-141 | AS6005-141 | AS6205-141 | AS6505-141 | AS6705-141 | AS7005-141 |
| AS4006-141          | AS4206-141 | AS4506-141 | AS4706-141 | AS5006-141 | AS5206-141 | AS5506-141 | AS5706-141 | AS6006-141 | AS6206-141 | AS6506-141 | AS6706-141 | AS7006-141 |
| AS4007-141          | AS4207-141 | AS4507-141 | AS4707-141 | AS5007-141 | AS5207-141 | AS5507-141 | AS5707-141 | AS6007-141 | AS6207-141 | AS6507-141 | AS6707-141 | AS7007-141 |
| AS4008-141          | AS4208-141 | AS4508-141 | AS4708-141 | AS5008-141 | AS5208-141 | AS5508-141 | AS5708-141 | AS6008-141 | AS6208-141 | AS6508-141 | AS6708-141 | AS7008-141 |
| AS4009-141          | AS4209-141 | AS4509-141 | AS4709-141 | AS5009-141 | AS5209-141 | AS5509-141 | AS5709-141 | AS6009-141 | AS6209-141 | AS6509-141 | AS6709-141 | AS7009-141 |
| AS4010-141          | AS4210-141 | AS4510-141 | AS4710-141 | AS5010-141 | AS5210-141 | AS5510-141 | AS5710-141 | AS6010-141 | AS6210-141 | AS6510-141 | AS6710-141 | AS7010-141 |
| AS4011-141          | AS4211-141 | AS4511-141 | AS4711-141 | AS5011-141 | AS5211-141 | AS5511-141 | AS5711-141 | AS6011-141 | AS6211-141 | AS6511-141 | AS6711-141 | AS7011-141 |
| AS4012-141          | AS4212-141 | AS4512-141 | AS4712-141 | AS5012-141 | AS5212-141 | AS5512-141 | AS5712-141 | AS6012-141 | AS6212-141 | AS6512-141 | AS6712-141 | AS7012-141 |
| AS4013-141          | AS4213-141 | AS4513-141 | AS4713-141 | AS5013-141 | AS5213-141 | AS5513-141 | AS5713-141 | AS6013-141 | AS6213-141 | AS6513-141 | AS6713-141 | AS7013-141 |
| AS4014-141          | AS4214-141 | AS4514-141 | AS4714-141 | AS5014-141 | AS5214-141 | AS5514-141 | AS5714-141 | AS6014-141 | AS6214-141 | AS6514-141 | AS6714-141 | AS7014-141 |
| AS4015-141          | AS4215-141 | AS4515-141 | AS4715-141 | AS5015-141 | AS5215-141 | AS5515-141 | AS5715-141 | AS6015-141 | AS6215-141 | AS6515-141 | AS6715-141 | AS7015-141 |
| AS4016-141          | AS4216-141 | AS4516-141 | AS4716-141 | AS5016-141 | AS5216-141 | AS5516-141 | AS5716-141 | AS6016-141 | AS6216-141 | AS6516-141 | AS6716-141 | AS7016-141 |
| AS4017-141          | AS4217-141 | AS4517-141 | AS4717-141 | AS5017-141 | AS5217-141 | AS5517-141 | AS5717-141 | AS6017-141 | AS6217-141 | AS6517-141 | AS6717-141 | AS7017-141 |
| AS4018-141          | AS4218-141 | AS4518-141 | AS4718-141 | AS5018-141 | AS5218-141 | AS5518-141 | AS5718-141 | AS6018-141 | AS6218-141 | AS6518-141 | AS6718-141 | AS7018-141 |
| AS4019-141          | AS4219-141 | AS4519-141 | AS4719-141 | AS5019-141 | AS5219-141 | AS5519-141 | AS5719-141 | AS6019-141 | AS6219-141 | AS6519-141 | AS6719-141 | AS7019-141 |
| AS4020-141          | AS4220-141 | AS4520-141 | AS4720-141 | AS5020-141 | AS5220-141 | AS5520-141 | AS5720-141 | AS6020-141 | AS6220-141 | AS6520-141 | AS6720-141 | AS7020-141 |
| AS4021-141          | AS4221-141 | AS4521-141 | AS4721-141 | AS5021-141 | AS5221-141 | AS5521-141 | AS5721-141 | AS6021-141 | AS6221-141 | AS6521-141 | AS6721-141 | AS7021-141 |
| AS4022-141          | AS4222-141 | AS4522-141 | AS4722-141 | AS5022-141 | AS5222-141 | AS5522-141 | AS5722-141 | AS6022-141 | AS6222-141 | AS6522-141 | AS6722-141 | AS7022-141 |
| AS4023-141          | AS4223-141 | AS4523-141 | AS4723-141 | AS5023-141 | AS5223-141 | AS5523-141 | AS5723-141 | AS6023-141 | AS6223-141 | AS6523-141 | AS6723-141 | AS7023-141 |
| AS4024-141          | AS4224-141 | AS4524-141 | AS4724-141 | AS5024-141 | AS5224-141 | AS5524-141 | AS5724-141 | AS6024-141 | AS6224-141 | AS6524-141 | AS6724-141 | AS7024-141 |
| AS4025-141          | AS4225-141 | AS4525-141 | AS4725-141 | AS5025-141 | AS5225-141 | AS5525-141 | AS5725-141 | AS6025-141 | AS6225-141 | AS6525-141 | AS6725-141 | AS7025-141 |
| AS4026-141          | AS4226-141 | AS4526-141 | AS4726-141 | AS5026-141 | AS5226-141 | AS5526-141 | AS5726-141 | AS6026-141 | AS6226-141 | AS6526-141 | AS6726-141 | AS7026-141 |
| AS4027-141          | AS4227-141 | AS4527-141 | AS4727-141 | AS5027-141 | AS5227-141 | AS5527-141 | AS5727-141 | AS6027-141 | AS6227-141 | AS6527-141 | AS6727-141 | AS7027-141 |
| AS4028-141          | AS4228-141 | AS4528-141 | AS4728-141 | AS5028-141 | AS5228-141 | AS5528-141 | AS5728-141 | AS6028-141 | AS6228-141 | AS6528-141 | AS6728-141 | AS7028-141 |
| AS4029-141          | AS4229-141 | AS4529-141 | AS4729-141 | AS5029-141 | AS5229-141 | AS5529-141 | AS5729-141 | AS6029-141 | AS6229-141 | AS6529-141 | AS6729-141 | AS7029-141 |
| AS4030-141          | AS4230-141 | AS4530-141 | AS4730-141 | AS5030-141 | AS5230-141 | AS5530-141 | AS5730-141 | AS6030-141 | AS6230-141 | AS6530-141 | AS6730-141 | AS7030-141 |
| AS4031-141          | AS4231-141 | AS4531-141 | AS4731-141 | AS5031-141 | AS5231-141 | AS5531-141 | AS5731-141 | AS6031-141 | AS6231-141 | AS6531-141 | AS6731-141 | AS7031-141 |
| AS4032-141          | AS4232-141 | AS4532-141 | AS4732-141 | AS5032-141 | AS5232-141 | AS5532-141 | AS5732-141 | AS6032-141 | AS6232-141 | AS6532-141 | AS6732-141 | AS7032-141 |
| AS4033-141          | AS4233-141 | AS4533-141 | AS4733-141 | AS5033-141 | AS5233-141 | AS5533-141 | AS5733-141 | AS6033-141 | AS6233-141 | AS6533-141 | AS6733-141 | AS7033-141 |
| AS4034-141          | AS4234-141 | AS4534-141 | AS4734-141 | AS5034-141 | AS5234-141 | AS5534-141 | AS5734-141 | AS6034-141 | AS6234-141 | AS6534-141 | AS6734-141 | AS7034-141 |
| AS4035-141          | AS4235-141 | AS4535-141 | AS4735-141 | AS5035-141 | AS5235-141 | AS5535-141 | AS5735-141 | AS6035-141 | AS6235-141 | AS6535-141 | AS6735-141 | AS7035-141 |
| AS4036-141          | AS4236-141 | AS4536-141 | AS4736-141 | AS5036-141 | AS5236-141 | AS5536-141 | AS5736-141 | AS6036-141 | AS6236-141 | AS6536-141 | AS6736-141 | AS7036-141 |
| AS4037-141          | AS4237-141 | AS4537-141 | AS4737-141 | AS5037-141 | AS5237-141 | AS5537-141 | AS5737-141 | AS6037-141 | AS6237-141 | AS6537-141 | AS6737-141 | AS7037-141 |
| AS4038-141          | AS4238-141 | AS4538-141 | AS4738-141 | AS5038-141 | AS5238-141 | AS5538-141 | AS5738-141 | AS6038-141 | AS6238-141 | AS6538-141 | AS6738-141 | AS7038-141 |
| AS4039-141          | AS4239-141 | AS4539-141 | AS4739-141 | AS5039-141 | AS5239-141 | AS5539-141 | AS5739-141 | AS6039-141 | AS6239-141 | AS6539-141 | AS6739-141 | AS7039-141 |
| AS4040-141          | AS4240-141 | AS4540-141 | AS4740-141 | AS5040-141 | AS5240-141 | AS5540-141 | AS5740-141 | AS6040-141 | AS6240-141 | AS6540-141 | AS6740-141 | AS7040-141 |
| AS4041-141          | AS4241-141 | AS4541-141 | AS4741-141 | AS5041-141 | AS5241-141 | AS5541-141 | AS5741-141 | AS6041-141 | AS6241-141 | AS6541-141 | AS6741-141 | AS7041-141 |
| AS4042-141          | AS4242-141 | AS4542-141 | AS4742-141 | AS5042-141 | AS5242-141 | AS5542-141 | AS5742-141 | AS6042-141 | AS6242-141 | AS6542-141 | AS6742-141 | AS7042-141 |

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций.  
Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.

# АКСИОМА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 148 см

| ДЛИНА,<br>ММ | ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              | 1.00                | 1.25       | 1.50       | 1.75       | 2.00       | 2.25       | 2.50       | 2.75       | 3.00       | 3.25       | 3.50       | 3.75       |
| 5            | AS1005-148          | AS1205-148 | AS1505-148 | AS1705-148 | AS2005-148 | AS2205-148 | AS2505-148 | AS2705-148 | AS3005-148 | AS3205-148 | AS3505-148 | AS3705-148 |
| 6            | AS1006-148          | AS1206-148 | AS1506-148 | AS1706-148 | AS2006-148 | AS2206-148 | AS2506-148 | AS2706-148 | AS3006-148 | AS3206-148 | AS3506-148 | AS3706-148 |
| 7            | AS1007-148          | AS1207-148 | AS1507-148 | AS1707-148 | AS2007-148 | AS2207-148 | AS2507-148 | AS2707-148 | AS3007-148 | AS3207-148 | AS3507-148 | AS3707-148 |
| 8            | AS1008-148          | AS1208-148 | AS1508-148 | AS1708-148 | AS2008-148 | AS2208-148 | AS2508-148 | AS2708-148 | AS3008-148 | AS3208-148 | AS3508-148 | AS3708-148 |
| 9            | AS1009-148          | AS1209-148 | AS1509-148 | AS1709-148 | AS2009-148 | AS2209-148 | AS2509-148 | AS2709-148 | AS3009-148 | AS3209-148 | AS3509-148 | AS3709-148 |
| 10           | AS1010-148          | AS1210-148 | AS1510-148 | AS1710-148 | AS2010-148 | AS2210-148 | AS2510-148 | AS2710-148 | AS3010-148 | AS3210-148 | AS3510-148 | AS3710-148 |
| 11           | AS1011-148          | AS1211-148 | AS1511-148 | AS1711-148 | AS2011-148 | AS2211-148 | AS2511-148 | AS2711-148 | AS3011-148 | AS3211-148 | AS3511-148 | AS3711-148 |
| 12           | AS1012-148          | AS1212-148 | AS1512-148 | AS1712-148 | AS2012-148 | AS2212-148 | AS2512-148 | AS2712-148 | AS3012-148 | AS3212-148 | AS3512-148 | AS3712-148 |
| 13           | AS1013-148          | AS1213-148 | AS1513-148 | AS1713-148 | AS2013-148 | AS2213-148 | AS2513-148 | AS2713-148 | AS3013-148 | AS3213-148 | AS3513-148 | AS3713-148 |
| 14           | AS1014-148          | AS1214-148 | AS1514-148 | AS1714-148 | AS2014-148 | AS2214-148 | AS2514-148 | AS2714-148 | AS3014-148 | AS3214-148 | AS3514-148 | AS3714-148 |
| 15           | AS1015-148          | AS1215-148 | AS1515-148 | AS1715-148 | AS2015-148 | AS2215-148 | AS2515-148 | AS2715-148 | AS3015-148 | AS3215-148 | AS3515-148 | AS3715-148 |
| 16           | AS1016-148          | AS1216-148 | AS1516-148 | AS1716-148 | AS2016-148 | AS2216-148 | AS2516-148 | AS2716-148 | AS3016-148 | AS3216-148 | AS3516-148 | AS3716-148 |
| 17           | AS1017-148          | AS1217-148 | AS1517-148 | AS1717-148 | AS2017-148 | AS2217-148 | AS2517-148 | AS2717-148 | AS3017-148 | AS3217-148 | AS3517-148 | AS3717-148 |
| 18           | AS1018-148          | AS1218-148 | AS1518-148 | AS1718-148 | AS2018-148 | AS2218-148 | AS2518-148 | AS2718-148 | AS3018-148 | AS3218-148 | AS3518-148 | AS3718-148 |
| 19           | AS1019-148          | AS1219-148 | AS1519-148 | AS1719-148 | AS2019-148 | AS2219-148 | AS2519-148 | AS2719-148 | AS3019-148 | AS3219-148 | AS3519-148 | AS3719-148 |
| 20           | AS1020-148          | AS1220-148 | AS1520-148 | AS1720-148 | AS2020-148 | AS2220-148 | AS2520-148 | AS2720-148 | AS3020-148 | AS3220-148 | AS3520-148 | AS3720-148 |
| 21           | AS1021-148          | AS1221-148 | AS1521-148 | AS1721-148 | AS2021-148 | AS2221-148 | AS2521-148 | AS2721-148 | AS3021-148 | AS3221-148 | AS3521-148 | AS3721-148 |
| 22           | AS1022-148          | AS1222-148 | AS1522-148 | AS1722-148 | AS2022-148 | AS2222-148 | AS2522-148 | AS2722-148 | AS3022-148 | AS3222-148 | AS3522-148 | AS3722-148 |
| 23           | AS1023-148          | AS1223-148 | AS1523-148 | AS1723-148 | AS2023-148 | AS2223-148 | AS2523-148 | AS2723-148 | AS3023-148 | AS3223-148 | AS3523-148 | AS3723-148 |
| 24           | AS1024-148          | AS1224-148 | AS1524-148 | AS1724-148 | AS2024-148 | AS2224-148 | AS2524-148 | AS2724-148 | AS3024-148 | AS3224-148 | AS3524-148 | AS3724-148 |
| 25           | AS1025-148          | AS1225-148 | AS1525-148 | AS1725-148 | AS2025-148 | AS2225-148 | AS2525-148 | AS2725-148 | AS3025-148 | AS3225-148 | AS3525-148 | AS3725-148 |
| 26           | AS1026-148          | AS1226-148 | AS1526-148 | AS1726-148 | AS2026-148 | AS2226-148 | AS2526-148 | AS2726-148 | AS3026-148 | AS3226-148 | AS3526-148 | AS3726-148 |
| 27           | AS1027-148          | AS1227-148 | AS1527-148 | AS1727-148 | AS2027-148 | AS2227-148 | AS2527-148 | AS2727-148 | AS3027-148 | AS3227-148 | AS3527-148 | AS3727-148 |
| 28           | AS1028-148          | AS1228-148 | AS1528-148 | AS1728-148 | AS2028-148 | AS2228-148 | AS2528-148 | AS2728-148 | AS3028-148 | AS3228-148 | AS3528-148 | AS3728-148 |
| 29           | AS1029-148          | AS1229-148 | AS1529-148 | AS1729-148 | AS2029-148 | AS2229-148 | AS2529-148 | AS2729-148 | AS3029-148 | AS3229-148 | AS3529-148 | AS3729-148 |
| 30           | AS1030-148          | AS1230-148 | AS1530-148 | AS1730-148 | AS2030-148 | AS2230-148 | AS2530-148 | AS2730-148 | AS3030-148 | AS3230-148 | AS3530-148 | AS3730-148 |
| 31           | AS1031-148          | AS1231-148 | AS1531-148 | AS1731-148 | AS2031-148 | AS2231-148 | AS2531-148 | AS2731-148 | AS3031-148 | AS3231-148 | AS3531-148 | AS3731-148 |
| 32           | AS1032-148          | AS1232-148 | AS1532-148 | AS1732-148 | AS2032-148 | AS2232-148 | AS2532-148 | AS2732-148 | AS3032-148 | AS3232-148 | AS3532-148 | AS3732-148 |
| 33           | AS1033-148          | AS1233-148 | AS1533-148 | AS1733-148 | AS2033-148 | AS2233-148 | AS2533-148 | AS2733-148 | AS3033-148 | AS3233-148 | AS3533-148 | AS3733-148 |
| 34           | AS1034-148          | AS1234-148 | AS1534-148 | AS1734-148 | AS2034-148 | AS2234-148 | AS2534-148 | AS2734-148 | AS3034-148 | AS3234-148 | AS3534-148 | AS3734-148 |
| 35           | AS1035-148          | AS1235-148 | AS1535-148 | AS1735-148 | AS2035-148 | AS2235-148 | AS2535-148 | AS2735-148 | AS3035-148 | AS3235-148 | AS3535-148 | AS3735-148 |
| 36           | AS1036-148          | AS1236-148 | AS1536-148 | AS1736-148 | AS2036-148 | AS2236-148 | AS2536-148 | AS2736-148 | AS3036-148 | AS3236-148 | AS3536-148 | AS3736-148 |
| 37           | AS1037-148          | AS1237-148 | AS1537-148 | AS1737-148 | AS2037-148 | AS2237-148 | AS2537-148 | AS2737-148 | AS3037-148 | AS3237-148 | AS3537-148 | AS3737-148 |
| 38           | AS1038-148          | AS1238-148 | AS1538-148 | AS1738-148 | AS2038-148 | AS2238-148 | AS2538-148 | AS2738-148 | AS3038-148 | AS3238-148 | AS3538-148 | AS3738-148 |
| 39           | AS1039-148          | AS1239-148 | AS1539-148 | AS1739-148 | AS2039-148 | AS2239-148 | AS2539-148 | AS2739-148 | AS3039-148 | AS3239-148 | AS3539-148 | AS3739-148 |
| 40           | AS1040-148          | AS1240-148 | AS1540-148 | AS1740-148 | AS2040-148 | AS2240-148 | AS2540-148 | AS2740-148 | AS3040-148 | AS3240-148 | AS3540-148 | AS3740-148 |
| 41           | AS1041-148          | AS1241-148 | AS1541-148 | AS1741-148 | AS2041-148 | AS2241-148 | AS2541-148 | AS2741-148 | AS3041-148 | AS3241-148 | AS3541-148 | AS3741-148 |
| 42           | AS1042-148          | AS1242-148 | AS1542-148 | AS1742-148 | AS2042-148 | AS2242-148 | AS2542-148 | AS2742-148 | AS3042-148 | AS3242-148 | AS3542-148 | AS3742-148 |

AS1510-148 >

**A** Название  
продукта

**S** Семикомплаентный  
баллон

**15** Диаметр  
баллона

**10** Длина  
баллона

**148** Эффективная  
длина катетера

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

*Эффективная длина катетера 148 см***АКСИОМА®**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

| ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.00                | 4.25       | 4.50       | 4.75       | 5.00       | 5.25       | 5.50       | 5.75       | 6.00       | 6.25       | 6.50       | 7.00       |
| AS4005-148          | AS4205-148 | AS4505-148 | AS4705-148 | AS5005-148 | AS5205-148 | AS5505-148 | AS5705-148 | AS6005-148 | AS6205-148 | AS6505-148 | AS7005-148 |
| AS4006-148          | AS4206-148 | AS4506-148 | AS4706-148 | AS5006-148 | AS5206-148 | AS5506-148 | AS5706-148 | AS6006-148 | AS6206-148 | AS6506-148 | AS7006-148 |
| AS4007-148          | AS4207-148 | AS4507-148 | AS4707-148 | AS5007-148 | AS5207-148 | AS5507-148 | AS5707-148 | AS6007-148 | AS6207-148 | AS6507-148 | AS7007-148 |
| AS4008-148          | AS4208-148 | AS4508-148 | AS4708-148 | AS5008-148 | AS5208-148 | AS5508-148 | AS5708-148 | AS6008-148 | AS6208-148 | AS6508-148 | AS7008-148 |
| AS4009-148          | AS4209-148 | AS4509-148 | AS4709-148 | AS5009-148 | AS5209-148 | AS5509-148 | AS5709-148 | AS6009-148 | AS6209-148 | AS6509-148 | AS7009-148 |
| AS4010-148          | AS4210-148 | AS4510-148 | AS4710-148 | AS5010-148 | AS5210-148 | AS5510-148 | AS5710-148 | AS6010-148 | AS6210-148 | AS6510-148 | AS7010-148 |
| AS4011-148          | AS4211-148 | AS4511-148 | AS4711-148 | AS5011-148 | AS5211-148 | AS5511-148 | AS5711-148 | AS6011-148 | AS6211-148 | AS6511-148 | AS7011-148 |
| AS4012-148          | AS4212-148 | AS4512-148 | AS4712-148 | AS5012-148 | AS5212-148 | AS5512-148 | AS5712-148 | AS6012-148 | AS6212-148 | AS6512-148 | AS7012-148 |
| AS4013-148          | AS4213-148 | AS4513-148 | AS4713-148 | AS5013-148 | AS5213-148 | AS5513-148 | AS5713-148 | AS6013-148 | AS6213-148 | AS6513-148 | AS7013-148 |
| AS4014-148          | AS4214-148 | AS4514-148 | AS4714-148 | AS5014-148 | AS5214-148 | AS5514-148 | AS5714-148 | AS6014-148 | AS6214-148 | AS6514-148 | AS7014-148 |
| AS4015-148          | AS4215-148 | AS4515-148 | AS4715-148 | AS5015-148 | AS5215-148 | AS5515-148 | AS5715-148 | AS6015-148 | AS6215-148 | AS6515-148 | AS7015-148 |
| AS4016-148          | AS4216-148 | AS4516-148 | AS4716-148 | AS5016-148 | AS5216-148 | AS5516-148 | AS5716-148 | AS6016-148 | AS6216-148 | AS6516-148 | AS7016-148 |
| AS4017-148          | AS4217-148 | AS4517-148 | AS4717-148 | AS5017-148 | AS5217-148 | AS5517-148 | AS5717-148 | AS6017-148 | AS6217-148 | AS6517-148 | AS7017-148 |
| AS4018-148          | AS4218-148 | AS4518-148 | AS4718-148 | AS5018-148 | AS5218-148 | AS5518-148 | AS5718-148 | AS6018-148 | AS6218-148 | AS6518-148 | AS7018-148 |
| AS4019-148          | AS4219-148 | AS4519-148 | AS4719-148 | AS5019-148 | AS5219-148 | AS5519-148 | AS5719-148 | AS6019-148 | AS6219-148 | AS6519-148 | AS7019-148 |
| AS4020-148          | AS4220-148 | AS4520-148 | AS4720-148 | AS5020-148 | AS5220-148 | AS5520-148 | AS5720-148 | AS6020-148 | AS6220-148 | AS6520-148 | AS7020-148 |
| AS4021-148          | AS4221-148 | AS4521-148 | AS4721-148 | AS5021-148 | AS5221-148 | AS5521-148 | AS5721-148 | AS6021-148 | AS6221-148 | AS6521-148 | AS7021-148 |
| AS4022-148          | AS4222-148 | AS4522-148 | AS4722-148 | AS5022-148 | AS5222-148 | AS5522-148 | AS5722-148 | AS6022-148 | AS6222-148 | AS6522-148 | AS7022-148 |
| AS4023-148          | AS4223-148 | AS4523-148 | AS4723-148 | AS5023-148 | AS5223-148 | AS5523-148 | AS5723-148 | AS6023-148 | AS6223-148 | AS6523-148 | AS7023-148 |
| AS4024-148          | AS4224-148 | AS4524-148 | AS4724-148 | AS5024-148 | AS5224-148 | AS5524-148 | AS5724-148 | AS6024-148 | AS6224-148 | AS6524-148 | AS7024-148 |
| AS4025-148          | AS4225-148 | AS4525-148 | AS4725-148 | AS5025-148 | AS5225-148 | AS5525-148 | AS5725-148 | AS6025-148 | AS6225-148 | AS6525-148 | AS7025-148 |
| AS4026-148          | AS4226-148 | AS4526-148 | AS4726-148 | AS5026-148 | AS5226-148 | AS5526-148 | AS5726-148 | AS6026-148 | AS6226-148 | AS6526-148 | AS7026-148 |
| AS4027-148          | AS4227-148 | AS4527-148 | AS4727-148 | AS5027-148 | AS5227-148 | AS5527-148 | AS5727-148 | AS6027-148 | AS6227-148 | AS6527-148 | AS7027-148 |
| AS4028-148          | AS4228-148 | AS4528-148 | AS4728-148 | AS5028-148 | AS5228-148 | AS5528-148 | AS5728-148 | AS6028-148 | AS6228-148 | AS6528-148 | AS7028-148 |
| AS4029-148          | AS4229-148 | AS4529-148 | AS4729-148 | AS5029-148 | AS5229-148 | AS5529-148 | AS5729-148 | AS6029-148 | AS6229-148 | AS6529-148 | AS7029-148 |
| AS4030-148          | AS4230-148 | AS4530-148 | AS4730-148 | AS5030-148 | AS5230-148 | AS5530-148 | AS5730-148 | AS6030-148 | AS6230-148 | AS6530-148 | AS7030-148 |
| AS4031-148          | AS4231-148 | AS4531-148 | AS4731-148 | AS5031-148 | AS5231-148 | AS5531-148 | AS5731-148 | AS6031-148 | AS6231-148 | AS6531-148 | AS7031-148 |
| AS4032-148          | AS4232-148 | AS4532-148 | AS4732-148 | AS5032-148 | AS5232-148 | AS5532-148 | AS5732-148 | AS6032-148 | AS6232-148 | AS6532-148 | AS7032-148 |
| AS4033-148          | AS4233-148 | AS4533-148 | AS4733-148 | AS5033-148 | AS5233-148 | AS5533-148 | AS5733-148 | AS6033-148 | AS6233-148 | AS6533-148 | AS7033-148 |
| AS4034-148          | AS4234-148 | AS4534-148 | AS4734-148 | AS5034-148 | AS5234-148 | AS5534-148 | AS5734-148 | AS6034-148 | AS6234-148 | AS6534-148 | AS7034-148 |
| AS4035-148          | AS4235-148 | AS4535-148 | AS4735-148 | AS5035-148 | AS5235-148 | AS5535-148 | AS5735-148 | AS6035-148 | AS6235-148 | AS6535-148 | AS7035-148 |
| AS4036-148          | AS4236-148 | AS4536-148 | AS4736-148 | AS5036-148 | AS5236-148 | AS5536-148 | AS5736-148 | AS6036-148 | AS6236-148 | AS6536-148 | AS7036-148 |
| AS4037-148          | AS4237-148 | AS4537-148 | AS4737-148 | AS5037-148 | AS5237-148 | AS5537-148 | AS5737-148 | AS6037-148 | AS6237-148 | AS6537-148 | AS7037-148 |
| AS4038-148          | AS4238-148 | AS4538-148 | AS4738-148 | AS5038-148 | AS5238-148 | AS5538-148 | AS5738-148 | AS6038-148 | AS6238-148 | AS6538-148 | AS7038-148 |
| AS4039-148          | AS4239-148 | AS4539-148 | AS4739-148 | AS5039-148 | AS5239-148 | AS5539-148 | AS5739-148 | AS6039-148 | AS6239-148 | AS6539-148 | AS7039-148 |
| AS4040-148          | AS4240-148 | AS4540-148 | AS4740-148 | AS5040-148 | AS5240-148 | AS5540-148 | AS5740-148 | AS6040-148 | AS6240-148 | AS6540-148 | AS7040-148 |
| AS4041-148          | AS4241-148 | AS4541-148 | AS4741-148 | AS5041-148 | AS5241-148 | AS5541-148 | AS5741-148 | AS6041-148 | AS6241-148 | AS6541-148 | AS7041-148 |
| AS4042-148          | AS4242-148 | AS4542-148 | AS4742-148 | AS5042-148 | AS5242-148 | AS5542-148 | AS5742-148 | AS6042-148 | AS6242-148 | AS6542-148 | AS7042-148 |

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций.  
Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.

# АКСИОМА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

*Эффективная длина катетера 150 см*

| ДЛИНА,<br>ММ | ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              | 1.00                | 1.25       | 1.50       | 1.75       | 2.00       | 2.25       | 2.50       | 2.75       | 3.00       | 3.25       | 3.50       | 3.75       |
| 5            | AS1005-150          | AS1205-150 | AS1505-150 | AS1705-150 | AS2005-150 | AS2205-150 | AS2505-150 | AS2705-150 | AS3005-150 | AS3205-150 | AS3505-150 | AS3705-150 |
| 6            | AS1006-150          | AS1206-150 | AS1506-150 | AS1706-150 | AS2006-150 | AS2206-150 | AS2506-150 | AS2706-150 | AS3006-150 | AS3206-150 | AS3506-150 | AS3706-150 |
| 7            | AS1007-150          | AS1207-150 | AS1507-150 | AS1707-150 | AS2007-150 | AS2207-150 | AS2507-150 | AS2707-150 | AS3007-150 | AS3207-150 | AS3507-150 | AS3707-150 |
| 8            | AS1008-150          | AS1208-150 | AS1508-150 | AS1708-150 | AS2008-150 | AS2208-150 | AS2508-150 | AS2708-150 | AS3008-150 | AS3208-150 | AS3508-150 | AS3708-150 |
| 9            | AS1009-150          | AS1209-150 | AS1509-150 | AS1709-150 | AS2009-150 | AS2209-150 | AS2509-150 | AS2709-148 | AS3009-150 | AS3209-150 | AS3509-150 | AS3709-150 |
| 10           | AS1010-150          | AS1210-150 | AS1510-148 | AS1710-150 | AS2010-150 | AS2210-150 | AS2510-150 | AS2710-150 | AS3010-150 | AS3210-150 | AS3510-150 | AS3710-150 |
| 11           | AS1011-150          | AS1211-150 | AS1511-150 | AS1711-150 | AS2011-150 | AS2211-150 | AS2511-150 | AS2711-150 | AS3011-150 | AS3211-150 | AS3511-150 | AS3711-150 |
| 12           | AS1012-150          | AS1212-150 | AS1512-150 | AS1712-150 | AS2012-150 | AS2212-150 | AS2512-150 | AS2712-150 | AS3012-150 | AS3212-150 | AS3512-150 | AS3712-150 |
| 13           | AS1013-150          | AS1213-150 | AS1513-150 | AS1713-150 | AS2013-150 | AS2213-150 | AS2513-150 | AS2713-150 | AS3013-150 | AS3213-150 | AS3513-150 | AS3713-150 |
| 14           | AS1014-150          | AS1214-150 | AS1514-150 | AS1714-150 | AS2014-150 | AS2214-150 | AS2514-150 | AS2714-150 | AS3014-150 | AS3214-150 | AS3514-150 | AS3714-150 |
| 15           | AS1015-150          | AS1215-150 | AS1515-150 | AS1715-150 | AS2015-150 | AS2215-150 | AS2515-150 | AS2715-150 | AS3015-150 | AS3215-150 | AS3515-150 | AS3715-150 |
| 16           | AS1016-150          | AS1216-150 | AS1516-150 | AS1716-150 | AS2016-150 | AS2216-150 | AS2516-150 | AS2716-150 | AS3016-150 | AS3216-150 | AS3516-150 | AS3716-150 |
| 17           | AS1017-150          | AS1217-150 | AS1517-150 | AS1717-150 | AS2017-150 | AS2217-150 | AS2517-150 | AS2717-150 | AS3017-150 | AS3217-150 | AS3517-150 | AS3717-150 |
| 18           | AS1018-150          | AS1218-150 | AS1518-150 | AS1718-150 | AS2018-150 | AS2218-150 | AS2518-150 | AS2718-150 | AS3018-150 | AS3218-150 | AS3518-150 | AS3718-150 |
| 19           | AS1019-150          | AS1219-150 | AS1519-150 | AS1719-150 | AS2019-150 | AS2219-150 | AS2519-150 | AS2719-150 | AS3019-150 | AS3219-150 | AS3519-150 | AS3719-150 |
| 20           | AS1020-150          | AS1220-150 | AS1520-150 | AS1720-148 | AS2020-150 | AS2220-150 | AS2520-150 | AS2720-150 | AS3020-150 | AS3220-150 | AS3520-150 | AS3720-150 |
| 21           | AS1021-150          | AS1221-150 | AS1521-150 | AS1721-150 | AS2021-150 | AS2221-150 | AS2521-150 | AS2721-148 | AS3021-150 | AS3221-150 | AS3521-150 | AS3721-150 |
| 22           | AS1022-150          | AS1222-150 | AS1522-150 | AS1722-150 | AS2022-150 | AS2222-150 | AS2522-150 | AS2722-150 | AS3022-150 | AS3222-150 | AS3522-150 | AS3722-150 |
| 23           | AS1023-150          | AS1223-150 | AS1523-150 | AS1723-150 | AS2023-150 | AS2223-150 | AS2523-150 | AS2723-150 | AS3023-150 | AS3223-150 | AS3523-150 | AS3723-150 |
| 24           | AS1024-150          | AS1224-150 | AS1524-150 | AS1724-150 | AS2024-150 | AS2224-150 | AS2524-150 | AS2724-150 | AS3024-150 | AS3224-150 | AS3524-150 | AS3724-150 |
| 25           | AS1025-150          | AS1225-150 | AS1525-150 | AS1725-150 | AS2025-150 | AS2225-150 | AS2525-150 | AS2725-150 | AS3025-150 | AS3225-150 | AS3525-150 | AS3725-150 |
| 26           | AS1026-150          | AS1226-150 | AS1526-150 | AS1726-150 | AS2026-150 | AS2226-150 | AS2526-150 | AS2726-150 | AS3026-150 | AS3226-150 | AS3526-150 | AS3726-150 |
| 27           | AS1027-150          | AS1227-150 | AS1527-150 | AS1727-150 | AS2027-150 | AS2227-150 | AS2527-150 | AS2727-150 | AS3027-150 | AS3227-150 | AS3527-150 | AS3727-150 |
| 28           | AS1028-150          | AS1228-150 | AS1528-150 | AS1728-150 | AS2028-150 | AS2228-150 | AS2528-150 | AS2728-150 | AS3028-150 | AS3228-150 | AS3528-150 | AS3728-150 |
| 29           | AS1029-150          | AS1229-150 | AS1529-150 | AS1729-150 | AS2029-150 | AS2229-150 | AS2529-150 | AS2729-150 | AS3029-150 | AS3229-150 | AS3529-150 | AS3729-150 |
| 30           | AS1030-150          | AS1230-150 | AS1530-150 | AS1730-150 | AS2030-150 | AS2230-150 | AS2530-150 | AS2730-150 | AS3030-150 | AS3230-150 | AS3530-150 | AS3730-150 |
| 31           | AS1031-150          | AS1231-148 | AS1531-150 | AS1731-150 | AS2031-150 | AS2231-150 | AS2531-150 | AS2731-148 | AS3031-150 | AS3231-150 | AS3531-150 | AS3731-150 |
| 32           | AS1032-150          | AS1232-150 | AS1532-150 | AS1732-150 | AS2032-150 | AS2232-150 | AS2532-150 | AS2732-150 | AS3032-150 | AS3232-150 | AS3532-150 | AS3732-150 |
| 33           | AS1033-150          | AS1233-150 | AS1533-150 | AS1733-150 | AS2033-150 | AS2233-150 | AS2533-150 | AS2733-150 | AS3033-150 | AS3233-150 | AS3533-150 | AS3733-150 |
| 34           | AS1034-150          | AS1234-150 | AS1534-150 | AS1734-150 | AS2034-150 | AS2234-150 | AS2534-150 | AS2734-150 | AS3034-150 | AS3234-150 | AS3534-150 | AS3734-150 |
| 35           | AS1035-150          | AS1235-150 | AS1535-150 | AS1735-150 | AS2035-150 | AS2235-150 | AS2535-150 | AS2735-150 | AS3035-150 | AS3235-150 | AS3535-150 | AS3735-150 |
| 36           | AS1036-150          | AS1236-150 | AS1536-150 | AS1736-150 | AS2036-150 | AS2236-150 | AS2536-150 | AS2736-150 | AS3036-150 | AS3236-150 | AS3536-150 | AS3736-150 |
| 37           | AS1037-150          | AS1237-150 | AS1537-150 | AS1737-150 | AS2037-150 | AS2237-150 | AS2537-150 | AS2737-150 | AS3037-150 | AS3237-150 | AS3537-150 | AS3737-150 |
| 38           | AS1038-150          | AS1238-150 | AS1538-150 | AS1738-150 | AS2038-150 | AS2238-150 | AS2538-150 | AS2738-150 | AS3038-150 | AS3238-150 | AS3538-150 | AS3738-150 |
| 39           | AS1039-150          | AS1239-150 | AS1539-150 | AS1739-150 | AS2039-150 | AS2239-150 | AS2539-150 | AS2739-148 | AS3039-150 | AS3239-150 | AS3539-150 | AS3739-150 |
| 40           | AS1040-150          | AS1240-150 | AS1540-150 | AS1740-150 | AS2040-150 | AS2240-150 | AS2540-150 | AS2740-150 | AS3040-150 | AS3240-150 | AS3540-150 | AS3740-150 |
| 41           | AS1041-150          | AS1241-150 | AS1541-150 | AS1741-150 | AS2041-150 | AS2241-150 | AS2541-150 | AS2741-150 | AS3041-150 | AS3241-150 | AS3541-150 | AS3741-150 |
| 42           | AS1042-150          | AS1242-150 | AS1542-150 | AS1742-150 | AS2042-150 | AS2242-150 | AS2542-150 | AS2742-150 | AS3042-150 | AS3242-150 | AS3542-150 | AS3742-150 |

AS1510-150 >

A

Название  
продукта

S

Семикомплаентный  
баллон

15

Диаметр  
баллона

10

Длина  
баллона

150

Эффективная  
длина катетера

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

*Эффективная длина катетера 150 см***АКСИОМА®**

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

| ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.00                | 4.25       | 4.50       | 4.75       | 5.00       | 5.25       | 5.50       | 5.75       | 6.00       | 6.25       | 6.50       | 6.75       | 7.00       |
| AS4005-150          | AS4205-150 | AS4505-150 | AS4705-150 | AS5005-150 | AS5205-150 | AS5505-150 | AS5705-150 | AS6005-150 | AS6205-150 | AS6505-150 | AS6705-150 | AS7005-150 |
| AS4006-150          | AS4206-150 | AS4506-150 | AS4706-150 | AS5006-150 | AS5206-150 | AS5506-150 | AS5706-150 | AS6006-150 | AS6206-150 | AS6506-150 | AS6706-150 | AS7006-150 |
| AS4007-150          | AS4207-150 | AS4507-150 | AS4707-150 | AS5007-150 | AS5207-150 | AS5507-150 | AS5707-150 | AS6007-150 | AS6207-150 | AS6507-150 | AS6707-150 | AS7007-150 |
| AS4008-150          | AS4208-150 | AS4508-150 | AS4708-150 | AS5008-150 | AS5208-150 | AS5508-150 | AS5708-150 | AS6008-150 | AS6208-150 | AS6508-150 | AS6708-150 | AS7008-150 |
| AS4009-150          | AS4209-150 | AS4509-150 | AS4709-150 | AS5009-150 | AS5209-150 | AS5509-150 | AS5709-150 | AS6009-150 | AS6209-150 | AS6509-150 | AS6709-150 | AS7009-150 |
| AS4010-150          | AS4210-150 | AS4510-150 | AS4710-150 | AS5010-150 | AS5210-150 | AS5510-150 | AS5710-150 | AS6010-150 | AS6210-150 | AS6510-150 | AS6710-150 | AS7010-150 |
| AS4011-150          | AS4211-150 | AS4511-150 | AS4711-150 | AS5011-150 | AS5211-150 | AS5511-150 | AS5711-150 | AS6011-150 | AS6211-150 | AS6511-150 | AS6711-150 | AS7011-150 |
| AS4012-150          | AS4212-150 | AS4512-150 | AS4712-150 | AS5012-150 | AS5212-150 | AS5512-150 | AS5712-150 | AS6012-150 | AS6212-150 | AS6512-150 | AS6712-150 | AS7012-150 |
| AS4013-150          | AS4213-150 | AS4513-150 | AS4713-150 | AS5013-150 | AS5213-150 | AS5513-150 | AS5713-150 | AS6013-150 | AS6213-150 | AS6513-150 | AS6713-150 | AS7013-150 |
| AS4014-150          | AS4214-150 | AS4514-150 | AS4714-150 | AS5014-150 | AS5214-150 | AS5514-150 | AS5714-150 | AS6014-150 | AS6214-150 | AS6514-150 | AS6714-150 | AS7014-150 |
| AS4015-150          | AS4215-150 | AS4515-150 | AS4715-150 | AS5015-150 | AS5215-150 | AS5515-150 | AS5715-150 | AS6015-150 | AS6215-150 | AS6515-150 | AS6715-150 | AS7015-150 |
| AS4016-150          | AS4216-150 | AS4516-150 | AS4716-150 | AS5016-150 | AS5216-150 | AS5516-150 | AS5716-150 | AS6016-150 | AS6216-150 | AS6516-150 | AS6716-150 | AS7016-150 |
| AS4017-150          | AS4217-150 | AS4517-150 | AS4717-150 | AS5017-150 | AS5217-150 | AS5517-150 | AS5717-150 | AS6017-150 | AS6217-150 | AS6517-150 | AS6717-150 | AS7017-150 |
| AS4018-150          | AS4218-150 | AS4518-150 | AS4718-150 | AS5018-150 | AS5218-150 | AS5518-150 | AS5718-150 | AS6018-150 | AS6218-150 | AS6518-150 | AS6718-150 | AS7018-150 |
| AS4019-150          | AS4219-150 | AS4519-150 | AS4719-150 | AS5019-150 | AS5219-150 | AS5519-150 | AS5719-150 | AS6019-150 | AS6219-150 | AS6519-150 | AS6719-150 | AS7019-150 |
| AS4020-150          | AS4220-150 | AS4520-150 | AS4720-150 | AS5020-150 | AS5220-150 | AS5520-150 | AS5720-150 | AS6020-150 | AS6220-150 | AS6520-150 | AS6720-150 | AS7020-150 |
| AS4021-150          | AS4221-150 | AS4521-150 | AS4721-150 | AS5021-150 | AS5221-150 | AS5521-150 | AS5721-150 | AS6021-150 | AS6221-150 | AS6521-150 | AS6721-150 | AS7021-150 |
| AS4022-150          | AS4222-150 | AS4522-150 | AS4722-150 | AS5022-150 | AS5222-150 | AS5522-150 | AS5722-150 | AS6022-150 | AS6222-150 | AS6522-150 | AS6722-150 | AS7022-150 |
| AS4023-150          | AS4223-150 | AS4523-150 | AS4723-150 | AS5023-150 | AS5223-150 | AS5523-150 | AS5723-150 | AS6023-150 | AS6223-150 | AS6523-150 | AS6723-150 | AS7023-150 |
| AS4024-150          | AS4224-150 | AS4524-150 | AS4724-150 | AS5024-150 | AS5224-150 | AS5524-150 | AS5724-150 | AS6024-150 | AS6224-150 | AS6524-150 | AS6724-150 | AS7024-150 |
| AS4025-150          | AS4225-150 | AS4525-150 | AS4725-150 | AS5025-150 | AS5225-150 | AS5525-150 | AS5725-150 | AS6025-150 | AS6225-150 | AS6525-150 | AS6725-150 | AS7025-150 |
| AS4026-150          | AS4226-150 | AS4526-150 | AS4726-150 | AS5026-150 | AS5226-150 | AS5526-150 | AS5726-150 | AS6026-150 | AS6226-150 | AS6526-150 | AS6726-150 | AS7026-150 |
| AS4027-150          | AS4227-150 | AS4527-150 | AS4727-150 | AS5027-150 | AS5227-150 | AS5527-150 | AS5727-150 | AS6027-150 | AS6227-150 | AS6527-150 | AS6727-150 | AS7027-150 |
| AS4028-150          | AS4228-150 | AS4528-150 | AS4728-150 | AS5028-150 | AS5228-150 | AS5528-150 | AS5728-150 | AS6028-150 | AS6228-150 | AS6528-150 | AS6728-150 | AS7028-150 |
| AS4029-150          | AS4229-150 | AS4529-150 | AS4729-150 | AS5029-150 | AS5229-150 | AS5529-150 | AS5729-150 | AS6029-150 | AS6229-150 | AS6529-150 | AS6729-150 | AS7029-150 |
| AS4030-150          | AS4230-150 | AS4530-150 | AS4730-150 | AS5030-150 | AS5230-150 | AS5530-150 | AS5730-150 | AS6030-150 | AS6230-150 | AS6530-150 | AS6730-150 | AS7030-150 |
| AS4031-150          | AS4231-150 | AS4531-150 | AS4731-150 | AS5031-150 | AS5231-150 | AS5531-150 | AS5731-150 | AS6031-150 | AS6231-150 | AS6531-150 | AS6731-150 | AS7031-150 |
| AS4032-150          | AS4232-150 | AS4532-150 | AS4732-150 | AS5032-150 | AS5232-150 | AS5532-150 | AS5732-150 | AS6032-150 | AS6232-150 | AS6532-150 | AS6732-150 | AS7032-150 |
| AS4033-150          | AS4233-150 | AS4533-150 | AS4733-150 | AS5033-150 | AS5233-150 | AS5533-150 | AS5733-150 | AS6033-150 | AS6233-150 | AS6533-150 | AS6733-150 | AS7033-150 |
| AS4034-150          | AS4234-150 | AS4534-150 | AS4734-150 | AS5034-150 | AS5234-150 | AS5534-150 | AS5734-150 | AS6034-150 | AS6234-150 | AS6534-150 | AS6734-150 | AS7034-150 |
| AS4035-150          | AS4235-150 | AS4535-150 | AS4735-150 | AS5035-150 | AS5235-150 | AS5535-150 | AS5735-150 | AS6035-150 | AS6235-150 | AS6535-150 | AS6735-150 | AS7035-150 |
| AS4036-150          | AS4236-150 | AS4536-150 | AS4736-150 | AS5036-150 | AS5236-150 | AS5536-150 | AS5736-150 | AS6036-150 | AS6236-150 | AS6536-150 | AS6736-150 | AS7036-150 |
| AS4037-150          | AS4237-150 | AS4537-150 | AS4737-150 | AS5037-150 | AS5237-150 | AS5537-150 | AS5737-150 | AS6037-150 | AS6237-150 | AS6537-150 | AS6737-150 | AS7037-150 |
| AS4038-150          | AS4238-150 | AS4538-150 | AS4738-150 | AS5038-150 | AS5238-150 | AS5538-150 | AS5738-150 | AS6038-150 | AS6238-150 | AS6538-150 | AS6738-150 | AS7038-150 |
| AS4039-150          | AS4239-150 | AS4539-150 | AS4739-150 | AS5039-150 | AS5239-150 | AS5539-150 | AS5739-150 | AS6039-150 | AS6239-150 | AS6539-150 | AS6739-150 | AS7039-150 |
| AS4040-150          | AS4240-150 | AS4540-150 | AS4740-150 | AS5040-150 | AS5240-150 | AS5540-150 | AS5740-150 | AS6040-150 | AS6240-150 | AS6540-150 | AS6740-150 | AS7040-150 |
| AS4041-150          | AS4241-150 | AS4541-150 | AS4741-150 | AS5041-150 | AS5241-150 | AS5541-150 | AS5741-150 | AS6041-150 | AS6241-150 | AS6541-150 | AS6741-150 | AS7041-150 |
| AS4042-150          | AS4242-150 | AS4542-150 | AS4742-150 | AS5042-150 | AS5242-150 | AS5542-150 | AS5742-150 | AS6042-150 | AS6242-150 | AS6542-150 | AS6742-150 | AS7042-150 |

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций.  
Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.




# АКСИОМА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр баллона                      | от 1.25 до 7.00 мм с шагом 0.25 мм                                         |
| Длина баллона                        | от 5 до 40 мм с шагом 1 мм                                                 |
| Эффективная длина катетера           | 140; 141; 148; 150 см                                                      |
| Система доставки                     | Rx (монорельсовая)                                                         |
| Материал баллона                     | Nylon                                                                      |
| Диаметр дистальной части shaft       | 0.85 мм / 2.55 Fr (Ø 1.25 мм);<br>0.89 мм / 2.67 Fr (Ø 1.50-7.00 мм).      |
| Диаметр проксимальной части shaft    | 0.61 мм / 1.83 Fr (Ø 1.25-1.75 мм).<br>0.67 мм / 2.01 Fr (Ø 2.00-7.00 мм). |
| Расчетное номинальное давление (NOM) | 12 атм.                                                                    |
| Расчетное давление разрыва (RBP)     | 22 атм.                                                                    |
| Рентгенконтрастные маркеры           | Наличие                                                                    |
| Маркеры глубины                      | Наличие                                                                    |
| Гидрофильное покрытие                | Наличие                                                                    |
| Силиконовое покрытие                 | Наличие                                                                    |
| Диаметр совместимого проводника      | Макс. 0.014"                                                               |
| Диаметр совместимого катетера        | Мин. 5 Fr / 6 Fr (техника "kissing")                                       |



# АКСИОМА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

*Эффективная длина катетера 140 см*

| ДЛИНА, ММ | ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | 1.25                | 1.50   | 1.75   | 2.00   | 2.25   | 2.50   | 2.75   | 3.00   | 3.25   | 3.50   | 3.75   |
| 5         | AN1205              | AN1505 | AN1705 | AN2005 | AN2205 | AN2505 | AN2705 | AN3005 | AN3205 | AN3505 | AN3705 |
| 6         | AN1206              | AN1506 | AN1706 | AN2006 | AN2206 | AN2506 | AN2706 | AN3006 | AN3206 | AN3506 | AN3706 |
| 7         | AN1207              | AN1507 | AN1707 | AN2007 | AN2207 | AN2507 | AN2707 | AN3007 | AN3207 | AN3507 | AN3707 |
| 8         | AN1208              | AN1508 | AN1708 | AN2008 | AN2208 | AN2508 | AN2708 | AN3008 | AN3208 | AN3508 | AN3708 |
| 9         | AN1209              | AN1509 | AN1709 | AN2009 | AN2209 | AN2509 | AN2709 | AN3009 | AN3209 | AN3509 | AN3709 |
| 10        | AN1210              | AN1510 | AN1710 | AN2010 | AN2210 | AN2510 | AN2710 | AN3010 | AN3210 | AN3510 | AN3710 |
| 11        | AN1211              | AN1511 | AN1711 | AN2011 | AN2211 | AN2511 | AN2711 | AN3011 | AN3211 | AN3511 | AN3711 |
| 12        | AN1212              | AN1512 | AN1712 | AN2012 | AN2212 | AN2512 | AN2712 | AN3012 | AN3212 | AN3512 | AN3712 |
| 13        | AN1213              | AN1513 | AN1713 | AN2013 | AN2213 | AN2513 | AN2713 | AN3013 | AN3213 | AN3513 | AN3713 |
| 14        | AN1214              | AN1514 | AN1714 | AN2014 | AN2214 | AN2514 | AN2714 | AN3014 | AN3214 | AN3514 | AN3714 |
| 15        | AN1215              | AN1515 | AN1715 | AN2015 | AN2215 | AN2515 | AN2715 | AN3015 | AN3215 | AN3515 | AN3715 |
| 16        | AN1216              | AN1516 | AN1716 | AN2016 | AN2216 | AN2516 | AN2716 | AN3016 | AN3216 | AN3516 | AN3716 |
| 17        | AN1217              | AN1517 | AN1717 | AN2017 | AN2217 | AN2517 | AN2717 | AN3017 | AN3217 | AN3517 | AN3717 |
| 18        | AN1218              | AN1518 | AN1718 | AN2018 | AN2218 | AN2518 | AN2718 | AN3018 | AN3218 | AN3518 | AN3718 |
| 19        | AN1219              | AN1519 | AN1719 | AN2019 | AN2219 | AN2519 | AN2719 | AN3019 | AN3219 | AN3519 | AN3719 |
| 20        | AN1220              | AN1520 | AN1720 | AN2020 | AN2220 | AN2520 | AN2720 | AN3020 | AN3220 | AN3520 | AN3720 |
| 21        | AN1221              | AN1521 | AN1721 | AN2021 | AN2221 | AN2521 | AN2721 | AN3021 | AN3221 | AN3521 | AN3721 |
| 22        | AN1222              | AN1522 | AN1722 | AN2022 | AN2222 | AN2522 | AN2722 | AN3022 | AN3222 | AN3522 | AN3722 |
| 23        | AN1223              | AN1523 | AN1723 | AN2023 | AN2223 | AN2523 | AN2723 | AN3023 | AN3223 | AN3523 | AN3723 |
| 24        | AN1224              | AN1524 | AN1724 | AN2024 | AN2224 | AN2524 | AN2724 | AN3024 | AN3224 | AN3524 | AN3724 |
| 25        | AN1225              | AN1525 | AN1725 | AN2025 | AN2225 | AN2525 | AN2725 | AN3025 | AN3225 | AN3525 | AN3725 |
| 26        | AN1226              | AN1526 | AN1726 | AN2026 | AN2226 | AN2526 | AN2726 | AN3026 | AN3226 | AN3526 | AN3726 |
| 27        | AN1227              | AN1527 | AN1727 | AN2027 | AN2227 | AN2527 | AN2727 | AN3027 | AN3227 | AN3527 | AN3727 |
| 28        | AN1228              | AN1528 | AN1728 | AN2028 | AN2228 | AN2528 | AN2728 | AN3028 | AN3228 | AN3528 | AN3728 |
| 29        | AN1229              | AN1529 | AN1729 | AN2029 | AN2229 | AN2529 | AN2729 | AN3029 | AN3229 | AN3529 | AN3729 |
| 30        | AN1230              | AN1530 | AN1730 | AN2030 | AN2230 | AN2530 | AN2730 | AN3030 | AN3230 | AN3530 | AN3730 |
| 31        | AN1231              | AN1531 | AN1731 | AN2031 | AN2231 | AN2531 | AN2731 | AN3031 | AN3231 | AN3531 | AN3731 |
| 32        | AN1232              | AN1532 | AN1732 | AN2032 | AN2232 | AN2532 | AN2732 | AN3032 | AN3232 | AN3532 | AN3732 |
| 33        | AN1233              | AN1533 | AN1733 | AN2033 | AN2233 | AN2533 | AN2733 | AN3033 | AN3233 | AN3533 | AN3733 |
| 34        | AN1234              | AN1534 | AN1734 | AN2034 | AN2234 | AN2534 | AN2734 | AN3034 | AN3234 | AN3534 | AN3734 |
| 35        | AN1235              | AN1535 | AN1735 | AN2035 | AN2235 | AN2535 | AN2735 | AN3035 | AN3235 | AN3535 | AN3735 |
| 36        | AN1236              | AN1536 | AN1736 | AN2036 | AN2236 | AN2536 | AN2736 | AN3036 | AN3236 | AN3536 | AN3736 |
| 37        | AN1237              | AN1537 | AN1737 | AN2037 | AN2237 | AN2537 | AN2737 | AN3037 | AN3237 | AN3537 | AN3737 |
| 38        | AN1238              | AN1538 | AN1738 | AN2038 | AN2238 | AN2538 | AN2738 | AN3038 | AN3238 | AN3538 | AN3738 |
| 39        | AN1239              | AN1539 | AN1739 | AN2039 | AN2239 | AN2539 | AN2739 | AN3039 | AN3239 | AN3539 | AN3739 |
| 40        | AN1240              | AN1540 | AN1740 | AN2040 | AN2240 | AN2540 | AN2740 | AN3040 | AN3240 | AN3540 | AN3740 |

AN1510 >

A

Название  
продукта

N

Некомплаентный  
баллон

15

Диаметр  
баллона

10

Длина  
баллона

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

*Эффективная длина катетера 140 см***АКСИОМА® NC**КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

| ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4.00                | 4.25   | 4.50   | 4.75   | 5.00   | 5.25   | 5.50   | 5.75   | 6.00   | 6.25   | 6.50   | 6.75   | 7.00   |
| AN4005              | AN4205 | AN4505 | AN4705 | AN5005 | AN5205 | AN5505 | AN5705 | AN6005 | AN6205 | AN6505 | AN6705 | AN7005 |
| AN4006              | AN4206 | AN4506 | AN4706 | AN5006 | AN5206 | AN5506 | AN5706 | AN6006 | AN6206 | AN6506 | AN6706 | AN7006 |
| AN4007              | AN4207 | AN4507 | AN4707 | AN5007 | AN5207 | AN5507 | AN5707 | AN6007 | AN6207 | AN6507 | AN6707 | AN7007 |
| AN4008              | AN4208 | AN4508 | AN4708 | AN5008 | AN5208 | AN5508 | AN5708 | AN6008 | AN6208 | AN6508 | AN6708 | AN7008 |
| AN4009              | AN4209 | AN4509 | AN4709 | AN5009 | AN5209 | AN5509 | AN5709 | AN6009 | AN6209 | AN6509 | AN6709 | AN7009 |
| AN4010              | AN4210 | AN4510 | AN4710 | AN5010 | AN5210 | AN5510 | AN5710 | AN6010 | AN6210 | AN6510 | AN6710 | AN7010 |
| AN4011              | AN4211 | AN4511 | AN4711 | AN5011 | AN5211 | AN5511 | AN5711 | AN6011 | AN6211 | AN6511 | AN6711 | AN7011 |
| AN4012              | AN4212 | AN4512 | AN4712 | AN5012 | AN5212 | AN5512 | AN5712 | AN6012 | AN6212 | AN6512 | AN6712 | AN7012 |
| AN4013              | AN4213 | AN4513 | AN4713 | AN5013 | AN5213 | AN5513 | AN5713 | AN6013 | AN6213 | AN6513 | AN6713 | AN7013 |
| AN4014              | AN4214 | AN4514 | AN4714 | AN5014 | AN5214 | AN5514 | AN5714 | AN6014 | AN6214 | AN6514 | AN6714 | AN7014 |
| AN4015              | AN4215 | AN4515 | AN4715 | AN5015 | AN5215 | AN5515 | AN5715 | AN6015 | AN6215 | AN6515 | AN6715 | AN7015 |
| AN4016              | AN4216 | AN4516 | AN4716 | AN5016 | AN5216 | AN5516 | AN5716 | AN6016 | AN6216 | AN6516 | AN6716 | AN7016 |
| AN4017              | AN4217 | AN4517 | AN4717 | AN5017 | AN5217 | AN5517 | AN5717 | AN6017 | AN6217 | AN6517 | AN6717 | AN7017 |
| AN4018              | AN4218 | AN4518 | AN4718 | AN5018 | AN5218 | AN5518 | AN5718 | AN6018 | AN6218 | AN6518 | AN6718 | AN7018 |
| AN4019              | AN4219 | AN4519 | AN4719 | AN5019 | AN5219 | AN5519 | AN5719 | AN6019 | AN6219 | AN6519 | AN6719 | AN7019 |
| AN4020              | AN4220 | AN4520 | AN4720 | AN5020 | AN5220 | AN5520 | AN5720 | AN6020 | AN6220 | AN6520 | AN6720 | AN7020 |
| AN4021              | AN4221 | AN4521 | AN4721 | AN5021 | AN5221 | AN5521 | AN5721 | AN6021 | AN6221 | AN6521 | AN6721 | AN7021 |
| AN4022              | AN4222 | AN4522 | AN4722 | AN5022 | AN5222 | AN5522 | AN5722 | AN6022 | AN6222 | AN6522 | AN6722 | AN7022 |
| AN4023              | AN4223 | AN4523 | AN4723 | AN5023 | AN5223 | AN5523 | AN5723 | AN6023 | AN6223 | AN6523 | AN6723 | AN7023 |
| AN4024              | AN4224 | AN4524 | AN4724 | AN5024 | AN5224 | AN5524 | AN5724 | AN6024 | AN6224 | AN6524 | AN6724 | AN7024 |
| AN4025              | AN4225 | AN4525 | AN4725 | AN5025 | AN5225 | AN5525 | AN5725 | AN6025 | AN6225 | AN6525 | AN6725 | AN7025 |
| AN4026              | AN4226 | AN4526 | AN4726 | AN5026 | AN5226 | AN5526 | AN5726 | AN6026 | AN6226 | AN6526 | AN6726 | AN7026 |
| AN4027              | AN4227 | AN4527 | AN4727 | AN5027 | AN5227 | AN5527 | AN5727 | AN6027 | AN6227 | AN6527 | AN6727 | AN7027 |
| AN4028              | AN4228 | AN4528 | AN4728 | AN5028 | AN5228 | AN5528 | AN5728 | AN6028 | AN6228 | AN6528 | AN6728 | AN7028 |
| AN4029              | AN4229 | AN4529 | AN4729 | AN5029 | AN5229 | AN5529 | AN5729 | AN6029 | AN6229 | AN6529 | AN6729 | AN7029 |
| AN4030              | AN4230 | AN4530 | AN4730 | AN5030 | AN5230 | AN5530 | AN5730 | AN6030 | AN6230 | AN6530 | AN6730 | AN7030 |
| AN4031              | AN4231 | AN4531 | AN4731 | AN5031 | AN5231 | AN5531 | AN5731 | AN6031 | AN6231 | AN6531 | AN6731 | AN7031 |
| AN4032              | AN4232 | AN4532 | AN4732 | AN5032 | AN5232 | AN5532 | AN5732 | AN6032 | AN6232 | AN6532 | AN6732 | AN7032 |
| AN4033              | AN4233 | AN4533 | AN4733 | AN5033 | AN5233 | AN5533 | AN5733 | AN6033 | AN6233 | AN6533 | AN6733 | AN7033 |
| AN4034              | AN4234 | AN4534 | AN4734 | AN5034 | AN5234 | AN5534 | AN5734 | AN6034 | AN6234 | AN6534 | AN6734 | AN7034 |
| AN4035              | AN4235 | AN4535 | AN4735 | AN5035 | AN5235 | AN5535 | AN5735 | AN6035 | AN6235 | AN6535 | AN6735 | AN7035 |
| AN4036              | AN4236 | AN4536 | AN4736 | AN5036 | AN5236 | AN5536 | AN5736 | AN6036 | AN6236 | AN6536 | AN6736 | AN7036 |
| AN4037              | AN4237 | AN4537 | AN4737 | AN5037 | AN5237 | AN5537 | AN5737 | AN6037 | AN6237 | AN6537 | AN6737 | AN7037 |
| AN4038              | AN4238 | AN4538 | AN4738 | AN5038 | AN5238 | AN5538 | AN5738 | AN6038 | AN6238 | AN6538 | AN6738 | AN7038 |
| AN4039              | AN4239 | AN4539 | AN4739 | AN5039 | AN5239 | AN5539 | AN5739 | AN6039 | AN6239 | AN6539 | AN6739 | AN7039 |
| AN4040              | AN4240 | AN4540 | AN4740 | AN5040 | AN5240 | AN5540 | AN5740 | AN6040 | AN6240 | AN6540 | AN6740 | AN7040 |

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций.  
Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.

# АКСИОМА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

*Эффективная длина катетера 141 см*

| ДЛИНА, ММ | ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           | 1.25                | 1.50       | 1.75       | 2.00       | 2.25       | 2.50       | 2.75       | 3.00       | 3.25       | 3.50       | 3.75       |
| 5         | AN1205-141          | AN1505-141 | AN1705-141 | AN2005-141 | AN2205-141 | AN2505-141 | AN2705-141 | AN3005-141 | AN3205-141 | AN3505-141 | AN3705-141 |
| 6         | AN1206-141          | AN1506-141 | AN1706-141 | AN2006-141 | AN2206-141 | AN2506-141 | AN2706-141 | AN3006-141 | AN3206-141 | AN3506-141 | AN3706-141 |
| 7         | AN1207-141          | AN1507-141 | AN1707-141 | AN2007-141 | AN2207-141 | AN2507-141 | AN2707-141 | AN3007-141 | AN3207-141 | AN3507-141 | AN3707-141 |
| 8         | AN1208-141          | AN1508-141 | AN1708-141 | AN2008-141 | AN2208-141 | AN2508-141 | AN2708-141 | AN3008-141 | AN3208-141 | AN3508-141 | AN3708-141 |
| 9         | AN1209-141          | AN1509-141 | AN1709-141 | AN2009-141 | AN2209-141 | AN2509-141 | AN2709-141 | AN3009-141 | AN3209-141 | AN3509-141 | AN3709-141 |
| 10        | AN1210-141          | AN1510-141 | AN1710-141 | AN2010-141 | AN2210-141 | AN2510-141 | AN2710-141 | AN3010-141 | AN3210-141 | AN3510-141 | AN3710-141 |
| 11        | AN1211-141          | AN1511-141 | AN1711-141 | AN2011-141 | AN2211-141 | AN2511-141 | AN2711-141 | AN3011-141 | AN3211-141 | AN3511-141 | AN3711-141 |
| 12        | AN1212-141          | AN1512-141 | AN1712-141 | AN2012-141 | AN2212-141 | AN2512-141 | AN2712-141 | AN3012-141 | AN3212-141 | AN3512-141 | AN3712-141 |
| 13        | AN1213-141          | AN1513-141 | AN1713-141 | AN2013-141 | AN2213-141 | AN2513-141 | AN2713-141 | AN3013-141 | AN3213-141 | AN3513-141 | AN3713-141 |
| 14        | AN1214-141          | AN1514-141 | AN1714-141 | AN2014-141 | AN2214-141 | AN2514-141 | AN2714-141 | AN3014-141 | AN3214-141 | AN3514-141 | AN3714-141 |
| 15        | AN1215-141          | AN1515-141 | AN1715-141 | AN2015-141 | AN2215-141 | AN2515-141 | AN2715-141 | AN3015-141 | AN3215-141 | AN3515-141 | AN3715-141 |
| 16        | AN1216-141          | AN1516-141 | AN1716-141 | AN2016-141 | AN2216-141 | AN2516-141 | AN2716-141 | AN3016-141 | AN3216-141 | AN3516-141 | AN3716-141 |
| 17        | AN1217-141          | AN1517-141 | AN1717-141 | AN2017-141 | AN2217-141 | AN2517-141 | AN2717-141 | AN3017-141 | AN3217-141 | AN3517-141 | AN3717-141 |
| 18        | AN1218-141          | AN1518-141 | AN1718-141 | AN2018-141 | AN2218-141 | AN2518-141 | AN2718-141 | AN3018-141 | AN3218-141 | AN3518-141 | AN3718-141 |
| 19        | AN1219-141          | AN1519-141 | AN1719-141 | AN2019-141 | AN2219-141 | AN2519-141 | AN2719-141 | AN3019-141 | AN3219-141 | AN3519-141 | AN3719-141 |
| 20        | AN1220-141          | AN1520-141 | AN1720-141 | AN2020-141 | AN2220-141 | AN2520-141 | AN2720-141 | AN3020-141 | AN3220-141 | AN3520-141 | AN3720-141 |
| 21        | AN1221-141          | AN1521-141 | AN1721-141 | AN2021-141 | AN2221-141 | AN2521-141 | AN2721-141 | AN3021-141 | AN3221-141 | AN3521-141 | AN3721-141 |
| 22        | AN1222-141          | AN1522-141 | AN1722-141 | AN2022-141 | AN2222-141 | AN2522-141 | AN2722-141 | AN3022-141 | AN3222-141 | AN3522-141 | AN3722-141 |
| 23        | AN1223-141          | AN1523-141 | AN1723-141 | AN2023-141 | AN2223-141 | AN2523-141 | AN2723-141 | AN3023-141 | AN3223-141 | AN3523-141 | AN3723-141 |
| 24        | AN1224-141          | AN1524-141 | AN1724-141 | AN2024-141 | AN2224-141 | AN2524-141 | AN2724-141 | AN3024-141 | AN3224-141 | AN3524-141 | AN3724-141 |
| 25        | AN1225-141          | AN1525-141 | AN1725-141 | AN2025-141 | AN2225-141 | AN2525-141 | AN2725-141 | AN3025-141 | AN3225-141 | AN3525-141 | AN3725-141 |
| 26        | AN1226-141          | AN1526-141 | AN1726-141 | AN2026-141 | AN2226-141 | AN2526-141 | AN2726-141 | AN3026-141 | AN3226-141 | AN3526-141 | AN3726-141 |
| 27        | AN1227-141          | AN1527-141 | AN1727-141 | AN2027-141 | AN2227-141 | AN2527-141 | AN2727-141 | AN3027-141 | AN3227-141 | AN3527-141 | AN3727-141 |
| 28        | AN1228-141          | AN1528-141 | AN1728-141 | AN2028-141 | AN2228-141 | AN2528-141 | AN2728-141 | AN3028-141 | AN3228-141 | AN3528-141 | AN3728-141 |
| 29        | AN1229-141          | AN1529-141 | AN1729-141 | AN2029-141 | AN2229-141 | AN2529-141 | AN2729-141 | AN3029-141 | AN3229-141 | AN3529-141 | AN3729-141 |
| 30        | AN1230-141          | AN1530-141 | AN1730-141 | AN2030-141 | AN2230-141 | AN2530-141 | AN2730-141 | AN3030-141 | AN3230-141 | AN3530-141 | AN3730-141 |
| 31        | AN1231-141          | AN1531-141 | AN1731-141 | AN2031-141 | AN2231-141 | AN2531-141 | AN2731-141 | AN3031-141 | AN3231-141 | AN3531-141 | AN3731-141 |
| 32        | AN1232-141          | AN1532-141 | AN1732-141 | AN2032-141 | AN2232-141 | AN2532-141 | AN2732-141 | AN3032-141 | AN3232-141 | AN3532-141 | AN3732-141 |
| 33        | AN1233-141          | AN1533-141 | AN1733-141 | AN2033-141 | AN2233-141 | AN2533-141 | AN2733-141 | AN3033-141 | AN3233-141 | AN3533-141 | AN3733-141 |
| 34        | AN1234-141          | AN1534-141 | AN1734-141 | AN2034-141 | AN2234-141 | AN2534-141 | AN2734-141 | AN3034-141 | AN3234-141 | AN3534-141 | AN3734-141 |
| 35        | AN1235-141          | AN1535-141 | AN1735-141 | AN2035-141 | AN2235-141 | AN2535-141 | AN2735-141 | AN3035-141 | AN3235-141 | AN3535-141 | AN3735-141 |
| 36        | AN1236-141          | AN1536-141 | AN1736-141 | AN2036-141 | AN2236-141 | AN2536-141 | AN2736-141 | AN3036-141 | AN3236-141 | AN3536-141 | AN3736-141 |
| 37        | AN1237-141          | AN1537-141 | AN1737-141 | AN2037-141 | AN2237-141 | AN2537-141 | AN2737-141 | AN3037-141 | AN3237-141 | AN3537-141 | AN3737-141 |
| 38        | AN1238-141          | AN1538-141 | AN1738-141 | AN2038-141 | AN2238-141 | AN2538-141 | AN2738-141 | AN3038-141 | AN3238-141 | AN3538-141 | AN3738-141 |
| 39        | AN1239-141          | AN1539-141 | AN1739-141 | AN2039-141 | AN2239-141 | AN2539-141 | AN2739-141 | AN3039-141 | AN3239-141 | AN3539-141 | AN3739-141 |
| 40        | AN1240-141          | AN1540-141 | AN1740-141 | AN2040-141 | AN2240-141 | AN2540-141 | AN2740-141 | AN3040-141 | AN3240-141 | AN3540-141 | AN3740-141 |

AN1510-141 >

A

Название  
продукта

N

Некомплаентный  
баллон

15

Диаметр  
баллона

10

Длина  
баллона

141

Эффективная  
длина катетера

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

*Эффективная длина катетера 141 см***АКСИОМА® NS**КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

| ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.00                | 4.25       | 4.50       | 4.75       | 5.00       | 5.25       | 5.50       | 5.75       | 6.00       | 6.25       | 6.50       | 6.75       | 7.00       |
| AN4005-141          | AN4205-141 | AN4505-141 | AN4705-141 | AN5005-141 | AN5205-141 | AN5505-141 | AN5705-141 | AN6005-141 | AN6205-141 | AN6505-141 | AN6705-141 | AN7005-141 |
| AN4006-141          | AN4206-141 | AN4506-141 | AN4706-141 | AN5006-141 | AN5206-141 | AN5506-141 | AN5706-141 | AN6006-141 | AN6206-141 | AN6506-141 | AN6706-141 | AN7006-141 |
| AN4007-141          | AN4207-141 | AN4507-141 | AN4707-141 | AN5007-141 | AN5207-141 | AN5507-141 | AN5707-141 | AN6007-141 | AN6207-141 | AN6507-141 | AN6707-141 | AN7007-141 |
| AN4008-141          | AN4208-141 | AN4508-141 | AN4708-141 | AN5008-141 | AN5208-141 | AN5508-141 | AN5708-141 | AN6008-141 | AN6208-141 | AN6508-141 | AN6708-141 | AN7008-141 |
| AN4009-141          | AN4209-141 | AN4509-141 | AN4709-141 | AN5009-141 | AN5209-141 | AN5509-141 | AN5709-141 | AN6009-141 | AN6209-141 | AN6509-141 | AN6709-141 | AN7009-141 |
| AN4010-141          | AN4210-141 | AN4510-141 | AN4710-141 | AN5010-141 | AN5210-141 | AN5510-141 | AN5710-141 | AN6010-141 | AN6210-141 | AN6510-141 | AN6710-141 | AN7010-141 |
| AN4011-141          | AN4211-141 | AN4511-141 | AN4711-141 | AN5011-141 | AN5211-141 | AN5511-141 | AN5711-141 | AN6011-141 | AN6211-141 | AN6511-141 | AN6711-141 | AN7011-141 |
| AN4012-141          | AN4212-141 | AN4512-141 | AN4712-141 | AN5012-141 | AN5212-141 | AN5512-141 | AN5712-141 | AN6012-141 | AN6212-141 | AN6512-141 | AN6712-141 | AN7012-141 |
| AN4013-141          | AN4213-141 | AN4513-141 | AN4713-141 | AN5013-141 | AN5213-141 | AN5513-141 | AN5713-141 | AN6013-141 | AN6213-141 | AN6513-141 | AN6713-141 | AN7013-141 |
| AN4014-141          | AN4214-141 | AN4514-141 | AN4714-141 | AN5014-141 | AN5214-141 | AN5514-141 | AN5714-141 | AN6014-141 | AN6214-141 | AN6514-141 | AN6714-141 | AN7014-141 |
| AN4015-141          | AN4215-141 | AN4515-141 | AN4715-141 | AN5015-141 | AN5215-141 | AN5515-141 | AN5715-141 | AN6015-141 | AN6215-141 | AN6515-141 | AN6715-141 | AN7015-141 |
| AN4016-141          | AN4216-141 | AN4516-141 | AN4716-141 | AN5016-141 | AN5216-141 | AN5516-141 | AN5716-141 | AN6016-141 | AN6216-141 | AN6516-141 | AN6716-141 | AN7016-141 |
| AN4017-141          | AN4217-141 | AN4517-141 | AN4717-141 | AN5017-141 | AN5217-141 | AN5517-141 | AN5717-141 | AN6017-141 | AN6217-141 | AN6517-141 | AN6717-141 | AN7017-141 |
| AN4018-141          | AN4218-141 | AN4518-141 | AN4718-141 | AN5018-141 | AN5218-141 | AN5518-141 | AN5718-141 | AN6018-141 | AN6218-141 | AN6518-141 | AN6718-141 | AN7018-141 |
| AN4019-141          | AN4219-141 | AN4519-141 | AN4719-141 | AN5019-141 | AN5219-141 | AN5519-141 | AN5719-141 | AN6019-141 | AN6219-141 | AN6519-141 | AN6719-141 | AN7019-141 |
| AN4020-141          | AN4220-141 | AN4520-141 | AN4720-141 | AN5020-141 | AN5220-141 | AN5520-141 | AN5720-141 | AN6020-141 | AN6220-141 | AN6520-141 | AN6720-141 | AN7020-141 |
| AN4021-141          | AN4221-141 | AN4521-141 | AN4721-141 | AN5021-141 | AN5221-141 | AN5521-141 | AN5721-141 | AN6021-141 | AN6221-141 | AN6521-141 | AN6721-141 | AN7021-141 |
| AN4022-141          | AN4222-141 | AN4522-141 | AN4722-141 | AN5022-141 | AN5222-141 | AN5522-141 | AN5722-141 | AN6022-141 | AN6222-141 | AN6522-141 | AN6722-141 | AN7022-141 |
| AN4023-141          | AN4223-141 | AN4523-141 | AN4723-141 | AN5023-141 | AN5223-141 | AN5523-141 | AN5723-141 | AN6023-141 | AN6223-141 | AN6523-141 | AN6723-141 | AN7023-141 |
| AN4024-141          | AN4224-141 | AN4524-141 | AN4724-141 | AN5024-141 | AN5224-141 | AN5524-141 | AN5724-141 | AN6024-141 | AN6224-141 | AN6524-141 | AN6724-141 | AN7024-141 |
| AN4025-141          | AN4225-141 | AN4525-141 | AN4725-141 | AN5025-141 | AN5225-141 | AN5525-141 | AN5725-141 | AN6025-141 | AN6225-141 | AN6525-141 | AN6725-141 | AN7025-141 |
| AN4026-141          | AN4226-141 | AN4526-141 | AN4726-141 | AN5026-141 | AN5226-141 | AN5526-141 | AN5726-141 | AN6026-141 | AN6226-141 | AN6526-141 | AN6726-141 | AN7026-141 |
| AN4027-141          | AN4227-141 | AN4527-141 | AN4727-141 | AN5027-141 | AN5227-141 | AN5527-141 | AN5727-141 | AN6027-141 | AN6227-141 | AN6527-141 | AN6727-141 | AN7027-141 |
| AN4028-141          | AN4228-141 | AN4528-141 | AN4728-141 | AN5028-141 | AN5228-141 | AN5528-141 | AN5728-141 | AN6028-141 | AN6228-141 | AN6528-141 | AN6728-141 | AN7028-141 |
| AN4029-141          | AN4229-141 | AN4529-141 | AN4729-141 | AN5029-141 | AN5229-141 | AN5529-141 | AN5729-141 | AN6029-141 | AN6229-141 | AN6529-141 | AN6729-141 | AN7029-141 |
| AN4030-141          | AN4230-141 | AN4530-141 | AN4730-141 | AN5030-141 | AN5230-141 | AN5530-141 | AN5730-141 | AN6030-141 | AN6230-141 | AN6530-141 | AN6730-141 | AN7030-141 |
| AN4031-141          | AN4231-141 | AN4531-141 | AN4731-141 | AN5031-141 | AN5231-141 | AN5531-141 | AN5731-141 | AN6031-141 | AN6231-141 | AN6531-141 | AN6731-141 | AN7031-141 |
| AN4032-141          | AN4232-141 | AN4532-141 | AN4732-141 | AN5032-141 | AN5232-141 | AN5532-141 | AN5732-141 | AN6032-141 | AN6232-141 | AN6532-141 | AN6732-141 | AN7032-141 |
| AN4033-141          | AN4233-141 | AN4533-141 | AN4733-141 | AN5033-141 | AN5233-141 | AN5533-141 | AN5733-141 | AN6033-141 | AN6233-141 | AN6533-141 | AN6733-141 | AN7033-141 |
| AN4034-141          | AN4234-141 | AN4534-141 | AN4734-141 | AN5034-141 | AN5234-141 | AN5534-141 | AN5734-141 | AN6034-141 | AN6234-141 | AN6534-141 | AN6734-141 | AN7034-141 |
| AN4035-141          | AN4235-141 | AN4535-141 | AN4735-141 | AN5035-141 | AN5235-141 | AN5535-141 | AN5735-141 | AN6035-141 | AN6235-141 | AN6535-141 | AN6735-141 | AN7035-141 |
| AN4036-141          | AN4236-141 | AN4536-141 | AN4736-141 | AN5036-141 | AN5236-141 | AN5536-141 | AN5736-141 | AN6036-141 | AN6236-141 | AN6536-141 | AN6736-141 | AN7036-141 |
| AN4037-141          | AN4237-141 | AN4537-141 | AN4737-141 | AN5037-141 | AN5237-141 | AN5537-141 | AN5737-141 | AN6037-141 | AN6237-141 | AN6537-141 | AN6737-141 | AN7037-141 |
| AN4038-141          | AN4238-141 | AN4538-141 | AN4738-141 | AN5038-141 | AN5238-141 | AN5538-141 | AN5738-141 | AN6038-141 | AN6238-141 | AN6538-141 | AN6738-141 | AN7038-141 |
| AN4039-141          | AN4239-141 | AN4539-141 | AN4739-141 | AN5039-141 | AN5239-141 | AN5539-141 | AN5739-141 | AN6039-141 | AN6239-141 | AN6539-141 | AN6739-141 | AN7039-141 |
| AN4040-141          | AN4240-141 | AN4540-141 | AN4740-141 | AN5040-141 | AN5240-141 | AN5540-141 | AN5740-141 | AN6040-141 | AN6240-141 | AN6540-141 | AN6740-141 | AN7040-141 |

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций.  
Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.

# АКСИОМА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 148 см

| ДЛИНА, ММ | ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           | 1.25                | 1.50       | 1.75       | 2.00       | 2.25       | 2.50       | 2.75       | 3.00       | 3.25       | 3.50       | 3.75       |
| 5         | AN1205-148          | AN1505-148 | AN1705-148 | AN2005-148 | AN2205-148 | AN2505-148 | AN2705-148 | AN3005-148 | AN3205-148 | AN3505-148 | AN3705-148 |
| 6         | AN1206-148          | AN1506-148 | AN1706-148 | AN2006-148 | AN2206-148 | AN2506-148 | AN2706-148 | AN3006-148 | AN3206-148 | AN3506-148 | AN3706-148 |
| 7         | AN1207-148          | AN1507-148 | AN1707-148 | AN2007-148 | AN2207-148 | AN2507-148 | AN2707-148 | AN3007-148 | AN3207-148 | AN3507-148 | AN3707-148 |
| 8         | AN1208-148          | AN1508-148 | AN1708-148 | AN2008-148 | AN2208-148 | AN2508-148 | AN2708-148 | AN3008-148 | AN3208-148 | AN3508-148 | AN3708-148 |
| 9         | AN1209-148          | AN1509-148 | AN1709-148 | AN2009-148 | AN2209-148 | AN2509-148 | AN2709-148 | AN3009-148 | AN3209-148 | AN3509-148 | AN3709-148 |
| 10        | AN1210-148          | AN1510-148 | AN1710-148 | AN2010-148 | AN2210-148 | AN2510-148 | AN2710-148 | AN3010-148 | AN3210-148 | AN3510-148 | AN3710-148 |
| 11        | AN1211-148          | AN1511-148 | AN1711-148 | AN2011-148 | AN2211-148 | AN2511-148 | AN2711-148 | AN3011-148 | AN3211-148 | AN3511-148 | AN3711-148 |
| 12        | AN1212-148          | AN1512-148 | AN1712-148 | AN2012-148 | AN2212-148 | AN2512-148 | AN2712-148 | AN3012-148 | AN3212-148 | AN3512-148 | AN3712-148 |
| 13        | AN1213-148          | AN1513-148 | AN1713-148 | AN2013-148 | AN2213-148 | AN2513-148 | AN2713-148 | AN3013-148 | AN3213-148 | AN3513-148 | AN3713-148 |
| 14        | AN1214-148          | AN1514-148 | AN1714-148 | AN2014-148 | AN2214-148 | AN2514-148 | AN2714-148 | AN3014-148 | AN3214-148 | AN3514-148 | AN3714-148 |
| 15        | AN1215-148          | AN1515-148 | AN1715-148 | AN2015-148 | AN2215-148 | AN2515-148 | AN2715-148 | AN3015-148 | AN3215-148 | AN3515-148 | AN3715-148 |
| 16        | AN1216-148          | AN1516-148 | AN1716-148 | AN2016-148 | AN2216-148 | AN2516-148 | AN2716-148 | AN3016-148 | AN3216-148 | AN3516-148 | AN3716-148 |
| 17        | AN1217-148          | AN1517-148 | AN1717-148 | AN2017-148 | AN2217-148 | AN2517-148 | AN2717-148 | AN3017-148 | AN3217-148 | AN3517-148 | AN3717-148 |
| 18        | AN1218-148          | AN1518-148 | AN1718-148 | AN2018-148 | AN2218-148 | AN2518-148 | AN2718-148 | AN3018-148 | AN3218-148 | AN3518-148 | AN3718-148 |
| 19        | AN1219-148          | AN1519-148 | AN1719-148 | AN2019-148 | AN2219-148 | AN2519-148 | AN2719-148 | AN3019-148 | AN3219-148 | AN3519-148 | AN3719-148 |
| 20        | AN1220-148          | AN1520-148 | AN1720-148 | AN2020-148 | AN2220-148 | AN2520-148 | AN2720-148 | AN3020-148 | AN3220-148 | AN3520-148 | AN3720-148 |
| 21        | AN1221-148          | AN1521-148 | AN1721-148 | AN2021-148 | AN2221-148 | AN2521-148 | AN2721-148 | AN3021-148 | AN3221-148 | AN3521-148 | AN3721-148 |
| 22        | AN1222-148          | AN1522-148 | AN1722-148 | AN2022-148 | AN2222-148 | AN2522-148 | AN2722-148 | AN3022-148 | AN3222-148 | AN3522-148 | AN3722-148 |
| 23        | AN1223-148          | AN1523-148 | AN1723-148 | AN2023-148 | AN2223-148 | AN2523-148 | AN2723-148 | AN3023-148 | AN3223-148 | AN3523-148 | AN3723-148 |
| 24        | AN1224-148          | AN1524-148 | AN1724-148 | AN2024-148 | AN2224-148 | AN2524-148 | AN2724-148 | AN3024-148 | AN3224-148 | AN3524-148 | AN3724-148 |
| 25        | AN1225-148          | AN1525-148 | AN1725-148 | AN2025-148 | AN2225-148 | AN2525-148 | AN2725-148 | AN3025-148 | AN3225-148 | AN3525-148 | AN3725-148 |
| 26        | AN1226-148          | AN1526-148 | AN1726-148 | AN2026-148 | AN2226-148 | AN2526-148 | AN2726-148 | AN3026-148 | AN3226-148 | AN3526-148 | AN3726-148 |
| 27        | AN1227-148          | AN1527-148 | AN1727-148 | AN2027-148 | AN2227-148 | AN2527-148 | AN2727-148 | AN3027-148 | AN3227-148 | AN3527-148 | AN3727-148 |
| 28        | AN1228-148          | AN1528-148 | AN1728-148 | AN2028-148 | AN2228-148 | AN2528-148 | AN2728-148 | AN3028-148 | AN3228-148 | AN3528-148 | AN3728-148 |
| 29        | AN1229-148          | AN1529-148 | AN1729-148 | AN2029-148 | AN2229-148 | AN2529-148 | AN2729-148 | AN3029-148 | AN3229-148 | AN3529-148 | AN3729-148 |
| 30        | AN1230-148          | AN1530-148 | AN1730-148 | AN2030-148 | AN2230-148 | AN2530-148 | AN2730-148 | AN3030-148 | AN3230-148 | AN3530-148 | AN3730-148 |
| 31        | AN1231-148          | AN1531-148 | AN1731-148 | AN2031-148 | AN2231-148 | AN2531-148 | AN2731-148 | AN3031-148 | AN3231-148 | AN3531-148 | AN3731-148 |
| 32        | AN1232-148          | AN1532-148 | AN1732-148 | AN2032-148 | AN2232-148 | AN2532-148 | AN2732-148 | AN3032-148 | AN3232-148 | AN3532-148 | AN3732-148 |
| 33        | AN1233-148          | AN1533-148 | AN1733-148 | AN2033-148 | AN2233-148 | AN2533-148 | AN2733-148 | AN3033-148 | AN3233-148 | AN3533-148 | AN3733-148 |
| 34        | AN1234-148          | AN1534-148 | AN1734-148 | AN2034-148 | AN2234-148 | AN2534-148 | AN2734-148 | AN3034-148 | AN3234-148 | AN3534-148 | AN3734-148 |
| 35        | AN1235-148          | AN1535-148 | AN1735-148 | AN2035-148 | AN2235-148 | AN2535-148 | AN2735-148 | AN3035-148 | AN3235-148 | AN3535-148 | AN3735-148 |
| 36        | AN1236-148          | AN1536-148 | AN1736-148 | AN2036-148 | AN2236-148 | AN2536-148 | AN2736-148 | AN3036-148 | AN3236-148 | AN3536-148 | AN3736-148 |
| 37        | AN1237-148          | AN1537-148 | AN1737-148 | AN2037-148 | AN2237-148 | AN2537-148 | AN2737-148 | AN3037-148 | AN3237-148 | AN3537-148 | AN3737-148 |
| 38        | AN1238-148          | AN1538-148 | AN1738-148 | AN2038-148 | AN2238-148 | AN2538-148 | AN2738-148 | AN3038-148 | AN3238-148 | AN3538-148 | AN3738-148 |
| 39        | AN1239-148          | AN1539-148 | AN1739-148 | AN2039-148 | AN2239-148 | AN2539-148 | AN2739-148 | AN3039-148 | AN3239-148 | AN3539-148 | AN3739-148 |
| 40        | AN1240-148          | AN1540-148 | AN1740-148 | AN2040-148 | AN2240-148 | AN2540-148 | AN2740-148 | AN3040-148 | AN3240-148 | AN3540-148 | AN3740-148 |

AN1510-148 >

A

Название  
продукта

N

Некомплаентный  
баллон

15

Диаметр  
баллона

10

Длина  
баллона

148

Эффективная  
длина катетера

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

*Эффективная длина катетера 148 см***АКСИОМА® NC**КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

| ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.00                | 4.25       | 4.50       | 4.75       | 5.00       | 5.25       | 5.50       | 5.75       | 6.00       | 6.25       | 6.50       | 6.75       | 7.00       |
| AN4005-148          | AN4205-148 | AN4505-148 | AN4705-148 | AN5005-148 | AN5205-148 | AN5505-148 | AN5705-148 | AN6005-148 | AN6205-148 | AN6505-148 | AN6705-148 | AN7005-148 |
| AN4006-148          | AN4206-148 | AN4506-148 | AN4706-148 | AN5006-148 | AN5206-148 | AN5506-148 | AN5706-148 | AN6006-148 | AN6206-148 | AN6506-148 | AN6706-148 | AN7006-148 |
| AN4007-148          | AN4207-148 | AN4507-148 | AN4707-148 | AN5007-148 | AN5207-148 | AN5507-148 | AN5707-148 | AN6007-148 | AN6207-148 | AN6507-148 | AN6707-148 | AN7007-148 |
| AN4008-148          | AN4208-148 | AN4508-148 | AN4708-148 | AN5008-148 | AN5208-148 | AN5508-148 | AN5708-148 | AN6008-148 | AN6208-148 | AN6508-148 | AN6708-148 | AN7008-148 |
| AN4009-148          | AN4209-148 | AN4509-148 | AN4709-148 | AN5009-148 | AN5209-148 | AN5509-148 | AN5709-148 | AN6009-148 | AN6209-148 | AN6509-148 | AN6709-148 | AN7009-148 |
| AN4010-148          | AN4210-148 | AN4510-148 | AN4710-148 | AN5010-148 | AN5210-148 | AN5510-148 | AN5710-148 | AN6010-148 | AN6210-148 | AN6510-148 | AN6710-148 | AN7010-148 |
| AN4011-148          | AN4211-148 | AN4511-148 | AN4711-148 | AN5011-148 | AN5211-148 | AN5511-148 | AN5711-148 | AN6011-148 | AN6211-148 | AN6511-148 | AN6711-148 | AN7011-148 |
| AN4012-148          | AN4212-148 | AN4512-148 | AN4712-148 | AN5012-148 | AN5212-148 | AN5512-148 | AN5712-148 | AN6012-148 | AN6212-148 | AN6512-148 | AN6712-148 | AN7012-148 |
| AN4013-148          | AN4213-148 | AN4513-148 | AN4713-148 | AN5013-148 | AN5213-148 | AN5513-148 | AN5713-148 | AN6013-148 | AN6213-148 | AN6513-148 | AN6713-148 | AN7013-148 |
| AN4014-148          | AN4214-148 | AN4514-148 | AN4714-148 | AN5014-148 | AN5214-148 | AN5514-148 | AN5714-148 | AN6014-148 | AN6214-148 | AN6514-148 | AN6714-148 | AN7014-148 |
| AN4015-148          | AN4215-148 | AN4515-148 | AN4715-148 | AN5015-148 | AN5215-148 | AN5515-148 | AN5715-148 | AN6015-148 | AN6215-148 | AN6515-148 | AN6715-148 | AN7015-148 |
| AN4016-148          | AN4216-148 | AN4516-148 | AN4716-148 | AN5016-148 | AN5216-148 | AN5516-148 | AN5716-148 | AN6016-148 | AN6216-148 | AN6516-148 | AN6716-148 | AN7016-148 |
| AN4017-148          | AN4217-148 | AN4517-148 | AN4717-148 | AN5017-148 | AN5217-148 | AN5517-148 | AN5717-148 | AN6017-148 | AN6217-148 | AN6517-148 | AN6717-148 | AN7017-148 |
| AN4018-148          | AN4218-148 | AN4518-148 | AN4718-148 | AN5018-148 | AN5218-148 | AN5518-148 | AN5718-148 | AN6018-148 | AN6218-148 | AN6518-148 | AN6718-148 | AN7018-148 |
| AN4019-148          | AN4219-148 | AN4519-148 | AN4719-148 | AN5019-148 | AN5219-148 | AN5519-148 | AN5719-148 | AN6019-148 | AN6219-148 | AN6519-148 | AN6719-148 | AN7019-148 |
| AN4020-148          | AN4220-148 | AN4520-148 | AN4720-148 | AN5020-148 | AN5220-148 | AN5520-148 | AN5720-148 | AN6020-148 | AN6220-148 | AN6520-148 | AN6720-148 | AN7020-148 |
| AN4021-148          | AN4221-148 | AN4521-148 | AN4721-148 | AN5021-148 | AN5221-148 | AN5521-148 | AN5721-148 | AN6021-148 | AN6221-148 | AN6521-148 | AN6721-148 | AN7021-148 |
| AN4022-148          | AN4222-148 | AN4522-148 | AN4722-148 | AN5022-148 | AN5222-148 | AN5522-148 | AN5722-148 | AN6022-148 | AN6222-148 | AN6522-148 | AN6722-148 | AN7022-148 |
| AN4023-148          | AN4223-148 | AN4523-148 | AN4723-148 | AN5023-148 | AN5223-148 | AN5523-148 | AN5723-148 | AN6023-148 | AN6223-148 | AN6523-148 | AN6723-148 | AN7023-148 |
| AN4024-148          | AN4224-148 | AN4524-148 | AN4724-148 | AN5024-148 | AN5224-148 | AN5524-148 | AN5724-148 | AN6024-148 | AN6224-148 | AN6524-148 | AN6724-148 | AN7024-148 |
| AN4025-148          | AN4225-148 | AN4525-148 | AN4725-148 | AN5025-148 | AN5225-148 | AN5525-148 | AN5725-148 | AN6025-148 | AN6225-148 | AN6525-148 | AN6725-148 | AN7025-148 |
| AN4026-148          | AN4226-148 | AN4526-148 | AN4726-148 | AN5026-148 | AN5226-148 | AN5526-148 | AN5726-148 | AN6026-148 | AN6226-148 | AN6526-148 | AN6726-148 | AN7026-148 |
| AN4027-148          | AN4227-148 | AN4527-148 | AN4727-148 | AN5027-148 | AN5227-148 | AN5527-148 | AN5727-148 | AN6027-148 | AN6227-148 | AN6527-148 | AN6727-148 | AN7027-148 |
| AN4028-148          | AN4228-148 | AN4528-148 | AN4728-148 | AN5028-148 | AN5228-148 | AN5528-148 | AN5728-148 | AN6028-148 | AN6228-148 | AN6528-148 | AN6728-148 | AN7028-148 |
| AN4029-148          | AN4229-148 | AN4529-148 | AN4729-148 | AN5029-148 | AN5229-148 | AN5529-148 | AN5729-148 | AN6029-148 | AN6229-148 | AN6529-148 | AN6729-148 | AN7029-148 |
| AN4030-148          | AN4230-148 | AN4530-148 | AN4730-148 | AN5030-148 | AN5230-148 | AN5530-148 | AN5730-148 | AN6030-148 | AN6230-148 | AN6530-148 | AN6730-148 | AN7030-148 |
| AN4031-148          | AN4231-148 | AN4531-148 | AN4731-148 | AN5031-148 | AN5231-148 | AN5531-148 | AN5731-148 | AN6031-148 | AN6231-148 | AN6531-148 | AN6731-148 | AN7031-148 |
| AN4032-148          | AN4232-148 | AN4532-148 | AN4732-148 | AN5032-148 | AN5232-148 | AN5532-148 | AN5732-148 | AN6032-148 | AN6232-148 | AN6532-148 | AN6732-148 | AN7032-148 |
| AN4033-148          | AN4233-148 | AN4533-148 | AN4733-148 | AN5033-148 | AN5233-148 | AN5533-148 | AN5733-148 | AN6033-148 | AN6233-148 | AN6533-148 | AN6733-148 | AN7033-148 |
| AN4034-148          | AN4234-148 | AN4534-148 | AN4734-148 | AN5034-148 | AN5234-148 | AN5534-148 | AN5734-148 | AN6034-148 | AN6234-148 | AN6534-148 | AN6734-148 | AN7034-148 |
| AN4035-148          | AN4235-148 | AN4535-148 | AN4735-148 | AN5035-148 | AN5235-148 | AN5535-148 | AN5735-148 | AN6035-148 | AN6235-148 | AN6535-148 | AN6735-148 | AN7035-148 |
| AN4036-148          | AN4236-148 | AN4536-148 | AN4736-148 | AN5036-148 | AN5236-148 | AN5536-148 | AN5736-148 | AN6036-148 | AN6236-148 | AN6536-148 | AN6736-148 | AN7036-148 |
| AN4037-148          | AN4237-148 | AN4537-148 | AN4737-148 | AN5037-148 | AN5237-148 | AN5537-148 | AN5737-148 | AN6037-148 | AN6237-148 | AN6537-148 | AN6737-148 | AN7037-148 |
| AN4038-148          | AN4238-148 | AN4538-148 | AN4738-148 | AN5038-148 | AN5238-148 | AN5538-148 | AN5738-148 | AN6038-148 | AN6238-148 | AN6538-148 | AN6738-148 | AN7038-148 |
| AN4039-148          | AN4239-148 | AN4539-148 | AN4739-148 | AN5039-148 | AN5239-148 | AN5539-148 | AN5739-148 | AN6039-148 | AN6239-148 | AN6539-148 | AN6739-148 | AN7039-148 |
| AN4040-148          | AN4240-148 | AN4540-148 | AN4740-148 | AN5040-148 | AN5240-148 | AN5540-148 | AN5740-148 | AN6040-148 | AN6240-148 | AN6540-148 | AN6740-148 | AN7040-148 |

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций.  
Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.

# АКСИОМА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Эффективная длина катетера 150 см

| ДЛИНА, ММ | ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|           | 1.25                | 1.50       | 1.75       | 2.00       | 2.25       | 2.50       | 2.75       | 3.00       | 3.25       | 3.50       | 3.75       |
| 5         | AN1205-150          | AN1505-150 | AN1705-150 | AN2005-150 | AN2205-150 | AN2505-150 | AN2705-150 | AN3005-150 | AN3205-150 | AN3505-150 | AN3705-150 |
| 6         | AN1206-150          | AN1506-150 | AN1706-150 | AN2006-150 | AN2206-150 | AN2506-150 | AN2706-150 | AN3006-150 | AN3206-150 | AN3506-150 | AN3706-150 |
| 7         | AN1207-150          | AN1507-150 | AN1707-150 | AN2007-150 | AN2207-150 | AN2507-150 | AN2707-150 | AN3007-150 | AN3207-150 | AN3507-150 | AN3707-150 |
| 8         | AN1208-150          | AN1508-150 | AN1708-150 | AN2008-150 | AN2208-150 | AN2508-150 | AN2708-150 | AN3008-150 | AN3208-150 | AN3508-150 | AN3708-150 |
| 9         | AN1209-150          | AN1509-150 | AN1709-150 | AN2009-150 | AN2209-150 | AN2509-150 | AN2709-148 | AN3009-150 | AN3209-150 | AN3509-150 | AN3709-150 |
| 10        | AN1210-150          | AN1510-148 | AN1710-150 | AN2010-150 | AN2210-150 | AN2510-150 | AN2710-150 | AN3010-150 | AN3210-150 | AN3510-150 | AN3710-150 |
| 11        | AN1211-150          | AN1511-150 | AN1711-150 | AN2011-150 | AN2211-150 | AN2511-150 | AN2711-150 | AN3011-150 | AN3211-150 | AN3511-150 | AN3711-150 |
| 12        | AN1212-150          | AN1512-150 | AN1712-150 | AN2012-150 | AN2212-150 | AN2512-150 | AN2712-150 | AN3012-150 | AN3212-150 | AN3512-150 | AN3712-150 |
| 13        | AN1213-150          | AN1513-150 | AN1713-150 | AN2013-150 | AN2213-150 | AN2513-150 | AN2713-150 | AN3013-150 | AN3213-150 | AN3513-150 | AN3713-150 |
| 14        | AN1214-150          | AN1514-150 | AN1714-150 | AN2014-150 | AN2214-150 | AN2514-150 | AN2714-150 | AN3014-150 | AN3214-150 | AN3514-150 | AN3714-150 |
| 15        | AN1215-150          | AN1515-150 | AN1715-150 | AN2015-150 | AN2215-150 | AN2515-150 | AN2715-150 | AN3015-150 | AN3215-150 | AN3515-150 | AN3715-150 |
| 16        | AN1216-150          | AN1516-150 | AN1716-150 | AN2016-150 | AN2216-150 | AN2516-150 | AN2716-150 | AN3016-150 | AN3216-150 | AN3516-150 | AN3716-150 |
| 17        | AN1217-150          | AN1517-150 | AN1717-150 | AN2017-150 | AN2217-150 | AN2517-150 | AN2717-150 | AN3017-150 | AN3217-150 | AN3517-150 | AN3717-150 |
| 18        | AN1218-150          | AN1518-150 | AN1718-150 | AN2018-150 | AN2218-150 | AN2518-150 | AN2718-150 | AN3018-150 | AN3218-150 | AN3518-150 | AN3718-150 |
| 19        | AN1219-150          | AN1519-150 | AN1719-150 | AN2019-150 | AN2219-150 | AN2519-150 | AN2719-150 | AN3019-150 | AN3219-150 | AN3519-150 | AN3719-150 |
| 20        | AN1220-150          | AN1520-150 | AN1720-148 | AN2020-150 | AN2220-150 | AN2520-150 | AN2720-150 | AN3020-150 | AN3220-150 | AN3520-150 | AN3720-150 |
| 21        | AN1221-150          | AN1521-150 | AN1721-150 | AN2021-150 | AN2221-150 | AN2521-150 | AN2721-148 | AN3021-150 | AN3221-150 | AN3521-150 | AN3721-150 |
| 22        | AN1222-150          | AN1522-150 | AN1722-150 | AN2022-150 | AN2222-150 | AN2522-150 | AN2722-150 | AN3022-150 | AN3222-150 | AN3522-150 | AN3722-150 |
| 23        | AN1223-150          | AN1523-150 | AN1723-150 | AN2023-150 | AN2223-150 | AN2523-150 | AN2723-150 | AN3023-150 | AN3223-150 | AN3523-150 | AN3723-150 |
| 24        | AN1224-150          | AN1524-150 | AN1724-150 | AN2024-150 | AN2224-150 | AN2524-150 | AN2724-150 | AN3024-150 | AN3224-150 | AN3524-150 | AN3724-150 |
| 25        | AN1225-150          | AN1525-150 | AN1725-150 | AN2025-150 | AN2225-150 | AN2525-150 | AN2725-150 | AN3025-150 | AN3225-150 | AN3525-150 | AN3725-150 |
| 26        | AN1226-150          | AN1526-150 | AN1726-150 | AN2026-150 | AN2226-150 | AN2526-150 | AN2726-150 | AN3026-150 | AN3226-150 | AN3526-150 | AN3726-150 |
| 27        | AN1227-150          | AN1527-150 | AN1727-150 | AN2027-150 | AN2227-150 | AN2527-150 | AN2727-150 | AN3027-150 | AN3227-150 | AN3527-150 | AN3727-150 |
| 28        | AN1228-150          | AN1528-150 | AN1728-150 | AN2028-150 | AN2228-150 | AN2528-150 | AN2728-150 | AN3028-150 | AN3228-150 | AN3528-150 | AN3728-150 |
| 29        | AN1229-150          | AN1529-150 | AN1729-150 | AN2029-150 | AN2229-150 | AN2529-150 | AN2729-150 | AN3029-150 | AN3229-150 | AN3529-150 | AN3729-150 |
| 30        | AN1230-150          | AN1530-150 | AN1730-150 | AN2030-150 | AN2230-150 | AN2530-150 | AN2730-150 | AN3030-150 | AN3230-150 | AN3530-150 | AN3730-150 |
| 31        | AN1231-148          | AN1531-150 | AN1731-150 | AN2031-150 | AN2231-150 | AN2531-150 | AN2731-148 | AN3031-150 | AN3231-150 | AN3531-150 | AN3731-150 |
| 32        | AN1232-150          | AN1532-150 | AN1732-150 | AN2032-150 | AN2232-150 | AN2532-150 | AN2732-150 | AN3032-150 | AN3232-150 | AN3532-150 | AN3732-150 |
| 33        | AN1233-150          | AN1533-150 | AN1733-150 | AN2033-150 | AN2233-150 | AN2533-150 | AN2733-150 | AN3033-150 | AN3233-150 | AN3533-150 | AN3733-150 |
| 34        | AN1234-150          | AN1534-150 | AN1734-150 | AN2034-150 | AN2234-150 | AN2534-150 | AN2734-150 | AN3034-150 | AN3234-150 | AN3534-150 | AN3734-150 |
| 35        | AN1235-150          | AN1535-150 | AN1735-150 | AN2035-150 | AN2235-150 | AN2535-150 | AN2735-150 | AN3035-150 | AN3235-150 | AN3535-150 | AN3735-150 |
| 36        | AN1236-150          | AN1536-150 | AN1736-150 | AN2036-150 | AN2236-150 | AN2536-150 | AN2736-150 | AN3036-150 | AN3236-150 | AN3536-150 | AN3736-150 |
| 37        | AN1237-150          | AN1537-150 | AN1737-150 | AN2037-150 | AN2237-150 | AN2537-150 | AN2737-150 | AN3037-150 | AN3237-150 | AN3537-150 | AN3737-150 |
| 38        | AN1238-150          | AN1538-150 | AN1738-150 | AN2038-150 | AN2238-150 | AN2538-150 | AN2738-150 | AN3038-150 | AN3238-150 | AN3538-150 | AN3738-150 |
| 39        | AN1239-150          | AN1539-150 | AN1739-150 | AN2039-150 | AN2239-150 | AN2539-150 | AN2739-148 | AN3039-150 | AN3239-150 | AN3539-150 | AN3739-150 |
| 40        | AN1240-150          | AN1540-150 | AN1740-150 | AN2040-150 | AN2240-150 | AN2540-150 | AN2740-150 | AN3040-150 | AN3240-150 | AN3540-150 | AN3740-150 |

AN1510-150 >

A

Название  
продукта

N

Некомплаентный  
баллон

15

Диаметр  
баллона

10

Длина  
баллона

150

Эффективная  
длина катетера

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

*Эффективная длина катетера 150 см***АКСИОМА® NC**КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

| ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.00                | 4.25       | 4.50       | 4.75       | 5.00       | 5.25       | 5.50       | 5.75       | 6.00       | 6.25       | 6.50       | 7.00       |
| AN4005-150          | AN4205-150 | AN4505-150 | AN4705-150 | AN5005-150 | AN5205-150 | AN5505-150 | AN5705-150 | AN6005-150 | AN6205-150 | AN6505-150 | AN7005-150 |
| AN4006-150          | AN4206-150 | AN4506-150 | AN4706-150 | AN5006-150 | AN5206-150 | AN5506-150 | AN5706-150 | AN6006-150 | AN6206-150 | AN6506-150 | AN7006-150 |
| AN4007-150          | AN4207-150 | AN4507-150 | AN4707-150 | AN5007-150 | AN5207-150 | AN5507-150 | AN5707-150 | AN6007-150 | AN6207-150 | AN6507-150 | AN7007-150 |
| AN4008-150          | AN4208-150 | AN4508-150 | AN4708-150 | AN5008-150 | AN5208-150 | AN5508-150 | AN5708-150 | AN6008-150 | AN6208-150 | AN6508-150 | AN7008-150 |
| AN4009-150          | AN4209-150 | AN4509-150 | AN4709-150 | AN5009-150 | AN5209-150 | AN5509-150 | AN5709-150 | AN6009-150 | AN6209-150 | AN6509-150 | AN7009-150 |
| AN4010-150          | AN4210-150 | AN4510-150 | AN4710-150 | AN5010-150 | AN5210-150 | AN5510-150 | AN5710-150 | AN6010-150 | AN6210-150 | AN6510-150 | AN7010-150 |
| AN4011-150          | AN4211-150 | AN4511-150 | AN4711-150 | AN5011-150 | AN5211-150 | AN5511-150 | AN5711-150 | AN6011-150 | AN6211-150 | AN6511-150 | AN7011-150 |
| AN4012-150          | AN4212-150 | AN4512-150 | AN4712-150 | AN5012-150 | AN5212-150 | AN5512-150 | AN5712-150 | AN6012-150 | AN6212-150 | AN6512-150 | AN7012-150 |
| AN4013-150          | AN4213-150 | AN4513-150 | AN4713-150 | AN5013-150 | AN5213-150 | AN5513-150 | AN5713-150 | AN6013-150 | AN6213-150 | AN6513-150 | AN7013-150 |
| AN4014-150          | AN4214-150 | AN4514-150 | AN4714-150 | AN5014-150 | AN5214-150 | AN5514-150 | AN5714-150 | AN6014-150 | AN6214-150 | AN6514-150 | AN7014-150 |
| AN4015-150          | AN4215-150 | AN4515-150 | AN4715-150 | AN5015-150 | AN5215-150 | AN5515-150 | AN5715-150 | AN6015-150 | AN6215-150 | AN6515-150 | AN7015-150 |
| AN4016-150          | AN4216-150 | AN4516-150 | AN4716-150 | AN5016-150 | AN5216-150 | AN5516-150 | AN5716-150 | AN6016-150 | AN6216-150 | AN6516-150 | AN7016-150 |
| AN4017-150          | AN4217-150 | AN4517-150 | AN4717-150 | AN5017-150 | AN5217-150 | AN5517-150 | AN5717-150 | AN6017-150 | AN6217-150 | AN6517-150 | AN7017-150 |
| AN4018-150          | AN4218-150 | AN4518-150 | AN4718-150 | AN5018-150 | AN5218-150 | AN5518-150 | AN5718-150 | AN6018-150 | AN6218-150 | AN6518-150 | AN7018-150 |
| AN4019-150          | AN4219-150 | AN4519-150 | AN4719-150 | AN5019-150 | AN5219-150 | AN5519-150 | AN5719-150 | AN6019-150 | AN6219-150 | AN6519-150 | AN7019-150 |
| AN4020-150          | AN4220-150 | AN4520-150 | AN4720-150 | AN5020-150 | AN5220-150 | AN5520-150 | AN5720-150 | AN6020-150 | AN6220-150 | AN6520-150 | AN7020-150 |
| AN4021-150          | AN4221-150 | AN4521-150 | AN4721-150 | AN5021-150 | AN5221-150 | AN5521-150 | AN5721-150 | AN6021-150 | AN6221-150 | AN6521-150 | AN7021-150 |
| AN4022-150          | AN4222-150 | AN4522-150 | AN4722-150 | AN5022-150 | AN5222-150 | AN5522-15  | AN5722-150 | AN6022-150 | AN6222-150 | AN6522-150 | AN7022-150 |
| AN4023-150          | AN4223-150 | AN4523-150 | AN4723-150 | AN5023-150 | AN5223-150 | AN5523-150 | AN5723-150 | AN6023-150 | AN6223-150 | AN6523-150 | AN7023-150 |
| AN4024-150          | AN4224-150 | AN4524-150 | AN4724-150 | AN5024-150 | AN5224-150 | AN5524-150 | AN5724-150 | AN6024-150 | AN6224-150 | AN6524-150 | AN7024-150 |
| AN4025-150          | AN4225-150 | AN4525-150 | AN4725-150 | AN5025-150 | AN5225-150 | AN5525-150 | AN5725-150 | AN6025-150 | AN6225-150 | AN6525-150 | AN7025-150 |
| AN4026-150          | AN4226-150 | AN4526-150 | AN4726-150 | AN5026-150 | AN5226-150 | AN5526-150 | AN5726-150 | AN6026-150 | AN6226-150 | AN6526-150 | AN7026-150 |
| AN4027-150          | AN4227-150 | AN4527-150 | AN4727-150 | AN5027-150 | AN5227-150 | AN5527-150 | AN5727-150 | AN6027-150 | AN6227-150 | AN6527-150 | AN7027-150 |
| AN4028-150          | AN4228-150 | AN4528-150 | AN4728-150 | AN5028-150 | AN5228-150 | AN5528-150 | AN5728-150 | AN6028-150 | AN6228-150 | AN6528-150 | AN7028-150 |
| AN4029-150          | AN4229-150 | AN4529-150 | AN4729-150 | AN5029-150 | AN5229-150 | AN5529-150 | AN5729-150 | AN6029-150 | AN6229-150 | AN6529-150 | AN7029-150 |
| AN4030-150          | AN4230-150 | AN4530-150 | AN4730-150 | AN5030-150 | AN5230-150 | AN5530-150 | AN5730-150 | AN6030-150 | AN6230-150 | AN6530-150 | AN7030-150 |
| AN4031-150          | AN4231-150 | AN4531-150 | AN4731-150 | AN5031-150 | AN5231-150 | AN5531-150 | AN5731-150 | AN6031-150 | AN6231-150 | AN6531-150 | AN7031-150 |
| AN4032-150          | AN4232-150 | AN4532-150 | AN4732-150 | AN5032-150 | AN5232-150 | AN5532-150 | AN5732-150 | AN6032-150 | AN6232-150 | AN6532-150 | AN7032-150 |
| AN4033-150          | AN4233-150 | AN4533-150 | AN4733-150 | AN5033-150 | AN5233-150 | AN5533-150 | AN5733-150 | AN6033-150 | AN6233-150 | AN6533-150 | AN7033-150 |
| AN4034-150          | AN4234-150 | AN4534-150 | AN4734-150 | AN5034-150 | AN5234-150 | AN5534-150 | AN5734-150 | AN6034-150 | AN6234-150 | AN6534-150 | AN7034-150 |
| AN4035-150          | AN4235-150 | AN4535-150 | AN4735-150 | AN5035-150 | AN5235-150 | AN5535-150 | AN5735-150 | AN6035-150 | AN6235-150 | AN6535-150 | AN7035-150 |
| AN4036-150          | AN4236-150 | AN4536-150 | AN4736-150 | AN5036-150 | AN5236-150 | AN5536-150 | AN5736-150 | AN6036-150 | AN6236-150 | AN6536-150 | AN7036-150 |
| AN4037-150          | AN4237-150 | AN4537-150 | AN4737-150 | AN5037-150 | AN5237-150 | AN5537-150 | AN5737-150 | AN6037-150 | AN6237-150 | AN6537-150 | AN7037-150 |
| AN4038-150          | AN4238-150 | AN4538-150 | AN4738-150 | AN5038-150 | AN5238-150 | AN5538-150 | AN5738-150 | AN6038-150 | AN6238-150 | AN6538-150 | AN7038-150 |
| AN4039-150          | AN4239-150 | AN4539-150 | AN4739-150 | AN5039-150 | AN5239-150 | AN5539-150 | AN5739-150 | AN6039-150 | AN6239-150 | AN6539-150 | AN7039-150 |
| AN4040-150          | AN4240-150 | AN4540-150 | AN4740-150 | AN5040-150 | AN5240-150 | AN5540-150 | AN5740-150 | AN6040-150 | AN6240-150 | AN6540-150 | AN7040-150 |

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций.  
Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.



# PREMIUM LINE

*Уверенный выбор в любой ситуации*

## РАПИРА® СТО

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ДЛЯ ХРОНИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ)

стр. 29

## РАПИРА®


КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

стр. 29

## РАПИРА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 31



## ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЛУЧШИХ ХАРАКТЕРИСТИК

- ✓ сверхнизкий профиль входа в стеноз и атравматичный кончик
- ✓ эффективный кроссинг-профиль баллона в своем классе
- ✓ гибкая дистальная часть и оптимально сбалансированная гипотрубка
- ✓ «бесшовные» соединения и усовершенствованное гидрофильное покрытие



РАПИРА® СТО

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(для хронических окклюзий)


РАПИРА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

Суперпроходимость  
для наиболее  
сложных случаев!

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр баллона                      | 0.70; 1.00; 1.25 до 4.00 мм с шагом 0.25 мм                                      |
| Длина баллона                        | от 5 до 30 мм с шагом 1 мм                                                       |
| Эффективная длина катетера           | 140 см                                                                           |
| Система доставки                     | Rx (монорельсовая)                                                               |
| Материал баллона                     | Pebax                                                                            |
| Диаметр дистальной части shaft       | 0.85 мм / 2.55 Fr (Ø 0.70-2.25 мм);<br>0.89 мм / 2.67 Fr (Ø 2.50-4.00 мм).       |
| Диаметр проксимальной части shaft    | 0.62 мм / 1.86 Fr (Ø 0.70-1.25 мм);<br>0.66 мм / 1.98 Fr (Ø 1.50-4.00 мм).       |
| Расчетное номинальное давление (NOM) | 6 атм.                                                                           |
| Расчетное давление разрыва (RBP)     | 16 атм.                                                                          |
| Тип укладки баллона                  | 2-х лепестковая (Ø 0.70-1.00 мм);<br>3-х лепестковая (Ø 1.25-4.00 мм).           |
| Длина кончика баллона                | 1.5 мм (Ø 0.70-1.75 мм);<br>2.0 мм (Ø 2.00-3.00 мм);<br>2.5 мм (Ø 3.25-4.00 мм). |
| Профиль кончика баллона              | 0.41 мм / 0.016"                                                                 |
| Кроссинг-профиль баллона             | 0.47 мм / 0.0186" (Ø 0.70 мм);<br>0.53 мм / 0.0210" (Ø 3.00 мм).                 |
| Рентгенконтрастные маркеры           | Наличие                                                                          |
| Маркеры глубины                      | Наличие                                                                          |
| Гидрофильное покрытие                | Наличие                                                                          |
| Силиконовое покрытие                 | Наличие                                                                          |
| Диаметр совместимого проводника      | Макс. 0.014"                                                                     |
| Диаметр совместимого катетера        | Мин. 5 Fr / 6 Fr (техника "kissing")                                             |



РАПИРА® СТО

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(для хронических окклюзий)

РАПИРА®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| ДЛИНА,<br>ММ | ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              | 0.70                | 1.00   | 1.25   | 1.50   | 1.75   | 2.00   | 2.25   | 2.50   | 2.75   | 3.00   | 3.25   | 3.50   | 3.75   | 4.00   |
| 5            | RS0705              | RS1005 | RS1205 | RS1505 | RS1705 | RS2005 | RS2205 | RS2505 | RS2705 | RS3005 | RS3205 | RS3505 | RS3705 | RS4005 |
| 6            | RS0706              | RS1006 | RS1206 | RS1506 | RS1706 | RS2006 | RS2206 | RS2506 | RS2706 | RS3006 | RS3206 | RS3506 | RS3706 | RS4006 |
| 7            | RS0707              | RS1007 | RS1207 | RS1507 | RS1707 | RS2007 | RS2207 | RS2507 | RS2707 | RS3007 | RS3207 | RS3507 | RS3707 | RS4007 |
| 8            | RS0708              | RS1008 | RS1208 | RS1508 | RS1708 | RS2008 | RS2208 | RS2508 | RS2708 | RS3008 | RS3208 | RS3508 | RS3708 | RS4008 |
| 9            | RS0709              | RS1009 | RS1209 | RS1509 | RS1709 | RS2009 | RS2209 | RS2509 | RS2709 | RS3009 | RS3209 | RS3509 | RS3709 | RS4009 |
| 10           | RS0710              | RS1010 | RS1210 | RS1510 | RS1710 | RS2010 | RS2210 | RS2510 | RS2710 | RS3010 | RS3210 | RS3510 | RS3710 | RS4010 |
| 11           | RS0711              | RS1011 | RS1211 | RS1511 | RS1711 | RS2011 | RS2211 | RS2511 | RS2711 | RS3011 | RS3211 | RS3511 | RS3711 | RS4011 |
| 12           | RS0712              | RS1012 | RS1212 | RS1512 | RS1712 | RS2012 | RS2212 | RS2512 | RS2712 | RS3012 | RS3212 | RS3512 | RS3712 | RS4012 |
| 13           | RS0713              | RS1013 | RS1213 | RS1513 | RS1713 | RS2013 | RS2213 | RS2513 | RS2713 | RS3013 | RS3213 | RS3513 | RS3713 | RS4013 |
| 14           | RS0714              | RS1014 | RS1214 | RS1514 | RS1714 | RS2014 | RS2214 | RS2514 | RS2714 | RS3014 | RS3214 | RS3514 | RS3714 | RS4014 |
| 15           | RS0715              | RS1015 | RS1215 | RS1515 | RS1715 | RS2015 | RS2215 | RS2515 | RS2715 | RS3015 | RS3215 | RS3515 | RS3715 | RS4015 |
| 16           | RS0716              | RS1016 | RS1216 | RS1516 | RS1716 | RS2016 | RS2216 | RS2516 | RS2716 | RS3016 | RS3216 | RS3516 | RS3716 | RS4016 |
| 17           | RS0717              | RS1017 | RS1217 | RS1517 | RS1717 | RS2017 | RS2217 | RS2517 | RS2717 | RS3017 | RS3217 | RS3517 | RS3717 | RS4017 |
| 18           | RS0718              | RS1018 | RS1218 | RS1518 | RS1718 | RS2018 | RS2218 | RS2518 | RS2718 | RS3018 | RS3218 | RS3518 | RS3718 | RS4018 |
| 19           | RS0719              | RS1019 | RS1219 | RS1519 | RS1719 | RS2019 | RS2219 | RS2519 | RS2719 | RS3019 | RS3219 | RS3519 | RS3719 | RS4019 |
| 20           | RS0720              | RS1020 | RS1220 | RS1520 | RS1720 | RS2020 | RS2220 | RS2520 | RS2720 | RS3020 | RS3220 | RS3520 | RS3720 | RS4020 |
| 21           | RS0721              | RS1021 | RS1221 | RS1521 | RS1721 | RS2021 | RS2221 | RS2521 | RS2721 | RS3021 | RS3221 | RS3521 | RS3721 | RS4021 |
| 22           | RS0722              | RS1022 | RS1222 | RS1522 | RS1722 | RS2022 | RS2222 | RS2522 | RS2722 | RS3022 | RS3222 | RS3522 | RS3722 | RS4022 |
| 23           | RS0723              | RS1023 | RS1223 | RS1523 | RS1723 | RS2023 | RS2223 | RS2523 | RS2723 | RS3023 | RS3223 | RS3523 | RS3723 | RS4023 |
| 24           | RS0724              | RS1024 | RS1224 | RS1524 | RS1724 | RS2024 | RS2224 | RS2524 | RS2724 | RS3024 | RS3224 | RS3524 | RS3724 | RS4024 |
| 25           | RS0725              | RS1025 | RS1225 | RS1525 | RS1725 | RS2025 | RS2225 | RS2525 | RS2725 | RS3025 | RS3225 | RS3525 | RS3725 | RS4025 |
| 26           | RS0726              | RS1026 | RS1226 | RS1526 | RS1726 | RS2026 | RS2226 | RS2526 | RS2726 | RS3026 | RS3226 | RS3526 | RS3726 | RS4026 |
| 27           | RS0727              | RS1027 | RS1227 | RS1527 | RS1727 | RS2027 | RS2227 | RS2527 | RS2727 | RS3027 | RS3227 | RS3527 | RS3727 | RS4027 |
| 28           | RS0728              | RS1028 | RS1228 | RS1528 | RS1728 | RS2028 | RS2228 | RS2528 | RS2728 | RS3028 | RS3228 | RS3528 | RS3728 | RS4028 |
| 29           | RS0729              | RS1029 | RS1229 | RS1529 | RS1729 | RS2029 | RS2229 | RS2529 | RS2729 | RS3029 | RS3229 | RS3529 | RS3729 | RS4029 |
| 30           | RS0730              | RS1030 | RS1230 | RS1530 | RS1730 | RS2030 | RS2230 | RS2530 | RS2730 | RS3030 | RS3230 | RS3530 | RS3730 | RS4030 |

RS1510 &gt;

R Название  
продуктаS Семикомплаентный  
баллон15 Диаметр  
баллона10 Длина  
баллона

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций.  
Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.

# РАПИРА® NC


КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

**RBP**  
22 атм.

*Высокое давление  
и проходимость!*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр баллона                      | от 1.50 до 5.00 мм с шагом 0.25 мм                                               |
| Длина баллона                        | от 5 до 30 мм с шагом 1 мм                                                       |
| Эффективная длина катетера           | 140 см                                                                           |
| Система доставки                     | Rx (монорельсовая)                                                               |
| Материал баллона                     | Nylon                                                                            |
| Диаметр дистальной части shaft       | 0.85 мм / 2.55 Fr                                                                |
| Диаметр проксимальной части shaft    | 0.66 мм / 1.98 Fr                                                                |
| Расчетное номинальное давление (NOM) | 12 атм.                                                                          |
| Расчетное давление разрыва (RBP)     | 22 атм.                                                                          |
| Тип укладки баллона                  | 3-х лепестковая                                                                  |
| Длина кончика баллона                | 1.5 мм (Ø 1.50-1.75 мм);<br>2.0 мм (Ø 2.00-3.00 мм);<br>2.5 мм (Ø 3.25-5.00 мм). |
| Профиль кончика баллона              | 0.41 мм / 0.016"                                                                 |
| Кроссинг-профиль баллона             | 0.64 мм / 0.0250" (Ø 3.00 мм)                                                    |
| Рентгенконтрастные маркеры           | Наличие                                                                          |
| Маркеры глубины                      | Наличие                                                                          |
| Гидрофильное покрытие                | Наличие                                                                          |
| Силиконовое покрытие                 | Наличие                                                                          |
| Диаметр совместимого проводника      | Макс. 0.014"                                                                     |
| Диаметр совместимого катетера        | Мин. 5 Fr / 6 Fr (техника "kissing")                                             |



# РАПИРА® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| ДЛИНА,<br>ММ | ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              | 1.50                | 1.75   | 2.00   | 2.25   | 2.50   | 2.75   | 3.00   | 3.25   | 3.50   | 3.75   | 4.00   | 4.25   | 4.50   | 4.75   | 5.00   |
| 5            | RN1505              | RN1705 | RN2005 | RN2205 | RN2505 | RN2705 | RN3005 | RN3205 | RN3505 | RN3705 | RN4005 | RN4205 | RN4505 | RN4705 | RN5005 |
| 6            | RN1506              | RN1706 | RN2006 | RN2206 | RN2506 | RN2706 | RN3006 | RN3206 | RN3506 | RN3706 | RN4006 | RN4206 | RN4506 | RN4706 | RN5006 |
| 7            | RN1507              | RN1707 | RN2007 | RN2207 | RN2507 | RN2707 | RN3007 | RN3207 | RN3507 | RN3707 | RN4007 | RN4207 | RN4507 | RN4707 | RN5007 |
| 8            | RN1508              | RN1708 | RN2008 | RN2208 | RN2508 | RN2708 | RN3008 | RN3208 | RN3508 | RN3708 | RN4008 | RN4208 | RN4508 | RN4708 | RN5008 |
| 9            | RN1509              | RN1709 | RN2009 | RN2209 | RN2509 | RN2709 | RN3009 | RN3209 | RN3509 | RN3709 | RN4009 | RN4209 | RN4509 | RN4709 | RN5009 |
| 10           | RN1510              | RN1710 | RN2010 | RN2210 | RN2510 | RN2710 | RN3010 | RN3210 | RN3510 | RN3710 | RN4010 | RN4210 | RN4510 | RN4710 | RN5010 |
| 11           | RN1511              | RN1711 | RN2011 | RN2211 | RN2511 | RN2711 | RN3011 | RN3211 | RN3511 | RN3711 | RN4011 | RN4211 | RN4511 | RN4711 | RN5011 |
| 12           | RN1512              | RN1712 | RN2012 | RN2212 | RN2512 | RN2712 | RN3012 | RN3212 | RN3512 | RN3712 | RN4012 | RN4212 | RN4512 | RN4712 | RN5012 |
| 13           | RN1513              | RN1713 | RN2013 | RN2213 | RN2513 | RN2713 | RN3013 | RN3213 | RN3513 | RN3713 | RN4013 | RN4213 | RN4513 | RN4713 | RN5013 |
| 14           | RN1514              | RN1714 | RN2014 | RN2214 | RN2514 | RN2714 | RN3014 | RN3214 | RN3514 | RN3714 | RN4014 | RN4214 | RN4514 | RN4714 | RN5014 |
| 15           | RN1515              | RN1715 | RN2015 | RN2215 | RN2515 | RN2715 | RN3015 | RN3215 | RN3515 | RN3715 | RN4015 | RN4215 | RN4515 | RN4715 | RN5015 |
| 16           | RN1516              | RN1716 | RN2016 | RN2216 | RN2516 | RN2716 | RN3016 | RN3216 | RN3516 | RN3716 | RN4016 | RN4216 | RN4516 | RN4716 | RN5016 |
| 17           | RN1517              | RN1717 | RN2017 | RN2217 | RN2517 | RN2717 | RN3017 | RN3217 | RN3517 | RN3717 | RN4017 | RN4217 | RN4517 | RN4717 | RN5017 |
| 18           | RN1518              | RN1718 | RN2018 | RN2218 | RN2518 | RN2718 | RN3018 | RN3218 | RN3518 | RN3718 | RN4018 | RN4218 | RN4518 | RN4718 | RN5018 |
| 19           | RN1519              | RN1719 | RN2019 | RN2219 | RN2519 | RN2719 | RN3019 | RN3219 | RN3519 | RN3719 | RN4019 | RN4219 | RN4519 | RN4719 | RN5019 |
| 20           | RN1520              | RN1720 | RN2020 | RN2220 | RN2520 | RN2720 | RN3020 | RN3220 | RN3520 | RN3720 | RN4020 | RN4220 | RN4520 | RN4720 | RN5020 |
| 21           | RN1521              | RN1721 | RN2021 | RN2221 | RN2521 | RN2721 | RN3021 | RN3221 | RN3521 | RN3721 | RN4021 | RN4221 | RN4521 | RN4721 | RN5021 |
| 22           | RN1522              | RN1722 | RN2022 | RN2222 | RN2522 | RN2722 | RN3022 | RN3222 | RN3522 | RN3722 | RN4022 | RN4222 | RN4522 | RN4722 | RN5022 |
| 23           | RN1523              | RN1723 | RN2023 | RN2223 | RN2523 | RN2723 | RN3023 | RN3223 | RN3523 | RN3723 | RN4023 | RN4223 | RN4523 | RN4723 | RN5023 |
| 24           | RN1524              | RN1724 | RN2024 | RN2224 | RN2524 | RN2724 | RN3024 | RN3224 | RN3524 | RN3724 | RN4024 | RN4224 | RN4524 | RN4724 | RN5024 |
| 25           | RN1525              | RN1725 | RN2025 | RN2225 | RN2525 | RN2725 | RN3025 | RN3225 | RN3525 | RN3725 | RN4025 | RN4225 | RN4525 | RN4725 | RN5025 |
| 26           | RN1526              | RN1726 | RN2026 | RN2226 | RN2526 | RN2726 | RN3026 | RN3226 | RN3526 | RN3726 | RN4026 | RN4226 | RN4526 | RN4726 | RN5026 |
| 27           | RN1527              | RN1727 | RN2027 | RN2227 | RN2527 | RN2727 | RN3027 | RN3227 | RN3527 | RN3727 | RN4027 | RN4227 | RN4527 | RN4727 | RN5027 |
| 28           | RN1528              | RN1728 | RN2028 | RN2228 | RN2528 | RN2728 | RN3028 | RN3228 | RN3528 | RN3728 | RN4028 | RN4228 | RN4528 | RN4728 | RN5028 |
| 29           | RN1529              | RN1729 | RN2029 | RN2229 | RN2529 | RN2729 | RN3029 | RN3229 | RN3529 | RN3729 | RN4029 | RN4229 | RN4529 | RN4729 | RN5029 |
| 30           | RN1530              | RN1730 | RN2030 | RN2230 | RN2530 | RN2730 | RN3030 | RN3230 | RN3530 | RN3730 | RN4030 | RN4230 | RN4530 | RN4730 | RN5030 |

RN1510 > **R** Название продукта **N** Некомплаентный баллон **15** Диаметр баллона **10** Длина баллона

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций. Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.

# SPECIAL LINE

*Надёжное решение  
для сложных случаев*

## РАПИРА® HP

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(УЛЬТРАВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 35

## БЛЕЙД®


КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДНИКОМ

стр. 37

## БЛЕЙД® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДНИКОМ (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

стр. 39



**ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕКАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ,  
КОГДА СТАНДАРТНЫЕ БАЛЛОНЫ  
БЕССИЛЬНЫ**

- ✓ возможность подбора оптимального  
инструментария под конкретное поражение



# РАПИРА® НР


КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(УЛЬТРАВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

ABP  
45 атм.

Ультравысокое давление  
в удобной стандартной  
конструкции Rx баллона

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр баллона                          | 0.70 мм; от 1.00 до 4.50 мм с шагом 0.25 мм                                      |
| Длина баллона                            | от 5 до 30 мм с шагом 1 мм                                                       |
| Эффективная длина катетера               | 140 см                                                                           |
| Система доставки                         | Rx (монорельсовая)                                                               |
| Материал баллона                         | Nylon                                                                            |
| Диаметр дистальной части shaft           | 0.85 мм / 2.55 Fr (Ø 0.70-3.00 мм);<br>0.86 мм / 2.58 Fr (Ø 3.25-4.50 мм).       |
| Диаметр проксимальной части shaft        | 0.66 мм / 1.98 Fr                                                                |
| Расчетное номинальное давление (NOM)     | 12 атм.                                                                          |
| Расчетное давление разрыва (RBP)         | 30 атм. (Ø 0.70-4.00 мм);<br>26 атм. (Ø 4.25-4.50 мм).                           |
| Среднее расчетное давление разрыва (ABP) | 45 атм                                                                           |
| Тип укладки баллона                      | 2-х лепестковая (Ø 0.70-1.00 мм);<br>3-х лепестковая (Ø 1.25-4.50 мм).           |
| Длина кончика баллона                    | 1.5 мм (Ø 0.70-1.75 мм);<br>2.0 мм (Ø 2.00-3.00 мм);<br>2.5 мм (Ø 3.25-4.50 мм). |
| Профиль кончика баллона                  | 0.41 мм / 0.016"                                                                 |
| Рентгенконтрастные маркеры               | Наличие                                                                          |
| Маркеры глубины                          | Наличие                                                                          |
| Гидрофильное покрытие                    | Наличие                                                                          |
| Силиконовое покрытие                     | Наличие                                                                          |
| Диаметр совместимого проводника          | Макс. 0.014"                                                                     |
| Диаметр совместимого катетера            | Мин. 5 Fr / 6 Fr (техника "kissing")                                             |



# РАПИРА® НР

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
(УЛЬТРАВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| ДЛИНА,<br>ММ | ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              | 0.70                | 1.00   | 1.25   | 1.50   | 1.75   | 2.00   | 2.25   | 2.50   | 2.75   | 3.00   | 3.25   | 3.50   | 3.75   | 4.00   | 4.25   | 4.50   |
| 5            | RH0705              | RH1005 | RH1205 | RH1505 | RH1705 | RH2005 | RH2205 | RH2505 | RH2705 | RH3005 | RH3205 | RH3505 | RH3705 | RH4005 | RH4205 | RH4505 |
| 6            | RH0706              | RH1006 | RH1206 | RH1506 | RH1706 | RH2006 | RH2206 | RH2506 | RH2706 | RH3006 | RH3206 | RH3506 | RH3706 | RH4006 | RH4206 | RH4506 |
| 7            | RH0707              | RH1007 | RH1207 | RH1507 | RH1707 | RH2007 | RH2207 | RH2507 | RH2707 | RH3007 | RH3207 | RH3507 | RH3707 | RH4007 | RH4207 | RH4507 |
| 8            | RH0708              | RH1008 | RH1208 | RH1508 | RH1708 | RH2008 | RH2208 | RH2508 | RH2708 | RH3008 | RH3208 | RH3508 | RH3708 | RH4008 | RH4208 | RH4508 |
| 9            | RH0709              | RH1009 | RH1209 | RH1509 | RH1709 | RH2009 | RH2209 | RH2509 | RH2709 | RH3009 | RH3209 | RH3509 | RH3709 | RH4009 | RH4209 | RH4509 |
| 10           | RH0710              | RH1010 | RH1210 | RH1510 | RH1710 | RH2010 | RH2210 | RH2510 | RH2710 | RH3010 | RH3210 | RH3510 | RH3710 | RH4010 | RH4210 | RH4510 |
| 11           | RH0711              | RH1011 | RH1211 | RH1511 | RH1711 | RH2011 | RH2211 | RH2511 | RH2711 | RH3011 | RH3211 | RH3511 | RH3711 | RH4011 | RH4211 | RH4511 |
| 12           | RH0712              | RH1012 | RH1212 | RH1512 | RH1712 | RH2012 | RH2212 | RH2512 | RH2712 | RH3012 | RH3212 | RH3512 | RH3712 | RH4012 | RH4212 | RH4512 |
| 13           | RH0713              | RH1013 | RH1213 | RH1513 | RH1713 | RH2013 | RH2213 | RH2513 | RH2713 | RH3013 | RH3213 | RH3513 | RH3713 | RH4013 | RH4213 | RH4513 |
| 14           | RH0714              | RH1014 | RH1214 | RH1514 | RH1714 | RH2014 | RH2214 | RH2514 | RH2714 | RH3014 | RH3214 | RH3514 | RH3714 | RH4014 | RH4214 | RH4514 |
| 15           | RH0715              | RH1015 | RH1215 | RH1515 | RH1715 | RH2015 | RH2215 | RH2515 | RH2715 | RH3015 | RH3215 | RH3515 | RH3715 | RH4015 | RH4215 | RH4515 |
| 16           | RH0716              | RH1016 | RH1216 | RH1516 | RH1716 | RH2016 | RH2216 | RH2516 | RH2716 | RH3016 | RH3216 | RH3516 | RH3716 | RH4016 | RH4216 | RH4516 |
| 17           | RH0717              | RH1017 | RH1217 | RH1517 | RH1717 | RH2017 | RH2217 | RH2517 | RH2717 | RH3017 | RH3217 | RH3517 | RH3717 | RH4017 | RH4217 | RH4517 |
| 18           | RH0718              | RH1018 | RH1218 | RH1518 | RH1718 | RH2018 | RH2218 | RH2518 | RH2718 | RH3018 | RH3218 | RH3518 | RH3718 | RH4018 | RH4218 | RH4518 |
| 19           | RH0719              | RH1019 | RH1219 | RH1519 | RH1719 | RH2019 | RH2219 | RH2519 | RH2719 | RH3019 | RH3219 | RH3519 | RH3719 | RH4019 | RH4219 | RH4519 |
| 20           | RH0720              | RH1020 | RH1220 | RH1520 | RH1720 | RH2020 | RH2220 | RH2520 | RH2720 | RH3020 | RH3220 | RH3520 | RH3720 | RH4020 | RH4220 | RH4520 |
| 21           | RH0721              | RH1021 | RH1221 | RH1521 | RH1721 | RH2021 | RH2221 | RH2521 | RH2721 | RH3021 | RH3221 | RH3521 | RH3721 | RH4021 | RH4221 | RH4521 |
| 22           | RH0722              | RH1022 | RH1222 | RH1522 | RH1722 | RH2022 | RH2222 | RH2522 | RH2722 | RH3022 | RH3222 | RH3522 | RH3722 | RH4022 | RH4222 | RH4522 |
| 23           | RH0723              | RH1023 | RH1223 | RH1523 | RH1723 | RH2023 | RH2223 | RH2523 | RH2723 | RH3023 | RH3223 | RH3523 | RH3723 | RH4023 | RH4223 | RH4523 |
| 24           | RH0724              | RH1024 | RH1224 | RH1524 | RH1724 | RH2024 | RH2224 | RH2524 | RH2724 | RH3024 | RH3224 | RH3524 | RH3724 | RH4024 | RH4224 | RH4524 |
| 25           | RH0725              | RH1025 | RH1225 | RH1525 | RH1725 | RH2025 | RH2225 | RH2525 | RH2725 | RH3025 | RH3225 | RH3525 | RH3725 | RH4025 | RH4225 | RH4525 |
| 26           | RH0726              | RH1026 | RH1226 | RH1526 | RH1726 | RH2026 | RH2226 | RH2526 | RH2726 | RH3026 | RH3226 | RH3526 | RH3726 | RH4026 | RH4226 | RH4526 |
| 27           | RH0727              | RH1027 | RH1227 | RH1527 | RH1727 | RH2027 | RH2227 | RH2527 | RH2727 | RH3027 | RH3227 | RH3527 | RH3727 | RH4027 | RH4227 | RH4527 |
| 28           | RH0728              | RH1028 | RH1228 | RH1528 | RH1728 | RH2028 | RH2228 | RH2528 | RH2728 | RH3028 | RH3228 | RH3528 | RH3728 | RH4028 | RH4228 | RH4528 |
| 29           | RH0729              | RH1029 | RH1229 | RH1529 | RH1729 | RH2029 | RH2229 | RH2529 | RH2729 | RH3029 | RH3229 | RH3529 | RH3729 | RH4029 | RH4229 | RH4529 |
| 30           | RH0730              | RH1030 | RH1230 | RH1530 | RH1730 | RH2030 | RH2230 | RH2530 | RH2730 | RH3030 | RH3230 | RH3530 | RH3730 | RH4030 | RH4230 | RH4530 |

RH1510 >



Название  
продукта



Некомплаентный баллон  
ультравысокого давления



15 Диаметр  
баллона



10 Длина  
баллона

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций.  
Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.


# БЛЕЙД®

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДНИКОМ

Безопасность процедуры,  
контроль и СИЛА воздействия

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Диаметр баллона                      | от 1.50 до 4.00 мм с шагом 0.25 мм                               |
| Длина баллона                        | от 5 до 30 мм с шагом 1 мм                                       |
| Эффективная длина катетера           | 140 см                                                           |
| Система доставки                     | Rx (монорельсовая)                                               |
| Материал баллона                     | Pebax                                                            |
| Материал усиливающего проводника     | NiTi                                                             |
| Диаметр усиливающего проводника      | 0.011"                                                           |
| Диаметр дистальной части shaft       | 0.96 мм / 2.88 Fr                                                |
| Диаметр проксимальной части shaft    | 0.62 мм / 1.86 Fr                                                |
| Расчетное номинальное давление (NOM) | 6 атм.                                                           |
| Расчетное давление разрыва (RBP)     | 16 атм.                                                          |
| Тип укладки баллона                  | 3-х лепестковая                                                  |
| Длина кончика баллона                | 10.0 мм                                                          |
| Профиль кончика баллона              | 0.55 мм / 0.0215"                                                |
| Кроссинг-профиль баллона             | 0.72 мм / 0.0285" (Ø 1.50 мм);<br>0.80 мм / 0.0315" (Ø 3.00 мм). |
| Рентгенконтрастные маркеры           | Наличие                                                          |
| Маркеры глубины                      | Наличие                                                          |
| Гидрофильное покрытие                | Наличие                                                          |
| Силиконовое покрытие                 | Наличие                                                          |
| Диаметр совместимого проводника      | Макс. 0.014"                                                     |
| Диаметр совместимого катетера        | Мин. 5 Fr                                                        |



**БЛЕЙД®**  
КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДНИКОМ

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| ДЛИНА, ММ | ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | 1.50                | 1.75   | 2.00   | 2.25   | 2.50   | 2.75   | 3.00   | 3.25   | 3.50   | 3.75   | 4.00   |
| 5         | BS1505              | BS1705 | BS2005 | BS2205 | BS2505 | BS2705 | BS3005 | BS3205 | BS3505 | BS3705 | BS4005 |
| 6         | BS1506              | BS1706 | BS2006 | BS2206 | BS2506 | BS2706 | BS3006 | BS3206 | BS3506 | BS3706 | BS4006 |
| 7         | BS1507              | BS1707 | BS2007 | BS2207 | BS2507 | BS2707 | BS3007 | BS3207 | BS3507 | BS3707 | BS4007 |
| 8         | BS1508              | BS1708 | BS2008 | BS2208 | BS2508 | BS2708 | BS3008 | BS3208 | BS3508 | BS3708 | BS4008 |
| 9         | BS1509              | BS1709 | BS2009 | BS2209 | BS2509 | BS2709 | BS3009 | BS3209 | BS3509 | BS3709 | BS4009 |
| 10        | BS1510              | BS1710 | BS2010 | BS2210 | BS2510 | BS2710 | BS3010 | BS3210 | BS3510 | BS3710 | BS4010 |
| 11        | BS1511              | BS1711 | BS2011 | BS2211 | BS2511 | BS2711 | BS3011 | BS3211 | BS3511 | BS3711 | BS4011 |
| 12        | BS1512              | BS1712 | BS2012 | BS2212 | BS2512 | BS2712 | BS3012 | BS3212 | BS3512 | BS3712 | BS4012 |
| 13        | BS1513              | BS1713 | BS2013 | BS2213 | BS2513 | BS2713 | BS3013 | BS3213 | BS3513 | BS3713 | BS4013 |
| 14        | BS1514              | BS1714 | BS2014 | BS2214 | BS2514 | BS2714 | BS3014 | BS3214 | BS3514 | BS3714 | BS4014 |
| 15        | BS1515              | BS1715 | BS2015 | BS2215 | BS2515 | BS2715 | BS3015 | BS3215 | BS3515 | BS3715 | BS4015 |
| 16        | BS1516              | BS1716 | BS2016 | BS2216 | BS2516 | BS2716 | BS3016 | BS3216 | BS3516 | BS3716 | BS4016 |
| 17        | BS1517              | BS1717 | BS2017 | BS2217 | BS2517 | BS2717 | BS3017 | BS3217 | BS3517 | BS3717 | BS4017 |
| 18        | BS1518              | BS1718 | BS2018 | BS2218 | BS2518 | BS2718 | BS3018 | BS3218 | BS3518 | BS3718 | BS4018 |
| 19        | BS1519              | BS1719 | BS2019 | BS2219 | BS2519 | BS2719 | BS3019 | BS3219 | BS3519 | BS3719 | BS4019 |
| 20        | BS1520              | BS1720 | BS2020 | BS2220 | BS2520 | BS2720 | BS3020 | BS3220 | BS3520 | BS3720 | BS4020 |
| 21        | BS1521              | BS1721 | BS2021 | BS2221 | BS2521 | BS2721 | BS3021 | BS3221 | BS3521 | BS3721 | BS4021 |
| 22        | BS1522              | BS1722 | BS2022 | BS2222 | BS2522 | BS2722 | BS3022 | BS3222 | BS3522 | BS3722 | BS4022 |
| 23        | BS1523              | BS1723 | BS2023 | BS2223 | BS2523 | BS2723 | BS3023 | BS3223 | BS3523 | BS3723 | BS4023 |
| 24        | BS1524              | BS1724 | BS2024 | BS2224 | BS2524 | BS2724 | BS3024 | BS3224 | BS3524 | BS3724 | BS4024 |
| 25        | BS1525              | BS1725 | BS2025 | BS2225 | BS2525 | BS2725 | BS3025 | BS3225 | BS3525 | BS3725 | BS4025 |
| 26        | BS1526              | BS1726 | BS2026 | BS2226 | BS2526 | BS2726 | BS3026 | BS3226 | BS3526 | BS3726 | BS4026 |
| 27        | BS1527              | BS1727 | BS2027 | BS2227 | BS2527 | BS2727 | BS3027 | BS3227 | BS3527 | BS3727 | BS4027 |
| 28        | BS1528              | BS1728 | BS2028 | BS2228 | BS2528 | BS2728 | BS3028 | BS3228 | BS3528 | BS3728 | BS4028 |
| 29        | BS1529              | BS1729 | BS2029 | BS2229 | BS2529 | BS2729 | BS3029 | BS3229 | BS3529 | BS3729 | BS4029 |
| 30        | BS1530              | BS1730 | BS2030 | BS2230 | BS2530 | BS2730 | BS3030 | BS3230 | BS3530 | BS3730 | BS4030 |

BS1510 > **B** Название продукта **S** Семикомплаентный баллон **15** Диаметр баллона **10** Длина баллона

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций. Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.

# БЛЕЙД® NS


КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДНИКОМ (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

Ø1.50  
ММ

NS скоринг баллон  
с самым маленьким  
диаметром в мире

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Диаметр баллона                      | от 1.50 до 5.00 мм с шагом 0.25 мм                               |
| Длина баллона                        | от 5 до 30 мм с шагом 1 мм                                       |
| Эффективная длина катетера           | 140 см                                                           |
| Система доставки                     | Rx (монорельсовая)                                               |
| Материал баллона                     | Pebax                                                            |
| Материал усиливающего проводника     | NiTi                                                             |
| Диаметр усиливающего проводника      | 0.011"                                                           |
| Диаметр дистальной части shaft       | 0.96 мм / 2.88 Fr                                                |
| Диаметр проксимальной части shaft    | 0.62 мм / 1.86 Fr                                                |
| Расчетное номинальное давление (NOM) | 12 атм.                                                          |
| Расчетное давление разрыва (RBP)     | 22 атм.                                                          |
| Тип укладки баллона                  | 3-х лепестковая                                                  |
| Длина кончика баллона                | 10.0 мм                                                          |
| Профиль кончика баллона              | 0.55 мм / 0.0215"                                                |
| Кроссинг-профиль баллона             | 0.81 мм / 0.0320" (Ø 2.00 мм);<br>0.86 мм / 0.0340" (Ø 3.00 мм). |
| Рентгенконтрастные маркеры           | Наличие                                                          |
| Маркеры глубины                      | Наличие                                                          |
| Гидрофильное покрытие                | Наличие                                                          |
| Силиконовое покрытие                 | Наличие                                                          |
| Диаметр совместимого проводника      | Макс. 0.014"                                                     |
| Диаметр совместимого катетера        | Мин. 5 Fr                                                        |



# БЛЕЙД® NC

КАТЕТЕР БАЛЛОННЫЙ КОРОНАРНЫЙ  
УСИЛЕННЫЙ ПРОВОДНИКОМ (ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

| ДЛИНА,<br>ММ | ДИАМЕТР БАЛЛОНА, ММ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              | 1.50                | 1.75   | 2.00   | 2.25   | 2.50   | 2.75   | 3.00   | 3.25   | 3.50   | 3.75   | 4.00   | 4.25   | 4.50   | 4.75   | 5.00   |
| 5            | BN1505              | BN1705 | BN2005 | BN2205 | BN2505 | BN2705 | BN3005 | BN3205 | BN3505 | BN3705 | BN4005 | BN4205 | BN4505 | BN4705 | BN5005 |
| 6            | BN1506              | BN1706 | BN2006 | BN2206 | BN2506 | BN2706 | BN3006 | BN3206 | BN3506 | BN3706 | BN4006 | BN4206 | BN4506 | BN4706 | BN5006 |
| 7            | BN1507              | BN1707 | BN2007 | BN2207 | BN2507 | BN2707 | BN3007 | BN3207 | BN3507 | BN3707 | BN4007 | BN4207 | BN4507 | BN4707 | BN5007 |
| 8            | BN1508              | BN1708 | BN2008 | BN2208 | BN2508 | BN2708 | BN3008 | BN3208 | BN3508 | BN3708 | BN4008 | BN4208 | BN4508 | BN4708 | BN5008 |
| 9            | BN1509              | BN1709 | BN2009 | BN2209 | BN2509 | BN2709 | BN3009 | BN3209 | BN3509 | BN3709 | BN4009 | BN4209 | BN4509 | BN4709 | BN5009 |
| 10           | BN1510              | BN1710 | BN2010 | BN2210 | BN2510 | BN2710 | BN3010 | BN3210 | BN3510 | BN3710 | BN4010 | BN4210 | BN4510 | BN4710 | BN5010 |
| 11           | BN1511              | BN1711 | BN2011 | BN2211 | BN2511 | BN2711 | BN3011 | BN3211 | BN3511 | BN3711 | BN4011 | BN4211 | BN4511 | BN4711 | BN5011 |
| 12           | BN1512              | BN1712 | BN2012 | BN2212 | BN2512 | BN2712 | BN3012 | BN3212 | BN3512 | BN3712 | BN4012 | BN4212 | BN4512 | BN4712 | BN5012 |
| 13           | BN1513              | BN1713 | BN2013 | BN2213 | BN2513 | BN2713 | BN3013 | BN3213 | BN3513 | BN3713 | BN4013 | BN4213 | BN4513 | BN4713 | BN5013 |
| 14           | BN1514              | BN1714 | BN2014 | BN2214 | BN2514 | BN2714 | BN3014 | BN3214 | BN3514 | BN3714 | BN4014 | BN4214 | BN4514 | BN4714 | BN5014 |
| 15           | BN1515              | BN1715 | BN2015 | BN2215 | BN2515 | BN2715 | BN3015 | BN3215 | BN3515 | BN3715 | BN4015 | BN4215 | BN4515 | BN4715 | BN5015 |
| 16           | BN1516              | BN1716 | BN2016 | BN2216 | BN2516 | BN2716 | BN3016 | BN3216 | BN3516 | BN3716 | BN4016 | BN4216 | BN4516 | BN4716 | BN5016 |
| 17           | BN1517              | BN1717 | BN2017 | BN2217 | BN2517 | BN2717 | BN3017 | BN3217 | BN3517 | BN3717 | BN4017 | BN4217 | BN4517 | BN4717 | BN5017 |
| 18           | BN1518              | BN1718 | BN2018 | BN2218 | BN2518 | BN2718 | BN3018 | BN3218 | BN3518 | BN3718 | BN4018 | BN4218 | BN4518 | BN4718 | BN5018 |
| 19           | BN1519              | BN1719 | BN2019 | BN2219 | BN2519 | BN2719 | BN3019 | BN3219 | BN3519 | BN3719 | BN4019 | BN4219 | BN4519 | BN4719 | BN5019 |
| 20           | BN1520              | BN1720 | BN2020 | BN2220 | BN2520 | BN2720 | BN3020 | BN3220 | BN3520 | BN3720 | BN4020 | BN4220 | BN4520 | BN4720 | BN5020 |
| 21           | BN1521              | BN1721 | BN2021 | BN2221 | BN2521 | BN2721 | BN3021 | BN3221 | BN3521 | BN3721 | BN4021 | BN4221 | BN4521 | BN4721 | BN5021 |
| 22           | BN1522              | BN1722 | BN2022 | BN2222 | BN2522 | BN2722 | BN3022 | BN3222 | BN3522 | BN3722 | BN4022 | BN4222 | BN4522 | BN4722 | BN5022 |
| 23           | BN1523              | BN1723 | BN2023 | BN2223 | BN2523 | BN2723 | BN3023 | BN3223 | BN3523 | BN3723 | BN4023 | BN4223 | BN4523 | BN4723 | BN5023 |
| 24           | BN1524              | BN1724 | BN2024 | BN2224 | BN2524 | BN2724 | BN3024 | BN3224 | BN3524 | BN3724 | BN4024 | BN4224 | BN4524 | BN4724 | BN5024 |
| 25           | BN1525              | BN1725 | BN2025 | BN2225 | BN2525 | BN2725 | BN3025 | BN3225 | BN3525 | BN3725 | BN4025 | BN4225 | BN4525 | BN4725 | BN5025 |
| 26           | BN1526              | BN1726 | BN2026 | BN2226 | BN2526 | BN2726 | BN3026 | BN3226 | BN3526 | BN3726 | BN4026 | BN4226 | BN4526 | BN4726 | BN5026 |
| 27           | BN1527              | BN1727 | BN2027 | BN2227 | BN2527 | BN2727 | BN3027 | BN3227 | BN3527 | BN3727 | BN4027 | BN4227 | BN4527 | BN4727 | BN5027 |
| 28           | BN1528              | BN1728 | BN2028 | BN2228 | BN2528 | BN2728 | BN3028 | BN3228 | BN3528 | BN3728 | BN4028 | BN4228 | BN4528 | BN4728 | BN5028 |
| 29           | BN1529              | BN1729 | BN2029 | BN2229 | BN2529 | BN2729 | BN3029 | BN3229 | BN3529 | BN3729 | BN4029 | BN4229 | BN4529 | BN4729 | BN5029 |
| 30           | BN1530              | BN1730 | BN2030 | BN2230 | BN2530 | BN2730 | BN3030 | BN3230 | BN3530 | BN3730 | BN4030 | BN4230 | BN4530 | BN4730 | BN5030 |

BN1510 &gt;

Название  
продуктаНекомплаентный  
баллонДиаметр  
баллонаДлина  
баллона

\* Пожалуйста, уточняйте наличие продукции на складе. Склад готовой продукции формируется из наиболее ходовых размерных позиций.  
Сроки производства продукции под заказ согласовываются индивидуально через менеджеров компании.





**ООО «НПК ЭВИПРО»**

630049, Россия, г. Новосибирск,  
Красный проспект, д.153Б, оф. 22.  
Тел.: +7 (383) 305-00-00,  
e-mail: [one@evipro.one](mailto:one@evipro.one),  
[www.evipro.one](http://www.evipro.one)